

Minha experiência com o **SYMPRO** aparelho para limpeza de próteses

## Limpeza automática de próteses, que realmente funciona!

Um testemunho de Christopher Tuxford,  
dentista de Hochstetten, Alemanha

### **Outono de 2017, feira de Stuttgart**

“Intensa atividade, muitos estandes, quase uma sobrecarga de informações! Tudo novo, tudo excelente e tudo CARO. Mas então, de passagem, eu vejo algo pelo canto do olho. Pequeno, branco e cinza, discreto e, de algum jeito, especial. Só agora reparo que estou parado junto ao estande da Renfert. Material de laboratório! Sou dentista! Mas o que é isso?”

A amável resposta foi direta ao ponto: É o SYMPRO aparelho para limpeza de próteses, utilizado também ou justamente para o consultório. Fantástico, o laboratório tem disso em grande escala. Demora 2 a 3 horas até os elementos estarem de volta ao consultório. Contudo, parecem novos. Então eu faço perguntas.

20 a 40 minutos de tempo de limpeza, sem ser necessário polimento mecânico posterior. Uau, e isso funciona? OK, o preço é menor do que o imaginado.

No tempo que demorou até o equipamento ser entregue, eu comecei a pesquisar. Tudo parece positivo. Além do mais, pacientes com descoloração severa causada por fumo, tem nos abordado e perguntado diretamente pelos serviços de limpeza de próteses.

Então, finalmente, o primeiro ensaio. E, efetivamente, com 20 a 40 minutos, dependendo da sujeira, é possível obter resultados muito bons e muito próximos dos alcançados pelo tratamento profissional em laboratório. Ideal para se limpar a prótese ao mesmo tempo que se faz uma lim-

peza dental profissional e os pacientes saírem com todos os seus dentes limpos.

Desde então, pode-se dizer que aprox. 80% das limpezas de próteses são feitas no consultório. O equipamento integrou-se no cotidiano do consultório e funciona com confiabilidade.”

### **Março 2018**

“Enquanto isso, temos recebido novamente próteses que foram limpas há meses atrás. Elas não revelam depósitos acentuados que indicariam a formação de eventuais microrrugosidades. Enquanto isso, a limpeza também é referida e solicitada diretamente por pacientes com descoloração dos dentes causada pelo fumo.

Dentadura inferior antes da limpeza



Dentadura inferior (vestibular) após 20 minutos de limpeza





Dentadura inferior com acentuados depósitos basais



Dentadura inferior após 20 minutos de limpeza



Dentadura superior com depósitos persistentes antes da primeira limpeza



Dentadura superior após 40 minutos de limpeza

O plano para utilizar o aparelho para limpeza regular de próteses dentárias em lares de idosos atualmente ainda está falho devido à logística. A necessidade existe, resta analisar e avaliar o valor a ser pago.”

#### **Outono de 2018**

“Passado um ano, com a exceção no caso de novos pacientes, já quase não vemos próteses com que demandam prolongada necessidade de limpeza de >20 minutos.”

#### **Conclusão**

“A limpeza de próteses demora apenas < 20 minutos e pode ser efetuada, sem problemas, com a metade do tempo de uma limpeza dental profissional. Mesmo nos lares de idosos não existem

praticamente novos desafios a esse respeito. Exceto, como aqui, no caso de um novo paciente. Durante uma visita de rotina em um lar de idosos, me mostraram uma dentadura. O pessoal tentou anteriormente, por todos os meios possíveis, limpar as próteses e fizeram certamente com a melhor das intenções. Infelizmente, os revestimentos sofreram muito durante esse processo. No entanto, por vontade dos familiares e a fim de poupar nos custos, as próteses não deveriam ser enviadas para tratamento em um laboratório dental. Por fim, havia novamente um desafio.”

#### **O desafio**

“O tártaro depositado ao longo de anos era tão persistente que a limpeza de-

morou bem mais do que no caso de uma sujeira normal, mas o resultado estava à vista. Por um serviço destes, que não exige qualquer trabalho manual, basta-me cobrar 30 €. Para isso, os exemplares informativos disponibilizados pelo fabricante são muito úteis.”

#### **Conclusão após um ano**

“Eu posso dizer que traria de novo o sistema de limpeza de próteses SYMPRO para o consultório tem sido um grande sucesso.”

**Christopher Tuxford**

Novembro 2018