

# ***SYMPROfluid Nicoclean***

**No. 6500-0610**

## **Beschreibung**

Spezialreiniger zur Entfernung von hartnäckigen Nikotinbelägen.

Gebrauchsfertige Lösung zur wirkungsvollen Entfernung von hartnäckigen Nikotinablagerungen und Verfärbungen.

## **Anwendung:**

*SYMPROfluid Nicoclean* kommt nach der Verwendung von *SYMPROfluid Universal* zur Anwendung.

1. Objekt im grauen Becher vollständig mit *SYMPROfluid Nicoclean* bedecken. Einwirkzeit ca. 5 – 10 min (ohne Hochleistungs-Reinigungsgerät). Entfernung eventueller Restbeläge durch einfaches Bürsten mit Zahn- oder Prothesenbürste unter warmem Wasser.
2. Gereinigtes Objekt vor Weitergabe an den Patienten gut mit Wasser abspülen und desinfizieren.

*Durch das eingebrachte Objekt kann es zu einer bakteriellen Verunreinigung der Reinigungsflüssigkeit kommen. Deshalb: Reinigungsflüssigkeit für jeden Reinigungsvorgang neu ansetzen!*

3. Entleeren des Bechers:
  - Reinigungsflüssigkeit vorsichtig abgießen.
  - Becher mit klarem Wasser spülen.

## **Hotline Anwendungsberatung**

Werktags: Tel.: +49 7731 82 08-961

Email: didicher@renfert.com

## **Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:**

*SYMPROfluid Nicoclean* ist gemäß GefStoffV / EG-Richtlinien als Gefahrstoff eingestuft.

## **Gefahrenbezeichnung:**

Reizend, reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

## **Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Nach Einatmen, für Frischluft sorgen.
- Nach Hautkontakt, sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt, sofort gründlich mit viel Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken, sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.

**Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des Sicherheitsdatenblattes.  
(Download unter [www.renfert.com](http://www.renfert.com)).**

**Persönliche Schutzausrüstung:**

- Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen.
- Dicht schließende Schutzbrille.

**Flüssigkeiten nicht mit folgenden Oberflächen in Kontakt bringen:**

PVC, Linoleum, Naturstein, Edelstahl und Holzoberflächen.

**Physikalische und chemische Eigenschaften:**

Alkalische Reinigungsflüssigkeit,  
pH=12, Dichte: 1020g/l  
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gem.  
Verordnung EG 648/2004, Anhang VII:  
< 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe

**Hinweise zur Entsorgung**

Die gebrauchte Reinigungslösung kann nach entsprechender Neutralisation in das Abwasser gegeben werden, sofern die eingebrachte Verschmutzung dies zulässt.

Neutralisation über die 1:1 Mischung von *SYMPROfluid Universal* und *SYMPROfluid Nicoclean* oder informieren Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung.

Abfallschlüssel: 20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten.

Die enthaltenen Tenside sind gemäß EG-Detergenzien-VO 648/2004 biologisch abbaubar.

**Lieferformen, Lagerung:**

Gebinde 2000 ml

Nur im verschlossenen Originalbehälter zwischen -5°C und 40°C aufbewahren. Kühl, dunkel und aufrecht stehend lagern.

# ***SYMPROfluid Nicoclean***

**No. 6500-0610**

## **Description:**

Special cleaner for the removal of stubborn nicotine stains.

Ready-for-use solution for the effective removal of stubborn nicotine deposits and stains.

## **Application:**

*SYMPROfluid Nicoclean* is for use after the *SYMPROfluid Universal*.

1. Place object into the grey beaker and immerse completely in *SYMPROfluid Nicoclean*. Immersion time approx. 5 – 10 min (without high performance cleaning device).  
To remove the remaining residues, simply brush clean in warm water with a toothbrush or denture brush.
2. Rinse the cleaned object thoroughly in water and disinfect before transferring back to patient.

*The cleaning liquid can become contaminated with bacteria from the inserted object. For this reason: Always use fresh cleaning liquid for every new cleaning sequence!*

3. Empty the beaker:
  - Carefully pour the cleaning liquid out.
  - Rinse with clean water.

## **Hotline application support:**

Workdays tel.: +49 7731 82 08-961

Email: didicher@renfert.com

## **Warnings and safety advice:**

*SYMPROfluid Universal* is classed as a harmful material according to GefStoffV / EC regulations.

## **Hazard information:**

Irritant, irritates the eyes, respiratory organs and skin.

## **First Aid information:**

- Remove soiled, soaked clothes immediately.
- After inhaling, ensure of fresh air.
- After skin contact, wash hands immediately using plenty of water and soap. If skin is irritated please consult a doctor.
- After eye contact, rinse immediately with plenty of water and consult a doctor.
- After swallowing, rinse mouth out immediately and drink plenty of water. Do not induce vomiting. Consult a doctor immediately.

**In every case, please observe the information on the safety data sheet. (Download under [www.renfert.com](http://www.renfert.com)).**

**Personal protective equipment:**

- Wear certified protective gloves.
- Airtight protective goggles.

**The liquids must not come into contact with the following surfaces:**

PVC, linoleum, natural stone, stainless steel, wooden surfaces.

**Physical and chemical properties:**

Acid cleaning liquid, pH=12, density: 1020g/l

Identification of constituents according to EC standard no. 648/2004, Annex VII: < 5% nonionic tensides, fragrance

**Information in disposal:**

The used cleaning liquid can be disposed of in the waste water system after having been neutralised, as long as the contaminated deposits allow.

Neutralise with a mixture ratio of 1:1 *SYMPROfluid Universal* and *SYMPROfluid Nicoclean* or request information from your local authorities about proper disposal. Waste code: 20 01 29 cleaning liquid, which contains harmful materials. The tensides are bio-degradable according to EC regulation for detergents No. 648/2004

**Delivery, storage:**

2000 ml container

Store only in the closed original container between -5°C and 40°C. Keep cool, dark and in an upright position.

## Fiche du produit

# ***SYMPROfluid Nicoclean***

**No. 6500-0610**

### **Description:**

Nettoyant spécial pour enlever des couches tenaces de nicotine.

Solution prête à l'emploi pour l'élimination efficace des dépôts résistants de nicotine et des taches.

### **Utilisation:**

*SYMPROfluid Nicoclean* est à appliquer après l'utilisation de *SYMPROfluid Universal*.

1. Couvrir totalement l'objet dans le bol gris avec *SYMPROfluid Nicoclean*. Temps d'action env. 5 – 10 min (sans appareil de nettoyage à hautes performances). Élimination simple des résidus éventuels sous l'eau chaude par brossage avec une brosse à dents ou une brosse pour prothèses.
2. Avant de remettre l'objet nettoyé au patient bien le rincer sous l'eau et le désinfecter.

*De par l'objet introduit il se peut que le liquide de nettoyage puisse être contaminé par des microbes. Pour cette raison: Pour chaque nouveau nettoyage préparer du liquide de nettoyage frais!*

3. Vidange du bol:
  - Verser prudemment le liquide de nettoyage.
  - Rincer le bol sous de l'eau claire.

### **Hotline conseils d'application:**

Sur semaine: Tel.: +49 7731 82 08-961

Email: didicher@renfert.com

### **Avertissement des dangers et conseils de sécurité:**

*SYMPROfluid Nicoclean* est classifié selon GefStoffV /directives CE comme produit dangereux.

### **Désignation du danger:**

Irritant, irrite les yeux, les organes respiratoires et la peau

### **Mesures des premiers secours:**

- Enlever immédiatement les vêtements souillés et mouillés.
- Après l'aspiration pourvoir de l'air frais.
- Après le contact avec la peau laver immédiatement avec beaucoup d'eau et du savon. En cas d'irritation de la peau consulter un médecin.
- Après contact avec les yeux laver immédiatement à fond avec de l'eau et consulter un médecin.
- Après absorption rincer immédiatement la bouche et boire en supplément beaucoup d'eau. Ne pas provoquer de vomissements. Consulter immédiatement un médecin.

**Veillez s.v.p. tenir compte dans tous les cas des informations stipulées sur la fiche données de sécurité. (Download sous [www.renfert.com](http://www.renfert.com)).**

**Equipement de protection individuel:**

- il faut porter des gants de protection contrôlés.
- des lunettes de protection bien fermées.

**Ne pas mettre en contact les liquides avec les surfaces de:**

PVC, linoléum, pierre naturelle, acier spécial et bois.

**Caractéristiques physiques et chimiques:**

Détergent alcalin, pH=12, densité: 1020g/l. Indication des substances selon décret EC 648/2004, annexe VII: < 5% de dérivés tensio actifs non-ioniques, matières odorantes.

**Mise aux déchets:**

Le liquide de nettoyage utilisé peut être mis aux égouts après sa neutralisation préliminaire, si le salissement survenu le permet.

Neutralisation par le mélangee 1:1 de *SYMPROfluid Universal* et de *SYMPROfluid Nicoclean* ou s'informer auprès des autorités locales sur l'élimination réglementaire des déchets.

Code de déchets: 20 01 29 détergents contenant des substances dangereuses. Les substances tensio actives contenues sont biologiquement dégradables selon décret EC 648/2004.

**Forme de livraison, stockage:**

emballage de 2000 ml

Emmagasinage exclusivement dans des récipients originaux fermés, à des températures entre -5°C et 40°C. Stockage au froid à l'abri de la lumière et en position verticale.

## Scheda tecnica del prodotto

# ***SYMPROfluid Nicoclean***

**No. 6500-0610**

### **Descrizione:**

Detergente speciale per rimuovere i depositi tenaci di nicotina.

Soluzione pronta all'uso per la rimozione efficace dei depositi tenaci e delle macchie di nicotina.

### **Utilizzazione:**

Utilizzare *SYMPROfluid Nicoclean* dopo il lavaggio con *SYMPROfluid Universal*.

1. Immergere l'oggetto completamente nel recipiente grigio con *SYMPROfluid Nicoclean*.

Tempo d'azione ca. 5 – 10 min (senza l'apparecchio per la pulizia ad alte prestazioni). Rimuovere eventuali depositi residui spazzolando semplicemente con uno spazzolino da denti o per protesi sotto l'acqua tiepida.

2. Dopo la pulizia, risciacquare bene l'oggetto con acqua e disinfettarlo prima di consegnarlo al paziente.

*L'oggetto immerso nel liquido può causare una contaminazione batterica della soluzione detergente. Quindi: Rinnovare il detergente liquido per ogni ciclo di pulizia!*

3. Svuotare il recipiente:

- Versare cautamente il liquido detergente.
- Risciacquare il recipiente sotto l'acqua corrente.

### **Consulenza impiego:**

Giorni feriali: Tel.: +49 7731 82 08-961

Email: didicher@renfert.com

### **Indicazione sui pericoli e consigli di prudenza:**

Secondo la legge tedesca GefStoffV / le direttive CEE *SYMPROfluid Nicoclean* è considerato come una sostanza pericolosa.

### **Descrizione del pericolo:**

Irritante, irrita gli occhi, l'apparato respiratorio e la cute

### **Misure di pronto soccorso:**

- Togliere immediatamente qualsiasi indumento insudiciato o spruzzato.
- In caso di inalazione, ventilare con aria fresca.
- In caso di contatto con la cute, risciacquare immediatamente con molta acqua e sapone.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente a fondo e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- In caso di ingestione, sciacquare immediatamente la bocca con acqua e bere molta acqua. Non provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico.

**Si prega di osservare in ogni caso le informazioni contenute sulla scheda di sicurezza.**

**(Da scaricare su [www.renfert.com](http://www.renfert.com))**

**Indumenti di protezione personale:**

- Indossare guanti di protezione omologati.
- Occhiali di protezione ermetici.

**Non mettere i liquidi a contatto con le superfici seguenti:**

PVC, linoleum, pietra naturale, acciaio inossidabile, superfici in legno.

**Proprietà fisiche e chimiche**

Liquido detergente alcalino, pH=12, densità: 1020g/l

Identificazione delle sostanze contenute secondo il regolamento 648/2004 CEE, appendice VII: < 5% tensioattivi non ionici, fragranze

**Indicazioni sullo smaltimento:**

Dopo l'uso, la soluzione detergente può essere immessa nelle acque di scarico, previa corrispondente neutralizzazione, e nel caso in cui l'imbrattamento apportato lo consenta.

Per la neutralizzazione mescolare *SYMPROfluid Universal* e *SYMPROfluid Nicoclean* nella proporzione 1:1 oppure si informi presso le autorità locali sulle modalità per uno smaltimento conforme alle disposizioni vigenti.

Chiave rifiuti: 20 01 29 Soluzione detergente che contiene sostanze pericolose I tensidi contenuti sono bio-degradabili in conformità al regolamento detergenti 648/2004 CEE.

**Confezioni, conservazione:**

Confezione da 2000 ml

Conservare solamente nel recipiente originale chiuso a temperature tra -5°C e 40°C. Conservare al fresco, allo scuro e in posizione verticale.

## Ficha técnica del producto

# ***SYMPROfluid Nicoclean***

**No. 6500-0610**

### **Descripción:**

Líquido especial para eliminar resistentes manchas de tabaco. Solución lista para el uso, elimina eficazmente resistentes depósitos de nicotina y manchas.

### **Uso:**

*SYMPROfluid Nicoclean* se usa después de que se haya aplicado *SYMPROfluid Universal*.

1. Coloque el objeto en el recipiente gris y cúbralo completamente con *SYMPROfluid Nicoclean*. Tiempo de actuación: aprox. 5 – 10 min. (sin aparato de limpieza de alto rendimiento). Posibles depósitos residuales pueden eliminarse con ayuda de un cepillo de dientes o de prótesis bajo agua caliente.
2. El objeto limpio deberá enjuagarse bien con agua y desinfectarse antes de volver a entregarse al paciente.

*El objeto sumergido puede provocar una contaminación bacteriana de la solución de limpieza. Por este motivo recomendamos: ¡Prepare una nueva solución de limpieza para cada ciclo de limpieza!*

3. Vaciar el recipiente:
  - Vierta el líquido de limpieza cuidadosamente.
  - Enjuague el recipiente con agua clara.

### **Hotline de asesoramiento sobre el uso:**

En días laborales:

tel.: +49 7731 82 08-961

Email: didicher@renfert.com

### **Indicaciones de peligro y consejos de seguridad:**

De conformidad con las directivas CE / GefStoffV (normativa alemana sobre sustancias peligrosas), *SYMPROfluid Nicoclean* ha sido clasificado como sustancia peligrosa.

### **Descripción del peligro:**

Irritante, irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

### **Primeros auxilios:**

- Desvestir enseguida la ropa contaminada e impregnada.
- En caso de inhalación, respirar aire fresco.
- En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. En caso de irritación de la piel, acúdase a un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- En caso de ingestión, enjuáguese inmediatamente la boca y bébase abundante agua. No inducir al vómito. Consultar inmediatamente a un médico.

**Observe, por favor, en todo caso las informaciones contenidas en la Hoja de Datos de Seguridad. (Descarga en [www.renfert.com](http://www.renfert.com)).**

**Medidas de protección personal:**

- Deberán usarse guantes de protección homologados.
- Gafas de protección herméticas.

**Observe que los líquidos no entren en contacto con las siguientes superficies:**

PVC, linóleo, piedra natural, acero fino y superficies de madera.

**Propiedades físicas y químicas:**

Líquido de limpieza alcalino, valor pH = 12, densidad: 1020 gr./l

Etiquetado de las sustancias contenidas según el reglamento CE 648/2004, anexo VII: < 5% de agentes tensioactivos no iónicos, sustancias aromáticas

**Indicaciones sobre la eliminación:**

La solución de limpieza usada puede eliminarse tras su correspondiente neutralización en las aguas residuales o por el desagüe, siempre y cuando las contaminaciones producidas lo permitan. Neutralización mediante una mezcla 1:1 de *SYMPROfluid Universal* y *SYMPROfluid Nicoclean*, o bien infórmese a través de sus autoridades locales sobre la debida eliminación.

Código CER: 20 01 29 Detergentes que contienen sustancias peligrosas  
Los tensioactivos contenidos cumplen con los criterios de biodegradabilidad tal y como establece el reglamento de detergentes 648/2004/CE.

**Presentación, almacenamiento:**

Envase de 2000 ml

Consérvese únicamente en el recipiente de origen bien cerrado y a una temperatura entre -5°C y 40°C. Almacenar en lugar fresco y oscuro y en posición vertical.

Технический паспорт

# ***SYMPROfluid Nicoclean***

**№. 6500-0610**

## **Описание:**

Специальное чистящее средство для устранения устойчивых отложений никотина. Готовый к употреблению раствор для эффективного удаления устойчивых отложений никотина и окрашиваний.

## **Применение:**

Средство *SYMPROfluid Nicoclean* применяется после обработки изделия средством *SYMPROfluid Universal*.

1. Изделие полностью покрыть средством *SYMPROfluid Nicoclean* в сером стакане. Время воздействия приблизительно 5 – 10 мин. (без применения аппарата для высокоэффективной чистки). При помощи зубной щетки или щеточки для протезов удалить остатки отложений под горячей водой.
2. Очищенное изделие перед передачей пациенту тщательно промыть водой и продезинфицировать.

*Обрабатываемое изделие может явиться причиной бактериального загрязнения жидкостного чистящего средства. Поэтому: использовать для каждой операции свежую чистящую жидкость!*

3. Удаление жидкости из стакана:
  - Осторожно слить жидкость.
  - Стакан прополоскать чистой водой.

## **Горячая линия – консультирование по вопросам применения:**

По рабочим дням: телефон:  
+49 7731 82 08-961  
Email: didicher@renfert.com

## **Указания об имеющихся опасностях и советы по технике безопасности:**

Согласно Директиве ЕС по обращению с опасными веществами (GefStoffV) *SYMPROfluid Nicoclean* является химически опасным веществом.

## **Обозначение опасности:**

вызывает раздражение, Раздражает дыхательные пути, глаза и кожу.

## **Оказание первой помощи:**

- Загрязненную одежду немедленно снять.
- При вдыхании немедленно обеспечить доступ свежего воздуха.
- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. В случае раздражения кожи обратиться к врачу.
- При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
- При заглатывании немедленно промыть ротовую полость и выпить большое количество воды. Не вызывать рвоты. Немедленно обратиться к врачу.

**Обратите внимание на информацию в паспорте по безопасности. (загрузка по адресу [www.renfert.com](http://www.renfert.com)).**

**Личные средства защиты:**

- Следует носить проверенные защитные перчатки и плотно прилегающие защитные очки.

**Не допускать контакта жидкостей со следующими поверхностями:**

поливинилхлорид, линолеум, природный камень, высококачественная сталь, деревянные поверхности.

**Физические и химические свойства:**

Щелочное чистящее средство, pH=12, плотность: 1020 г/л обозначение компонентов в соответствии с Регламентом ЕС 648/2004, приложение VII: < 5% неионогенных поверхностно-активных веществ (тенсидов), ароматических веществ

**Указания по утилизации:**

Использованное чистящее средство может после соответствующей нейтрализации сливаться в канализацию, если это допускает степень его загрязнения.

Нейтрализация проводится путем смешивания *SYMPROfluid Universal* и *SYMPROfluid Nicoclean* в отношении 1:1 или осведомиться в местных органах власти о правильной утилизации отходов.

Кодовый номер отходов: 20 01 29, чистящие средства, содержащие опасные вещества. Входящие в состав средства поверхностно активные вещества поддаются разложению биологическим путем согласно Регламенту ЕС о детергентах (EG-Detergenzien-VO 648/2004).

**Формы поставки, хранение:**

Упаковка 2000 мл

Подвергать хранению только в фирменных упаковках при температуре от -5°C до 40°C. Хранить в прохладном, темном месте в стоячем положении.

Informacja o produkcie

# ***SYMPROfluid Nicoclean***

**No. 6500-0610**

## **Opis:**

Specjalny środek do czyszczenia protez z uporczywych osadów z nikotyny do stosowania w wysokowydajnym urządzeniu czyszczącym firmy Renfert. Gotowy do użycia roztwór do skutecznego usuwania przebarwień i uporczywych osadów z nikotyny.

## **Użycie:**

*SYMPROfluid Nicoclean* stosuje się po użyciu *SYMPROfluid Universal*.

1. W szarym pojemniku zanurzyć całkowicie czyszczony obiekt w *SYMPROfluid Nicoclean*.  
Czas działania ok. 5 – 10 min (bez użycia urządzenia do czyszczenia igłami). Oczyszczenie z ewentualnych pozostałości wykonać szczotkując szczoteczką do zębów lub protez pod ciepłą wodą.
2. Oczyszczony obiekt przed przekazaniem go pacjentowi należy dobrze opłukać wodą i zdezynfekować.

*Czyszczony obiekt może przyczynić się do bakteriologicznego zanieczyszczenia płynu czyszczącego. Dlatego też: do każdego procesu czyszczenia należy używać nowej porcji płynu!*

3. Opróżnianie pojemnika:
  - ostrożnie wylać płyn czyszczący.
  - pojemnik opłukać czystą wodą.

## **Hotline infolinia:**

W dni robocze: Tel.:

+49 7731 82 08-961

Email: didicher@renfert.com

## **Wskazówki dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:**

*SYMPROfluid Nicoclean* jest sklasyfikowany według wytycznych GefStoffV / EG, jako materiał niebezpieczny.

## **Określenie niebezpieczeństw:**

Podrażniający, podrażnia oczy, układ oddechowy i skórę

## **Pierwsza pomoc:**

- Zdjąć natychmiast zalane roztworem, brudne ubranie.
- Nie wdychać oparów roztworu.
- W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast umyć ją dużą ilością wody z mydłem. Przy podrażnieniu skóry skontaktować się z lekarzem.
- Przy kontakcie substancji z oczami opłukać je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- W wypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić obficie czystą wodą. Nie doprowadzać do wymiotów. Skontaktować się natychmiast z lekarzem.



**W każdym przypadku należy przestrzegać informacji zawartych w instrukcji bezpieczeństwa. (Do pobrania na [www.renfert.com](http://www.renfert.com)).**

**Osobiste środki ochronne:**

- Należy nosić przetestowane rękawice ochronne.
- Dobrze przylegające do twarzy okulary ochronne.

**Nie wolno doprowadzić do kontaktu płynów z następującymi powierzchniami:**

PCV, linoleum, kamień naturalny, stal szlachetna, powierzchnie drewniane

**Właściwości fizyczne i chemiczne:**

Alkaliczny płyn do czyszczenia, pH= 12, Gęstość: 1020g/l

Oznaczenie składników zgodne z rozporządzeniem EG 648/2004, załącznik VII: < 5 % niejonowe substancje powierzchniowo czynne, środki zapachowe

**Wskazówki do utylizacji:**

Jeśli roztwór czyszczący jest już bardzo zanieczyszczony po odpowiedniej neutralizacji może być wylany do kanalizacji. Neutralizacja to mieszanka powyżej 1:1 *SYMPROfluid Universal* i *SYMPROfluid Nicoclean* lub należy poinformować się swoich lokalnych władz o utylizacji zgodnej z lokalnymi przepisami.

Klucz numerów odpadów: 20 01 29 środek czyszczący, zawierający niebezpieczne materiały.

Zawarte środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji i odpowiadają rozporządzeniu UE w sprawie detergentów EG-Detergenzien-VO 648/2004.

**Formy dostawy, składowanie:**

Pojemnik 2000ml

Przechowywać tylko w oryginalnym naczyniu w temp. pomiędzy -5°C a 40°C. Trzymać w ciemnym i zimnym miejscu w pozycji stojącej.