

Mi experiencia con el aparato para limpieza de prótesis SYMPRO

¡Limpieza automática de prótesis que funciona!

Un informe empírico de Christopher Tuxford,
dentista de Hochstetten

Otño de 2017, feria de Stuttgart

“Pasillos llenos de gente, un sinfín de puestos, ¡sin saber casi a qué prestarle atención! Todo nuevo, todo bueno, y todo CARO. Pero, mientras camino, descubro algo de reojo. Pequeño, gris y blanco, sencillo, pero a pesar de todo especial. Solo ahora me doy cuenta de que me he detenido delante del stand de Renfert. ¡Material de laboratorio! ¡Pero yo soy dentista!
¿Y esto qué es?

La agradable respuesta va directamente al grano: el aparato para limpieza de prótesis SYMPRO, que sirve precisamente para la clínica. Estupendo, lo mismo, pero más grande, ya lo hay en la clínica. Se tarda entre 2 y 3 horas hasta disponer de

nuevo de los dientes. Pero quedan como nuevos. Así que me informo. Tiempo de limpieza de entre 20 y 40 minutos, sin la necesidad de ningún pulido mecánico posterior. Vaya, ¿y eso dará resultado? Bueno, el precio es menor al pensado.

Durante el tiempo que transcurrió para suministrar el aparato, he estado investigando un poco. En un principio, todo suena muy positivo. Sobre todo me gusta la idea de un maestro protésico en la red que ofrece con el aparato una limpieza económica de las prótesis a las residencias de ancianos.

Después, por fin, los primeros trabajos de prueba. En efecto, con 20–40 minutos, según la suciedad, se pueden obtener re-

sultados muy buenos que se aproximan bastante a la limpieza profesional en el laboratorio. Ideal para limpiar la prótesis durante el mismo tiempo que tarda una limpieza dental profesional y que el cliente se despidió con unos dientes limpios.

En estos momentos, se puede decir que aprox. el 80 % de las limpiezas protésicas se quedan en la clínica. El aparato, entre tanto, se ha integrado en la vida diaria de la clínica y funciona con eficacia”.

Marzo 2018

“Ahora ya se comienzan a ver de nuevo las prótesis limpiadas hace unos meses. No se detectan depósitos fuertes que puedan indicar posibles microrrugosidades. Los pacientes con decoloraciones

Prótesis del maxilar inferior antes de la limpieza



Prótesis del maxilar inferior (óptica bucal) después de 20 min de limpieza





Prótesis del maxilar inferior con grandes depósitos basales



Prótesis del maxilar inferior después de 20 min de limpieza



Prótesis del maxilar superior con depósitos resistentes antes de la primera limpieza



Prótesis del maxilar superior después de 40 min de limpieza

provocadas por el tabaco ya van solicitando también directamente esta limpieza. No obstante, la idea de emplear asimismo el aparato para la limpieza regular de las prótesis de jubilados de las residencias de ancianos está fracasando todavía a causa de la logística. Hay demanda, pero queda por ver todavía la rentabilidad de todo ello”.

Otoño 2018

“Ya ha transcurrido un año. A excepción de los casos de clientes nuevos, apenas se están viendo ya prótesis con una necesidad de limpieza grande ni de > 20 min”.

En resumen

“La limpieza de las prótesis dura ya solo < 20 minutos y se acomoda sin

ningún problema dentro de la mitad de tiempo que tarda una limpieza dental profesional.

Incluso en la residencia de ancianos apenas van surgiendo nuevos desafíos. A no ser el caso de un residente nuevo. En una visita rutinaria a la residencia de ancianos me enseñaron una prótesis dental. El personal había intentado antes limpiar las prótesis con todos los medios a su alcance, pero la cosa se les fue un poco de las manos. Lamentablemente, los recubrimientos quedaron muy dañados. Sin embargo, a petición de los familiares y para ahorrar costes, no deben limpiarse las prótesis en el laboratorio dental. Por fin apareció un nuevo desafío”.

El desafío

“El sarro acumulado durante años era tan resistente que la limpieza se prolongó más que con un ensuciamiento estándar, pero el resultado mereció la pena.

Una tarea así en la que no se requiere ningún trabajo manual, lo cobro a 30 euros. En este sentido, los ejemplos de facturación del fabricante son una gran ayuda”.

Resultados después de un año

„Volvería a adquirir en cualquier momento el sistema de limpieza de prótesis SYMPRO para la clínica”.

Christopher Tuxford

Noviembre 2018