



making work easy



- [FAQ - English](#)
- [FAQ - Français](#)
- [FAQ - Italiano](#)
- [FAQ - Español](#)
- [FAQ - Português](#)
- [FAQ - Türkçe](#)
- [FAQ - Русский](#)
- [FAQ - Polski](#)
- [FAQ - Dansk](#)
- [FAQ - 中文](#)
- [FAQ - 日本語](#)
- [FAQ - 한국어](#)
- [FAQ - اللغة العربية](#)
- [FAQ - Українська](#)

# Pillo / Power pillo

[FAQ - frequently asked questions](#)



# FAQ - Deutsch



**Bei Hinweisen auf Kapitel siehe vollständige Bedienungsanleitung im Internet.**

Fehler	Ursache	Abhilfe
<b>Renfert-Ausbettmeissel läuft nicht an, keine Druckluftgeräusche.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Druckluftversorgung nicht hergestellt.</li><li>Drehventil am <i>Renfert-Ausbettmeissel</i> nicht richtig geöffnet.</li><li>Anschlusschlauch abgeknickt.</li><li>Keine Druckluft vorhanden.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Druckluftanschluss prüfen und korrigieren.</li><li>Drehventil ganz öffnen.</li><li>Anschlusschlauch begradigen.</li><li>Druckluftsystem prüfen, ggf. Kompressor einschalten.</li></ul>
<b>Renfert-Ausbettmeissel läuft nicht an, aber Druckluftgeräusche.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zu geringer Anschlussdruck.</li><li>Motor verklebt oder blockiert.</li><li>Kolben beschädigt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Anschlussdruck auf 4 - 6 bar erhöhen.</li><li>Reparatur durch Service.</li><li>Reparatur durch Service.</li></ul>
<b>Renfert-Ausbettmeissel hat zu geringe Leistung.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zu geringer Anschlussdruck.</li><li>Drehventil nicht voll geöffnet.</li><li>Filter in Anschluss-Stück verstopft</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Anschlussdruck auf 4 - 6 bar erhöhen.</li><li>Drehventil weiter öffnen.</li><li>Filter reinigen</li></ul>

# FAQ - English



*For chapter indications, refer to the complete instruction manual on the internet.*

Error	Possible cause	Corrective action
<b>Renfert deflasking chisel fails to start; no sound of compressed air.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Compressed air supply not established.</li><li>Ball valve on the Renfert deflasking chisel not properly / fully open.</li><li>Kink in connecting hose.</li><li>No compressed air.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Check and correct the compressed air connection.</li><li>Fully open the ball valve.</li><li>Straighten the connecting hose.</li><li>Check the compressed air system and in case switch the compressor on.</li></ul>
<b>Renfert deflasking chisel fails to start but compressed air can be heard.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Insufficient connecting pressure.</li><li>Motor gummed up or blocked.</li><li>Damaged piston.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Increase the connecting pressure to 4 - 6 bar.</li><li>The unit will need to be repaired by our Service Department.</li><li>The unit will need to be repaired by our Service Department.</li></ul>
<b>Renfert deflasking chisel produces insufficient power.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Insufficient connecting pressure.</li><li>Ball valve not fully open.</li><li>Filter in the connector fitting blocked.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Increase the connecting pressure to 4 - 6 bar.</li><li>Fully open the ball valve.</li><li>Clean the filter.</li></ul>

# FAQ - Français



*Pour les renseignements sur les chapitres, voir le mode d'emploi utilisateur complet sur internet.*

Défauts	Causes	Remèdes
<b>Burin de démoulage Renfert ne démarre pas, pas de bruit d'air comprimé.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>L'alimentation en air comprimé n'est pas établie.</li><li>La bague de serrage du burin de démoulage Renfert n'est pas bien ouverte.</li><li>Tuyau coudé.</li><li>L'air comprimé n'est pas présent.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifier l'alimentation en air comprimé et la corriger.</li><li>Ouvrir totalement la bague de serrage.</li><li>Découdre le tuyau.</li><li>Contrôler le système en air comprimé et, le cas échéant, mettre en marche le compresseur.</li></ul>
<b>Burin de démoulage Renfert ne démarre pas, mais bruit d'air comprimé.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pression à l'entrée trop faible.</li><li>Moteur colle ou est bloqué.</li><li>Piston abîmé.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Régler à 4 - 6 bar la pression à l'entrée.</li><li>Réparation à faire par le service après-vente.</li><li>Réparation à faire par le service après-vente.</li></ul>
<b>Puissance insuffisante du burin de démoulage Renfert.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pression à l'entrée insuffisante.</li><li>Bague de serrage pas entièrement ouverte.</li><li>Filtre bouché dans la pièce de raccordement.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Régler à 4 - 6 bar la pression à l'entrée.</li><li>Ouvrir complètement la bague de serrage.</li><li>Nettoyer le filtre.</li></ul>

# FAQ - Italiano



*Per informazioni sul capitolo, vedere il manuale d'uso completo in internet.*

Guasto	Causa	Rimedio
<b>Lo scalpello pneumatico Renfert non si avvia, nessun rumore dall'aria compressa.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mancato collegamento all'aria compressa.</li><li>Valvola rotante sul scalpello pneumatico Renfert non aperta correttamente.</li><li>Tubo strozzato.</li><li>Manca l'aria compressa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Controllare e correggere l'allacciamento all'impianto pneumatico.</li><li>Aprire la valvola rotante al massimo.</li><li>Raddrizzare il tubo.</li><li>Controllare il sistema dell'aria compressa ed ev. accendere il compressore.</li></ul>
<b>Lo scalpello pneumatico Renfert non si avvia, ma si sente il rumore dell'aria compressa.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pressione di allacciamento insufficiente</li><li>Motore incrostato o bloccato.</li><li>Pistone danneggiato.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Aumentare la pressione di allacciamento a 4 - 6 bar.</li><li>Riparazione tramite servizio assistenza.</li><li>Riparazione tramite servizio assistenza.</li></ul>
<b>Prestazione insufficiente dello scalpello pneumatico Renfert.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pressione di allacciamento insufficiente.</li><li>Valvola rotante non completamente aperta.</li><li>Filtro del raccordo intasato.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Aumentare la pressione di allacciamento a 4 - 6 bar.</li><li>Aprire di più la valvola rotante.</li><li>Pulire il filtro.</li></ul>

# FAQ - Español



*En caso de ver una referencia sobre un capítulo, véase el manual completo de instrucciones en Internet.*

Fallo	Causa	Remedio
<b>El cincel desmuflador de Renfert no se pone en marcha, no se oyen ruidos de acción neumática.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• No se ha establecido la alimentación de aire comprimido.</li><li>• La válvula giratoria del <i>cincel desmuflador de Renfert</i> no se ha abierto correctamente.</li><li>• Tubo flexible doblado.</li><li>• No hay aire comprimido.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controlar la toma de aire comprimido y corregirla en caso necesario.</li><li>• Abrir del todo la válvula giratoria.</li><li>• Enderezar el tubo flexible.</li><li>• Controlar el sistema de aire comprimido, conectar compresor si necesario.</li></ul>
<b>El cincel desmuflador de Renfert no se pone en marcha, pero se oyen ruidos de acción neumática.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presión de conexión demasiado baja.</li><li>• Motor conglutinado o bloqueado.</li><li>• Pistón defectuoso.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aumentar la presión de conexión a 4 - 6 bares.</li><li>• Reparación por el servicio de asistencia técnica.</li><li>• Reparación por el servicio de asistencia técnica.</li></ul>
<b>El cincel desmuflador de Renfert no tiene suficiente potencia.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presión de conexión demasiado baja.</li><li>• La válvula giratoria no se ha abierto del todo.</li><li>• Filtro en la pieza de conexión obturado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aumentar la presión de conexión a 4 - 6 bares.</li><li>• Abrir del todo la válvula giratoria.</li><li>• Limpiar el filtro.</li></ul>

# FAQ - Português



*Para informações sobre o capítulo ver manual de operação completo na internet.*

Falha	Causa	Solução
<b>O cinzel de demuflagem Renfert não entra em funcionamento; não se escuta o ar comprimido.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>O ar comprimido não está sendo fornecido.</li><li>A válvula giratória do cinzel de demuflagem Renfert não está bem aberta.</li><li>A mangueira de conexão está dobrada.</li><li>Ausência de ar comprimido.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Verificar a conexão de ar comprimido e corrigir.</li><li>Abrir completamente a válvula.</li><li>Desdobrar a mangueira.</li><li>Verificar o sistema de ar comprimido; se for o caso, ligar o compressor.</li></ul>
<b>O cinzel de demuflagem Renfert não entra em funcionamento, mas é possível escutar o ar comprimido.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pressão do suprimento de ar demasiadamente baixa.</li><li>Motor travado por aderência ou bloqueado.</li><li>Pistão danificado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Elevar a pressão do suprimento de ar para 4 a 6 bar.</li><li>Reparo a ser efetuado pela assistência técnica.</li><li>Reparo a ser efetuado pela assistência técnica.</li></ul>
<b>O cinzel de demuflagem Renfert não tem força suficiente.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pressão do suprimento de ar demasiadamente baixa.</li><li>A válvula giratória não está completamente aberta.</li><li>O filtro na peça de conexão está entupido.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Elevar a pressão do suprimento de ar para 4 a 6 bar.</li><li>Abrir melhor a válvula giratória.</li><li>Limpar o filtro.</li></ul>

# FAQ - Türkçe



**Bölüm ile ilişkili uyarılar söz konusu olduğunda internetteki tam kullanım talimatına bakınız.**

Hata	Sebebi	Giderme
<b>Renfert-kalıptan çıkışma keskisi çalışmıyor; basınçlı hava gürültüsü yok.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Basınçlı hava besleme sistemi kurulmamış.</li><li>Renfert-kalıptan çıkışma keskisindeki döndürülebilir valf doğru olarak açılmamış.</li><li>Bağlantı hortumu kırılmış.</li><li>Basınçlı hava yok.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Basınçlı hava bağlantısını kontrol ediniz ve düzeltiniz.</li><li>Döndürülebilir valfi tam olarak açınız.</li><li>Bağlantı hortumunu düzeltiniz.</li><li>Basınçlı hava sistemini kontrol ediniz; gerekiyorsa kompresörü açınız.</li></ul>
<b>Renfert-kalıptan çıkışma keskisi çalışmıyor; fakat basınçlı hava gürültüsü var.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bağlantı basıncı çok az.</li><li>Motor yapışmış veya bloke olmuş.</li><li>Piston hasar görmüş.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bağlantı basıncını 4i ila 6 bar arasına yükseltiniz.</li><li>Servis tarafından yapılan tamir işlemi.</li><li>Servis tarafından yapılan tamir işlemi.</li></ul>
<b>Renfert-kalıptan çıkışma keskisinin gücü çok az.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bağlantı basıncı çok az.</li><li>Döndürülebilir valf tam olarak açılmamış.</li><li>Bağlantı parçası içindeki filtre tikanmış.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bağlantı basıncını 4i ila 6 bar arasına yükseltiniz.</li><li>Döndürülebilir valfi tam olarak açınız.</li><li>Filtreyi temizleyiniz.</li></ul>

# FAQ - Русский



*При указаниях на главу см. полную инструкцию по эксплуатации в Интернете.*

Сбой	Причина	Устранение
<b>Распаковочное до-лого не работает, нет шума сжатого воздуха.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Не подключен сжатый воздух.</li><li>Поворотный клапан долота открыт неправильно.</li><li>Шланг пережат.</li><li>Отсутствует сжатый воздух.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверить и скорректировать подключение сжатого воздуха.</li><li>Полностью открыть поворотный клапан.</li><li>Шланг выпрямить.</li><li>Проверить систему сжатого воздуха, при необходимости включить компрессор.</li></ul>
<b>Распаковочное до-лого не работает, но есть шум сжатого воздуха.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Слишком низкое давление подключения.</li><li>Мотор заклиниен или блокирован.</li><li>Поврежден поршень.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Давление подключения увеличить до 4 - 6 баров.</li><li>Ремонт производится технической службой.</li><li>Ремонт в службе сервиса.</li></ul>
<b>Распаковочное до-лого работает со слишком низкой мощностью.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Слишком низкое давление подключения.</li><li>Поворотный клапан открыт не полностью.</li><li>Засорен фильтр в соединительном патрубке.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Давление подключения увеличить до 4 - 6 баров.</li><li>Открыть поворотный клапан.</li><li>Очистить фильтр.</li></ul>

# FAQ - Polski



Aby uzyskać więcej informacji na temat rozdziału zobacz pełną instrukcję w internecie.

Błąd	Przyczyna	Pomoc
Dłuto Renferta nie pracuje, nie słyszać odgłosów sprężonego powietrza.	<ul style="list-style-type: none"><li>Nie zostało wykonane połączenie sprężonego powietrza.</li><li>Nieprawidłowo otwarty zawór suwakowy na dłucie Renferta.</li><li>Zagięty wąż przyłączeniowy.</li><li>Brak sprężonego powietrza.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sprawdzić i naprawić połączenie sprężonego powietrza.</li><li>Otworzyć całkowicie zawór suwakowy.</li><li>Wyprostować wąż przyłączeniowy.</li><li>Skontrolować system dostarczający sprężone powietrze, ew. włączyć kompresor.</li></ul>
Dłuto Renferta nie pracuje, jednak słyszać odgłosy sprężonego powietrza.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zbyt małe ciśnienie w przyłączu.</li><li>Sklejony lub zablokowany silnik.</li><li>Uszkodzony tłok.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Podwyższyć ciśnienie do 4 - 6 bar.</li><li>Naprawić w serwisie.</li><li>Naprawić w serwisie.</li></ul>
Dłuto Renferta ma zbyt małą moc.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zbyt małe ciśnienie w przyłączu.</li><li>Nie do końca otwarty zawór suwakowy.</li><li>Zatkany filtr części przyłączeniowej.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Podwyższyć ciśnienie do 4 - 6 bar.</li><li>Otworzyć dalej zawór suwakowy.</li><li>Wyczyścić filtr.</li></ul>

# FAQ - Dansk



Ved henvisninger til kapitler, se den fuldstændige betjeningsvejledning på internettet.

Fejl	Arsag	Afhjælpning
<b>Renfert-gipsmejslen starter ikke, der er ingen trykluftlyde.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trykluftforsyning ikke etableret.</li><li>Drejeventil på <i>Renfert-gipsmejslen</i> ikke åbnet rigtigt.</li><li>Tilslutningsslange knækket.</li><li>Ingen trykluft til rådighed.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollér og korrigér tryklufttilslutningen.</li><li>Åbn drejeventilen helt.</li><li>REt tilslutningsslangen ud.</li><li>Kontrollér trykluftsystemet, tilkobl evt. kompressoren.</li></ul>
<b>Renfert-gipsmejslen starter ikke, men der er trykluftlyde.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>For lavt tilslutningstryk.</li><li>Motor tilklæbet eller blokeret.</li><li>Stempel beskadiget.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Forøg tilslutningstryk til 4 - 6 bar.</li><li>Reparation foretaget af service.</li><li>Reparation foretaget af service.</li></ul>
<b>Renfert-gipsmejslen har for lav ydelse.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>For lavt tilslutningstryk.</li><li>Drejeventil ikke åbnet helt.</li><li>Filter i tilslutningsstykke tilstoppet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Forøg tilslutningstryk til 4 - 6 bar.</li><li>Åbn drejeventilen mere.</li><li>Rengør filteret</li></ul>

# FAQ - 中文



有关章节指示, 请参阅互联网上的完整操作手册。

故障	可能的起因	排除方法
<b>仁福脱模气动钻凿不能启动, 无压缩空气声音。</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>压缩空气供给尚未形成。</li><li>仁福脱模气动钻凿的球阀尚未被正确或完全开启。</li><li>连接软管被绞缠。</li><li>无压缩空气。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>检查并校正压缩空气不良接点。</li><li>完全开启球阀。</li><li>使连接软管恢复平直状态。</li><li>检查空压系统, 若需要, 可以开启空压泵。</li></ul>
<b>仁福脱模气动钻凿不能启动, 但能听到压缩空气声音。</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>连接管路压力不够。</li><li>马达被粘滞或受阻。</li><li>活塞受损。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>将连接管路压力调高至 4 - 6 bar。</li><li>须将本机送至我维修部修理。</li><li>须将本机送至我维修部修理。</li></ul>
<b>仁福脱模气动钻凿功率不足。</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>连接管路压力不够。</li><li>球阀尚未完全开足。</li><li>置于连接器内的滤清器被堵塞。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>将连接管路压力调高至 4 - 6 bar。</li><li>完全开启球阀。</li><li>清洁滤清器。</li></ul>

# FAQ - 日本語

**i** 章の指示については、インターネット上の完全な取扱説明書を参照して下さい。

エラー	原因	処置
レンフェルト・エアー・チゼルが動かない。エアー音が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"><li>エアーの供給が止まっている。</li><li>レンフェルト・エアーチゼルの回転弁が正しく開いていない。</li><li>接続ホースが折れ曲がっている。</li><li>エアーの圧力がない。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>エアージョイントを検査し、修正して下さい。</li><li>回転弁をしっかり開いて下さい。</li><li>接続ホースを真っ直ぐに直して下さい。</li><li>エアー・システムを検査して下さい。コンプレッサーのスイッチをオンにして下さい。</li></ul>
レンフェルト・エアー・チゼルが動かない。エアー音が聞こえる。 .	<ul style="list-style-type: none"><li>接続空圧が不足している。</li><li>モーターが接着しているか、ブロックしている。</li><li>シリンダーが損傷している。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>接続空圧を4 - 6 bar に上げて下さい。</li><li>サービスに修理を依頼して下さい。</li><li>サービスに修理を依頼して下さい。</li></ul>
レンフェルト・エアー・チゼルの作業能力が低すぎる。	<ul style="list-style-type: none"><li>接続空圧が不足している。</li><li>回転弁が全開になっていない。</li><li>ジョイント部のフィルターが詰まっている。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>接続空圧を4 - 6 bar に上げて下さい。</li><li>回転弁をさらに、開いて下さい。</li><li>フィルターを清掃して下さい。</li></ul>

# FAQ - 한국어



장의 표시 사항은 인터넷으로 전체 사용설명서를 참조하십시오.

오류	가능한 원인	해결책
렌퍼트 디플라스킹 치줄이 작동하지 않습니다. 공기압 소리가 들리지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>공기 압축기가 제대로 장착되지 않았습니다.</li><li>렌퍼트 디플라스킹 치줄의 볼밸브가 제대로 또는 완전히 열리지 않았습니다.</li><li>연결 호스가 꼬였습니다.</li><li>공기압이 없습니다.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>공기압 연결을 확인하고 문제를 해결합니다.</li><li>볼밸브를 완전히 엽니다.</li><li>연결 호스를 똑바로 펩니다.</li><li>공기 압축기의 전원이 켜져 있는지 확인하고 꺼져 있을 경우 전원을 켭니다.</li></ul>
렌퍼트 디플라스킹 치줄이 작동하지 않지만 공기압 소리가 들립니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>연결 압력이 충분하지 않습니다.</li><li>모터에 이물질이 끼었거나 모터가 막혔습니다.</li><li>피스톤이 손상되었습니다.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>연결 압력을 4~6bar로 높입니다.</li><li>당사 서비스 부서에서 기구를 수리해야 합니다.</li><li>당사 서비스 부서에서 기구를 수리해야 합니다.</li></ul>
렌퍼트 디플라스킹 치줄이 충분한 힘을 발휘하지 못합니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>연결 압력이 충분하지 않습니다.</li><li>볼밸브가 완전히 열리지 않았습니다.</li><li>커넥터 연결부의 필터가 막혔습니다.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>연결 압력을 4~6bar로 높입니다.</li><li>볼밸브를 완전히 엽니다.</li><li>필터를 청소합니다.</li></ul>

# FAQ - اللغة العربية

لمعرفة الفقرات المشار إليها، يرجى العودة للتعليمات الكاملة على الإنترنت.



الإجراءات الواجب اتخاذها	السبب المحتمل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أفحص، وأصلاح توصيلات الهواء المضغوط.</li> <li>• أدر الجزء الدوار حتى النهاية.</li> <li>• أصلاح وضع خرطوم التوصيل.</li> <li>• أفحص نظام التزويد بالهواء المضغوط وقم بتشغيل الصاغط (الكمبريسور) إن لزم.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ليس هناك تزويد بالهواء المضغوط.</li> <li>• الجزء الدوار في إزميل رينفرت ليس مفتوحاً بشكلٍ صحيح / أو بشكل كامل.</li> <li>• وجود التواء في خرطوم التوصيل.</li> <li>• عدم وجود هواء مضغوط.</li> </ul>	إزميل رينفرت لا يعمل، لا وجود لصوت الهواء المضغوط
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم برفع معدل الضغط في التوصيلات إلى ٦-٤ بار.</li> <li>• يتبعين إرسال الجهاز للإصلاح في قسم الصيانة لدينا.</li> <li>• يتبعين إرسال الجهاز للإصلاح في قسم الصيانة لدينا.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الضغط غير كافٍ في التوصيلات.</li> <li>• وجود شوائب أو انسداد في المحرك.</li> <li>• وجود عطل في المكبس.</li> </ul>	إزميل رينفرت لا يعمل مع سماع صوت الهواء المضغوط.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم برفع معدل الضغط في التوصيلات إلى ٦-٤ بار.</li> <li>• أدر القسم الدوار حتى النهاية.</li> <li>• قم بتنظيف الفلتر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ضغط التوصيلات غير كافٍ.</li> <li>• القسم الدوار ليس مفتوحاً بشكل كامل.</li> <li>• الفلتر في نقطة التوصيل مسدود.</li> </ul>	إزميل رينفرت يعمل بقوة غير كافية.

# FAQ - Українська



*При вказівках на розділи див. повний посібник з експлуатації в інтернеті.*

Помилка	Причина	Спосіб усунення
<b>Renfert долото для розпакування не працює, відсутні шуми стиснутого повітря.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Нема подачі стиснутого повітря.</li><li>Поворотний клапан на долоті для розпакування Renfert відкритий неправильно.</li><li>З'єднувальний шланг зігнутий.</li><li>Стиснуте повітря відсутнє.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірити підключення стиснутого повітря та виправити.</li><li>Повністю відкрити поворотний клапан.</li><li>З'єднувальний шланг вирівняти.</li><li>Перевірити систему стиснутого повітря, увімкнути компресор за потреби.</li></ul>
<b>Renfert долото для розпакування не працює, але шуми стиснутого повітря.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Тиск підключення надто низький.</li><li>Двигун закоксований або заблокований.</li><li>Ушкоджений поршень.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Тиск підключення збільшити до 4 - 6 бар.</li><li>Ремонт силами сервісної служби.</li><li>Ремонт силами сервісної служби.</li></ul>
<b>Renfert долото для розпакування має надто низьку продуктивність.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Тиск підключення надто низький.</li><li>Поворотний клапан відкритий не повністю.</li><li>Фільтр в з'єднувальній деталі засмічений</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Тиск підключення збільшити до 4 - 6 бар.</li><li>Більше відкрити поворотний клапан.</li><li>Почистити фільтр</li></ul>