

**Renfert**

making work easy



# POWER steamer

**NOVIDADE** Jateadores de vapor

# NOVIDADE POWER steamer 2

## Jateador de vapor com enchimento automático

O potente POWER steamer 2 da geração tecnicamente otimizada é sinônimo de máxima confiabilidade e durabilidade, bem como de alto desempenho de limpeza no laboratório dentário. O POWER steamer 2 foi sistematicamente projetado para um funcionamento contínuo e ininterrupto. Todas as impurezas típicas podem ser removidas de forma fácil e eficaz. Graças à conexão fixa de água e à bomba integrada, o recipiente de pressão é encheido automaticamente e garante uma disponibilidade constante de vapor.

### Vantagens

- Sistema de aquecimento particularmente durável – o elemento de aquecimento, embutido na base maciça de alumínio da caldeira, está permanentemente protegido da água, do calcário e dos produtos químicos de limpeza.
- Disponibilidade constante de vapor, mesmo em exigente operação contínua, graças ao enchimento automático por meio de conexão fixa de água e bomba integrada.
- Alta segurança operacional graças à válvula solenoide especialmente projetada, que pode ser facilmente substituída pelo próprio usuário em poucos passos, quando necessário.

### Detalhes

- Desempenho de limpeza constante e eficaz graças a até 2.000 W e 4,5 bar de pressão de trabalho em combinação com o inovador bico de vapor IT.
- Elevada segurança funcional e confiabilidade graças à indicação de calcificação em tempo real.
- Controle ideal através da visualização da pressão de trabalho atual por meio de manômetro.



tool included



easy use



compact



Elemento de aquecimento protegido

### Dados técnicos

Tensão de rede admissível	220–240 V   120 V   100 V
Frequência de rede admissível	50/60 Hz
Consumo energético	2000 W   1280 W   1550 W
Volume do recipiente de pressão	4 l
Volume de enchimento recomendado	2,8 l
Volume máximo de enchimento	3 l
Pressão de trabalho	4,5 bar
Pressão de ligação	1–5 bar
Dimensões (L x A x P)	370 x 422 x 350 mm
Peso	~10,1 kg

### Informações para encomenda

POWER steamer 2, 230 V	Nº 18460000
POWER steamer 2, 120 V	Nº 18461000
POWER steamer 2, 100 V	Nº 18462000
Suporte de parede	Nº 18450200

# NOVIDADE POWER steamer 1

## Jateador de vapor com enchimento manual

O potente POWER steamer 1 da geração tecnicamente otimizada estabelece novos padrões em termos de confiabilidade e durabilidade, impressionando com seu alto desempenho de limpeza no laboratório dentário. Todas as impurezas típicas podem ser removidas de forma fácil e eficaz. O enchimento manual permite uma seleção flexível de seu local de instalação.

### Vantagens

- Sistema de aquecimento particularmente durável – o elemento de aquecimento, embutido na base maciça de alumínio da caldeira, está permanentemente protegido da água, do calcário e dos produtos químicos de limpeza.
- Elevada segurança funcional e confiabilidade graças à indicação de calcificação em tempo real.
- Alta segurança operacional graças à válvula solenoide especialmente projetada, que pode ser facilmente substituída pelo próprio usuário em poucos passos, quando necessário.

### Detalhes

- Desempenho de limpeza constante e eficaz graças a até 2.000 W e 4,5 bar de pressão de trabalho em combinação com o inovador bico de vapor IT.
- Seleção flexível do local de instalação graças ao enchimento manual.
- Fácil limpeza do recipiente de pressão através da abertura de inspeção extragrande.
- Limpeza com vapor segura e confortável graças à peça de mão ergonômica (a carcaça dissipa com segurança as cargas eletrostáticas).



tool included



easy use



compact



Abertura de inspeção extragrande

### Dados técnicos

Tensão de rede admissível	220–240 V   120 V   100 V
Frequência de rede admissível	50/60 Hz
Consumo energético	2000 W   1550 W   1280 W
Volume do recipiente de pressão	4 l
Volume de enchimento recomendado	2,8 l
Volume máximo de enchimento	3 l
Pressão de trabalho	4,5 bar
Dimensões (L x A x P)	370 x 422 x 350 mm
Peso (vazio)	~9,5 kg

### Informações para encomenda

POWER steamer 1, 230 V	Nº 18450000
POWER steamer 1, 120 V	Nº 18451000
POWER steamer 1, 100 V	Nº 18452000
Suporte de parede	Nº 18450200

# STEAM tube

## Caixa inteligente de vaporização

A solução funcional para enfrentar com eficiência os desafios da limpeza com vapor. STEAM tube captura especificamente partículas de sujeira, tais como resíduos de cera e pastas de polimento, protege peças pequenas e sensíveis contra perda, e também melhora a visibilidade durante a vaporização graças à controlada descarga de vapor.

### Vantagens

- Limpeza maximizada e rápida graças a um conceito único de coleta de sujeira e remoção sem esforço do funil, do crivo e do recipiente interno de coleta.
- Protege peças pequenas valiosas com o crivo de segurança, sempre pronto para pegar peças pequenas perdidas com segurança.
- Oferece uma visão clara do objeto de trabalho através do desvio de vapor direcionado e garante uma alta visibilidade.



easy use



perfect view



compact

### Dados técnicos

Peso	3 kg
Dimensões (na posição suporte de pé 90° em relação à mesa) (L x A x P)	270 x 300 – 390 x 400 mm
Diâmetro do tubo	200 mm
Comprimento mangueira de drenagem	1 m
Ø externo mangueira de drenagem	16 mm

### Informações para encomenda

STEAM tube (já montado), espátula ergonômica para limpeza de sujeira, mangueira de drenagem, 2 tampões de vedação, guia rápido	Nº 18420000
--	-------------

# POWER steamer descaler

Descalcificante concentrado (para POWER steamer 1 e 2)



O POWER steamer descaler é um descalcificante concentrado para uma descalcificação eficaz e simultaneamente não agressiva para os materiais de ambos os POWER steamer.

### Informações para encomenda

POWER steamer descaler	Nº 18450100
------------------------	-------------

# POWER steamer water softener

Sistema de amaciamento de água para POWER steamer 2



silent



compact



Sistema confiável de amaciamento e filtragem de água, especialmente adequado para o POWER steamer 2. O sistema protege o POWER steamer de forma ideal, aumentando sua eficiência, confiabilidade e longevidade.

### Informações para encomenda

POWER steamer water softener	Nº 18460100
------------------------------	-------------