

Renfert

making work easy



# POWER steamer

НОВИНКА Пароструйные аппараты

# НОВИНКА POWER steamer 2

## Пароструйный аппарат с автоматическим заполнением

Мощный POWER steamer 2 технически оптимизированного поколения гарантирует максимальную надежность и долговечность, а также высокую эффективность очистки в зуботехнической лаборатории. Пароход POWER 2 разработан для бесперебойной работы. Все типичные загрязнения удаляются очень легко и эффективно. Благодаря подключению к водопроводу и встроенному насосу напорный резервуар заполняется автоматически, обеспечивая постоянное наличие пара.

### Преимущества

- Особенно долговечная система нагрева – нагревательный элемент, надежно защищенный от воды, извести и чистящих химикатов, алитый в массивное алюминиевое основание части котла.
- Постоянная доступность пара – и в условиях длительной эксплуатации – благодаря автоматическому заполнению при подключении к водопроводу и встроенному насосу.
- Высокая эксплуатационная безопасность благодаря специально разработанному электромагнитному клапану, который при необходимости можно легко заменить самостоятельно за несколько простых шагов.

### Детали

- Стабильная и эффективная производительность очистки благодаря мощности до 2.000 Вт и рабочему давлению 4,5 бар в сочетании с инновационным паровым соплом IT.



tool included



easy use



compact



Защищенный нагревательный элемент

### Технические данные

Допустимое сетевое напряжение	220–240 В   120 В   100 В
Допустимая сетевая частота	50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	2000 Вт   1280 Вт   1550 Вт
Объем напорного резервуара	4 л
Рекомендуемое количество заправки	2,8 л
Максимальное количество заправки	3 л
Рабочее давление	4,5 бар
Присоединительное давление	1–5 бар
Размер (Ш x В x Г)	370 x 422 x 350 мм
Вес	~ 10,1 кг

### Информация для заказа

POWER steamer 1, 230 В	№. 18460000
POWER steamer 1, 230 В	№. 18461000
POWER steamer 2, 100 В	№. 18462000
Настенный держатель	№. 18450200

# НОВИНКА POWER steamer 1

## Пароструйный аппарат с ручным заполнением

Мощный POWER steamer 1 технически оптимизированного поколения устанавливает новые стандарты надёжности и долговечности, убеждая своей высокой эффективностью очистки в зуботехнической лаборатории. Все типичные загрязнения удаляются очень легко и эффективно. Ручное заполнение обеспечивает гибкий выбор места установки.

### Преимущества

- Особенно долговечная система нагрева – нагревательный элемент, надёжно защищенный от воды, извести и чистящих химикатов, алитый в массивное алюминиевое основание части котла.
- Высокая функциональная безопасность и надёжность благодаря индикации кальцификации в реальном времени.
- Высокая эксплуатационная безопасность благодаря специально разработанному электромагнитному клапану, который при необходимости можно легко заменить самостоятельно за несколько простых шагов.

### Детали

- Стабильная и эффективная производительность очистки благодаря мощности до 2.000 Вт и рабочему давлению 4,5 бар в сочетании с инновационным паровым соплом IT.
- Гибкий выбор места установки благодаря ручному заполнению.
- Простая очистка резервуара высокого давления благодаря очень большому окну.



tool included



easy use



compact



Очень большое смотровое окно

### Технические данные

Допустимое сетевое напряжение	220–240 В   120 В   100 В
Допустимая сетевая частота	50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	2000 Вт   1550 Вт   1280 Вт
Объем напорного резервуара	4 л
Рекомендуемое количество заправки	2,8 л
Максимальное количество заправки	3 л
Рабочее давление	4,5 бар
Размер (Ш x В x Г)	370 x 422 x 350 мм
Вес (в порожнем состоянии)	~ 9,5 кг

### Информация для заказа

POWER steamer 1, 230 В	№. 18450000
POWER steamer 1, 120 В	№. 18451000
POWER steamer 1, 100 В	№. 18452000
Настенный держатель	№. 18450200

# STEAM tube

## Станция для работы с пароструйным аппаратом

Станция для поддержания чистоты рабочей зоны помогает при пароструйной очистке предметов. STEAM tube улавливает частицы грязи, такие как воск и остатки полировального процесса и защищает мелкие детали от потери. Контролируемый отвод пара улучшает видимость при очистке.

### Преимущества

- Удобная очистка станции возможна благодаря уникальной концепции сбора грязи и легкому извлечению воронки, сита и внутреннего сборника.
- Сито для сбора грязи защищает ценные мелкие детали от потери.
- Направленный отвод пара обеспечивает четкую видимость очищаемого объекта.



easy use



perfect view



compact

### Технические данные

Вес	3 кг
Габариты (в положении кронштейн 90° к столу) (Ш x В x Г)	270 x 300 – 390 x 400 мм
Диаметр трубки	200 мм
Сливной шланг Длина	1 м
Внешний Ø сливного шланга	16 мм

### Информация для заказа

STEAM tube (уже смонтирован), эргономичная лопатка для очистки от грязи, сливной шланг, 2x уплотнительные пробки, краткое руководство	№. 18420000
---	-------------

# POWER steamer descaler

## Концентрат для удаления накипи (для POWER steamer 1 и 2)



POWER steamer descaler – это концентрат для эффективного и бережного удаления накипи в обоих POWER steamer.

### Информация для заказа

POWER steamer descaler	№. 18450100
------------------------	-------------

# POWER steamer water softener

## Система умягчения воды для POWER steamer 2



silent



compact



Надёжная система умягчения и фильтрации воды, специально разработанная для POWER steamer 2. Система оптимально защищает POWER steamer и повышает ее эффективность, надежность и долговечность.

### Информация для заказа

POWER steamer water softener	№. 18460100
------------------------------	-------------