

Renfert

making work easy




lay:art evo

NOVEDAD Pincel de pelo biónico

NOVEDAD lay:art evo

Pincel de pelo biónico

lay:art evo es un moderno pincel top de gama para cerámica de pelo biónico Bionic Hair. La composición química de la fibra recientemente desarrollada y su procesamiento único permiten que el pelo absorba la humedad e imite la forma de llama conocida de los pinceles de gama alta. Ambos factores representan la gestión de humedad característica que también caracteriza a los pinceles de pelo natural. De este modo, el lay:art evo fascina por el gusto por el detalle en aspectos protésico dentales y por su pragmática funcionalidad.



Ventajas

- Extraordinaria vida útil gracias al innovador pelo biónico.
- Óptima gestión de la humedad gracias a la estructura molecular especial de la fibra.
- Manipulación ideal de las masas cerámicas durante la estratificación gracias a la finura, elasticidad y estabilidad dimensional de la punta del pincel.
- Accesorio de recambio en varios tamaños para sustituir fácilmente la punta del pincel y ganar rentabilidad. También compatible con sistemas de pinceles de otros fabricantes.

Detalles

- La punta fina con resiliencia y elasticidad duraderas favorece la aplicación precisa de la cerámica.
- La fuerza tensora de la punta de pelo fina se adapta a la tensión y se mantiene durante toda la estratificación.
- Larga vida útil sin que se despliega ni se "ensanche" gracias al pelo biónico.
- Mango de pincel en varios tamaños de aluminio anodizado de alta calidad con una sofisticada ergonomía.



Según el tamaño, se pueden elegir dos tipos de puntas: flame y cone

Referencias

lay:art evo fine handle	1 pieza, sin punta intercambiable	No. 17240000
lay:art evo standard handle	1 pieza, sin punta intercambiable	No. 17240001
[1] lay:art evo tamaño 2	1 pieza, con mango fine	No. 17240002
[2] lay:art evo tamaño 4 flame	1 pieza, con mango standard	No. 17240004
[3] lay:art evo tamaño 4 cone	1 pieza, con mango standard	No. 17240014
[4] lay:art evo tamaño 6 flame	1 pieza, con mango standard	No. 17240006
[5] lay:art evo tamaño 6 cone	1 pieza, con mango standard	No. 17240016
[6] lay:art evo tamaño 8 flame	1 pieza, con mango standard	No. 17240008
[7] lay:art evo tamaño 8 cone	1 pieza, con mango standard	No. 17240018
[8] lay:art evo color	1 pieza, con mango fine	No. 17240100
[9] lay:art evo opaque	1 pieza, con mango fine	No. 17240200
lay:art evo tamaño 2 refill	2 piezas, sin mango	No. 17240012
lay:art evo tamaño 4 flame refill	2 piezas, sin mango	No. 17240114
lay:art evo tamaño 4 cone refill	2 piezas, sin mango	No. 17241114
lay:art evo tamaño 6 flame refill	2 piezas, sin mango	No. 17240116

lay:art evo tamaño 6 cone refill	2 piezas, sin mango	No. 17241116
lay:art evo tamaño 8 flame refill	2 piezas, sin mango	No. 17240118
lay:art evo tamaño 8 cone refill	2 piezas, sin mango	No. 17241118
lay:art evo color refill	2 piezas, sin mango	No. 17240110
lay:art evo opaque refill	2 piezas, sin mango	No. 17240210
lay:art evo build up set	Mango standard con 1 pincel de cada tamaño (4, 6, 8 flame)	No. 17240300
lay:art evo detail up set	Mango fine con 1 pincel de cada tamaño (color, opaque, 2)	No. 17240400
lay:art evo refresher	1 soporte para pinceles con vaso (sin pinceles)	No. 17240600