



making work easy

# Pressemitteilung

Hilzingen, Deutschland – April 2025

*Klein, aber SILENT! Der Gerätespezialist Renfert betritt die Zahnarztpraxis*

## **SILENT XS: Die mobile Absaugung für eine sauberere Arbeitsumgebung**

Renfert (Hilzingen), der Spezialist für dentale Geräte, präsentiert mit der SILENT XS erstmals eine vollmobile Absauglösung für Zahnarztpraxen und Mini-Labore. Die auf der IDS 2025 vorgestellte Neuheit vereint maximale Flexibilität mit hoher Saugleistung – für ein Plus an Effizienz, sauberer Luft und Patientenkomfort.

Die SILENT XS ist die Antwort auf die Nachfrage nach flexiblen Absauglösungen für Zahnarztpraxen und Mini-Labore. Mit LED-Beleuchtung, H13/HEPA-Filtration und besonders leisem Betrieb ermöglicht sie ein sauberes Arbeiten – genau dort, wo es gebraucht wird. Als kompakte Absaugung ist sie ideal für alle, die Provisorien, Schienen, Kronen oder Prothesen unabhängig von einem vollausgestatteten Laborarbeitsplatz beschleifen möchten.

## **Maximale Flexibilität trifft auf bewährte Renfert-Technologie**

Die wahre Stärke der SILENT XS zeigt sich im Praxiseinsatz. Durch den Akkubetrieb kann das Gerät flexibel zwischen verschiedenen Einsatzorten bewegt werden und erfasst Schleifstaub direkt am Entstehungsort. So ersetzt die SILENT XS improvisierte Lösungen durch eine professionelle mobile Absaugung. Die integrierte LED-Beleuchtung ermöglicht eine klare Sicht auf das Arbeitsfeld und unterstützt die Genauigkeit bei filigranen Arbeiten. Herzstück der SILENT XS ist das eingesetzte H13/HEPA-Filtermaterial. Das hochwertige Glasfaservlies bietet eine große Filterfläche bei kompakten Abmessungen – für effektive Filtration und lange Standzeiten. Die beutellose Konstruktion und die glatte, leicht zu desinfizierende Oberfläche erfüllen zudem moderne Hygienestandards.

Die SILENT XS ist mehr als eine mobile Absaugung – sie ist eine Investition in effiziente Abläufe und ein gesünderes Arbeitsumfeld. Als Spezialist für Laborabsaugungen überträgt Renfert jahrzehntelange Erfahrung direkt in die Zahnarztpraxis. Mit allen Details überzeugt die SILENT XS jene, die Wert auf effizientes und sauberes Arbeiten legen. Das Ergebnis ist typisch Renfert: durchdachte Technologie, die den Arbeitsalltag spürbar erleichtert und damit das Versprechen einlöst: „making work easy“.

**2.054 Zeichen**

---

## **Weitere Informationen**

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen | [www.renfert.com](http://www.renfert.com)

## **Pressekontakt**

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: [Alberta.Domnick@renfert.com](mailto:Alberta.Domnick@renfert.com)