

NOVITA' Renfert Polish hybrid materials

Pasta per lucidare diamantata

Pasta per lucidare diamantata specifica per la brillantatura dei materiali ibridi, per utilizzo extra-orale.





Renfert Polish hybrid materials

Pasta per lucidare diamantata specifica per la brillantatura dei materiali ibridi, per utilizzo extra-orale. Miglior risultato di lucidatura possibile grazie alle particelle di diamante specificamente coordinate ai materiali ibridi, contenute nella pasta per lucidare. Ridotto accumulo di placca e maggiore durata del restauro dentale grazie alla finitura ottimale della superficie.

Referenze

Renfert Polish hybrid materials, 13 g

No. 510 3000

Altri prodotti della gamma Renfert Polish

Renfert Polish all-in-one

Pasta per lucidare per utilizzo extra-orale di uso universale con grana diamantata di ampio spettro. Rapido risultato di brillantatura su materiali diversi come il disilicato di litio, il biossido di zirconio, la ceramica per rivestimento estetico oltre che i polimeri ad alta prestazione.

Renfert Polish ZrO₂

Pasta per lucidare per utilizzo extraorale con caratteristiche abrasive specialmente coordinate al biossido di zirconio grazie alla grana diamantata particolarmente grossa.

Renfert Polish LiSi₂

Pasta per lucidare per utilizzo extraorale specifica per il disilicato di litio con grana diamantata grossa particolarmente adatta a questo materiale.

| Renfert Polish all-in-one, 18 g | No. 510 0100 |
|---|--------------|
| Renfert Polish ZrO ₂ , 18 g | No. 510 1100 |
| Renfert Polish LiSi ₂ , 18 g | No. 510 2100 |









making work easy



Panoramica delle paste per lucidare Renfert con gli utensili raccomandati

| Prodotto | | | | Utensile consigliato | | |
|--------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------|------------|---------------|
| Pasta per lucidare | | con particelle di diamante | Materiale/ Campo d'impiego | Rifinitura/ Prelucidatura | Lucidatura | Brillantatura |
| 0 | Renfert Polish hybrid materials No. 510 3000 | √ | Materiale ibrido | 0 | (a) | 1 |
| | Renfert Polish all-in-one No. 5100100 | ✓ | Disilicato di litio, biossido di zirco- nio, ceramica estetica, polimeri ad alta prestazione | 0 | | 1 |
| | RenfertPolish ZrO ₂ No. 510 1100 | ✓ | Biossido di zirconio | 0 | | |
| | Renfert Polish LiSi ₂ No. 510 2100 | √ | Disilicato di litio | 0 | 0 | 1 |
| | Kohinoor L No. 516 0001 | √ | Ceramica per rivestimento estetico | 0 | 0 | |
| 1 | Brinell L No. 519 0001 | √ | Leghe nobili per ceramica, ceramica | 0 | | 1000 |
| | Opal L No. 520 0001 | | Compositi per rivestimento estetico | 0 | | |
| | Saphir No. 515 0000 | | Leghe di metalli preziosi | 00 | 0 | 1000 |
| | Saphir No. 515 0000 | | Leghe cromo-cobalto | | | |
| and L | Pasta per luci- dare universale No. 513 1000 | | PMMA, resine | SHIP O | | |

*Incluso nella dotazione di Brinell L No. 519 0001

Utensili per manipolo









No. 900 000







Utensili per lucidatrice

















No. 2100002

No. 2090000 ghi convergenti No. 787 1000

No. 199x000