

НОВИНКА Renfert Polish hybrid materials

Алмазная полировальная паста

Специальная алмазная полировальная паста для зеркальной полировки гибридных материалов из керамики и полимеров, вне ротовой полости.



Renfert Polish hybrid materials

Специальная алмазная полировальная паста для зеркальной полировки гибридных материалов вне ротовой полости. Наилучший результат полировки благодаря алмазным частицам полировальной пасты, специально подобранным для гибридных материалов. Уменьшение образования налёта и увеличение срока службы зубных реставраций за счет оптимальной обработки поверхностей.

Информация для заказа

Renfert Polish hybrid materials, 13 г

№ 510 3000

Другие продукты Renfert Polish группы

Renfert Polish all-in-one

Универсально применяемая полировальная паста с широким спектром размеров алмазных частиц вне ротовой полости. Быстрое достижение зеркального блеска у таких различных материалов, как дисиликат лития, диоксид циркония, облицовочная керамика и высокопрочные полимеры.

Renfert Polish ZrO₂

Лабораторная полировальная паста для диоксида циркония со специальными абразивными свойствами благодаря особо крупным алмазным частицам.

Renfert Polish LiSi₂

Лабораторная полировальная паста специально для дисиликата лития с точно подобранными крупными алмазными частицами.

Renfert Polish all-in-one, 18 г


№ 510 0100

Renfert Polish ZrO₂, 18 г

№ 510 1100

Renfert Polish LiSi₂, 18 г

№ 510 2100



Renfert

making work easy




Полировальные пасты Renfert

Обзор полировальных паст Renfert с рекомендуемыми полирами и щетками

Продукт			Рекомендуемый полировальный инструмент			
Полировальная паста	с алмазными частицами	Материал/ область применения	Обработка/ Предварительная полировка	Полировка		Зеркальная полировка
Renfert Polish hybrid materials No. 5103000	✓	Гибридные материалы из полимеров и керамики				
Renfert Polish all-in-one No. 5100100	✓	Дисиликат лития, диоксид циркония, облицовочная керамика, высокопрочные полимеры				
Renfert Polish ZrO ₂ No. 5101100	✓	Диоксид циркония				
Renfert Polish LiSi ₂ No. 5102100	✓	Дисиликат лития				
Kohinoor L No. 5160001	✓	Облицовочная керамика				
Brinell L No. 5190001	✓	Сплавы благородных металлов под керамику, керамика			*	
Opal L No. 5200001		Облицовочные пластмассы				
Saphir No. 5150000		Сплавы благородных металлов				
Saphir No. 5150000		Кобальто-хромовые сплавы				
Универсальная полировальная паста No. 5131000		ПММА, смолы				

*Входит в объем поставки Brinell L No. 5190001

Полиры для наконечников



Полиры для полировальных моторов

