



Pastas de polimento Renfert

Visão geral das pastas de polimento Renfert com polidores recomendados

Produto			Polidor recomendado		
Pasta de polimento	Com partículas de diamante	Material/Área de aplicação	Acabamento/Pré-polimento	Polimento	Polimento de alto brilho
 Renfert Polish 3D-printed materials N° 510 4000	✓	Materiais impressos em 3D			
 Renfert Polish hybrid materials N° 510 3000	✓	Material híbrido			
 Renfert Polish all-in-one N° 510 0100	✓	Dissilicato de lítio, dióxido de zircônio, cerâmica estratificada, polímeros de alto desempenho			
 Renfert Polish ZrO ₂ N° 510 1100	✓	Dióxido de zircônio			
 Renfert Polish LiSi ₂ N° 510 2100	✓	Dissilicato de lítio			
 Brinell L N° 519 0001	✓	Ligas metal-cerâmicas nobres, cerâmica			
 Opal L N° 520 0001		Resinas compostas			
 Saphir N° 515 0000		Ligas de metais nobres			
 Saphir N° 515 0000		Ligas de cobalto-cromo			
 Pasta de polimento universal N° 513 1000		PMMA, resinas			

*Incluído na entrega de Brinell L N° 519 0001

Polidores para peça de mão



Polidores para motor de polimento

