

Renfert

making work easy



SIMPLEX model isolation

НОВИНКА

Изолирующее средство для моделей, напечатанных на 3D-принтере

НОВИНКА SIMPLEX

model isolation

Изолирующее средство для моделей, напечатанных на 3D-принтере

SIMPLEX model isolation в качестве изоляции моделей адаптировано к моделям, напечатанным на 3D-принтере. С применением готового для использования изолирующего средства на напечатанной модели можно легко изготовить ортодонтические аппараты из стоматологического пластика. При нанесении кисточкой на поверхность модели создается ровная, очень тонкая изолирующая пленка. Результатом является чистое разделение модели и стоматологического пластика. После полимеризации заготовка снимается с модели с точной поверхностью, соответствующей чертежу.

Преимущества

- Соответствует напечатанным на 3D-принтере моделям филантов, чтобы изолировать модели при изготовлении съемных ортодонтических аппаратов.
- Также подходит для моделей, изготовленных в процессе печати SLA/DLP.
- Однократное нанесение для оптимального разделения между моделью и заготовкой.
- Полностью растворяется в воде для легкого применения со сбережением материала и безопасного нанесения без отпаривания модели.


Детали

- Без вредных ингредиентов.
- Идеальный изолирующий эффект.
- Оптимальная, очень тонкая изолирующая пленка.
- Полностью растворяется в воде.
- Сберегает материал.


Making work easy (Делаем работу проще)

Разработанное для моделей, напечатанных на 3D-принтере, изолирующее средство дополняет цифровой ортодонтический рабочий процесс. Как и в случае со всей системой филантового 3D-принтера SIMPLEX, так и для изоляции модели большое внимание было уделено комфортному и безопасному применению. Изолирующее средство SIMPLEX model isolation простое в использовании, а его применение занимает мало времени.

PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY



Сокращение времени сушки на 90% за счет использования блока световой полимеризации или модуля вытяжки



С SIMPLEX model isolation на напечатанной модели можно легко изготовить объекты из стоматологического акрила

Информация для заказа

SIMPLEX model isolation, 80 g

№ 17350010