


Renfert

making work easy



Kolinsky evo

NOVEDAD Pincel de pelo biónico

NOVEDAD Kolinsky evo

Pincel de pelo biónico

Al igual que la popular serie de pinceles Kolinsky, el Kolinsky evo de fibra Bionic Hair combina las ventajas de un pincel sintético con las de un pincel de pelo natural. Gracias a la estructura molecular especial, el pelo del pincel absorbe la humedad y es extraordinariamente duradero. La finura, la elasticidad y la estabilidad de forma de la punta del pincel permiten estratificaciones precisas.

Ventajas

- Extraordinaria durabilidad gracias al innovador pelo biónico Bionic Hair.
- Control óptimo de la humedad gracias a la estructura molecular especial de la fibra.
- En seis tamaños distintos para campos de aplicación individuales.
- Su diseño lineal y su reducido peso garantizan un cómodo manejo.

Detalles

- La punta fina con resiliencia y elasticidad duraderas favorece la aplicación precisa de la cerámica.
- Larga duración sin expandirse ni "abombarse" gracias a Bionic Hair.

Sugerencia


Si la punta del pincel se dobla involuntariamente (por ejemplo, por un almacenamiento inadecuado), puede introducirse brevemente en agua caliente a unos 90°C. De este modo, los pelos del pincel se alisan automáticamente y la punta recupera su forma original.



Pincel de fibra Bionic Hair

Referencias

Kolinsky evo tamaño 1	2 piezas	No. 17243001
Kolinsky evo tamaño 1/0	2 piezas	No. 17243110
Kolinsky evo tamaño 2	2 piezas	No. 17243002
Kolinsky evo tamaño 4	2 piezas	No. 17243004
Kolinsky evo tamaño 6	2 piezas	No. 17243006
Kolinsky evo tamaño 8	2 piezas	No. 17243008
Kolinsky evo juego	con 6 tamaños de pincel (1, 2, 4, 6, 8, 1/0)	No. 17243000



Kolinsky evo – en 6 tamaños