

# Comunicado de prensa

Hilzingen (Alemania) – Octubre 2023

*Renfert lanza al mercado un aparato de limpieza por ultrasonidos de gran calidad*

## **Easyclean TEC: Top Cleaning Performance – Top Design**

Con Easyclean TEC, Renfert (Hilzingen, Alemania) lanza un aparato de limpieza por ultrasonidos que responde a las exigencias del sector dental. Su frecuencia de ultrasonidos de 37 kHz permite limpiar a fondo hasta la suciedad incrustada. Es fácil de usar y la contaminación acústica es reducida al mínimo.

El nuevo aparato de limpieza por ultrasonidos Easyclean TEC de Renfert está diseñado para una limpieza eficiente en la clínica y el laboratorio dental. Las cubetas de impresión, las placas para articuladores u otros equipos pueden limpiarse sin esfuerzo. Las prestaciones de limpieza se basan en el efecto físico de los ultrasonidos y se complementan con agentes químicos de limpieza, el aumento de la temperatura del baño y la regulación del tiempo de aplicación. Además, la función Sweep garantiza una distribución eficaz de la frecuencia ultrasónica, lo que aumenta aún más el efecto de limpieza.

- Limpieza eficaz gracias al elemento calefactor integrado y a la función Sweep permanente
- Frecuencia 37 kHz
- Dos programas de limpieza preconfigurados
- Manejo intuitivo
- Vida útil excepcionalmente larga

En función del grado de suciedad, se puede elegir entre dos modos ultrasónicos. «eco» es sinónimo de un funcionamiento energéticamente eficiente y silencioso; mientras que «dynamic», con una distribución optimizada del campo sonoro, garantiza una limpieza a fondo de la suciedad más resistente. El panel de mando orientado al usuario integra informaciónes importantes sobre, entre otros, el modo de funcionamiento, la duración o la temperatura. Gracias a su diseño moderno, este aparato de limpieza por ultrasonidos de gran calidad se integra discretamente en el entorno de trabajo. Los controles y la superficie de acero inoxidable de la carcasa se limpian fácilmente.

Como aparato de alta calidad «Made in Germany» Easyclean TEC es sinónimo de una vida útil excepcionalmente larga. Con un periodo de garantía de tres años, Renfert subraya la promesa de longevidad. Easyclean TEC convence por el habitual carácter robusto que viene siendo habitual en Renfert. Aquí, la higiene de los productos se encuentra con la calidad sólida, la facilidad de uso y el diseño clásico. El resultado por parte de Renfert no puede ser otro que: «making work easy».

**2.393 caracteres**

---

## **Más informaciones**

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen, Alemania | [www.renfert.com](http://www.renfert.com)

## **Contacto de prensa**

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: [Alberta.Domnick@renfert.com](mailto:Alberta.Domnick@renfert.com)