

Renfert

making work easy



Renfert-Scanspray extra fine

NOVITA' Spray opacizzante

NOVITA Renfert-Scanspray extra fine

Spray opacizzante

Grazie alla sua struttura micro fine e omogenea, Renfert-Scanspray extra fine può essere applicato in modo molto sottile. Adesione migliorata, specialmente su ceramiche/metalli lucidi e superfici riflettenti.

Vorteile


- Applicazione di uno strato più sottile ($< 1 \mu\text{m}$) e maggiore opacità rispetto agli spray per scansione convenzionali. Questo si traduce in risultati di scansione più omogenei e dettagliati.
- Alta nitidezza di separazione con rilevamento dettagliato dei bordi, specialmente con strutture fini, per risultati di scansione precisi.
- Nessuna formazione di sfaldature e bolle (agglomerazione), quindi riduzione degli errori dimensionali.
- Resa particolarmente elevata grazie al rivestimento di strato micro fine molto sottile.



PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY



Applicazione micro fine per un risultato dettagliato della scansione



A sinistra: applicazione uniforme di Renfert-Scanspray extra fine
A destra: stratificazione non omogenea dei prodotti della concorrenza

Referenze

Renfert-Scanspray extra fine, 200 ml

No. 17312000