

Renfert

making work easy



EASYview+

Dental Visual Communicator

EASY view+

Dental Visual Communicator

Renfert EASY view+, o Dental Visual Communicator para visualização de objetos. A captura visual digital permite que você visualize, edite e compartilhe melhor seu trabalho diário. Além da clássica visualização ao vivo com 3 níveis de zoom, as imagens podem agora ser criadas espontaneamente com o toque de um botão. Crie vídeos através da interface direta com seu laptop e compartilhe, por exemplo, casos de pacientes simultaneamente com outros. Utilize simplesmente seus programas familiares para editar os arquivos de imagem.

Vantagens

- Três níveis de zoom (4x, 15x e 20x) para visualização abrangente ou microscópica.
- Seu laptop* com Online Meeting Tool torna a discussão de casos com o dentista fácil e eficiente.
- A livre escolha de tela** permite a adaptação individual às suas necessidades.

Acessórios opcionais: Renfert CONNECT *** (Renfert CONNECT stick e Renfert CONNECT app para integração na rede e sincronização de dados sem fio entre dispositivos de armazenamento de dados EASY view+ e aplicativo).

* Requisitos do sistema: Microsoft Windows® 10 ou posterior; Intel® Core™ i3 ou posterior | Apple® macOS® 10.15 ou posterior; Intel® Core™ i5 ou posterior.

** A funcionalidade 3D só é possível com monitor Renfert; Monitor 2D com resolução 1920x1080 (Full HD).

*** Renfert CONNECT stick não está disponível em todos os países. Verifique a disponibilidade aqui: www.renfert.com/connect

Detalhes

- Liberdade de movimento em modo 4x : diferenças importantes de altura (aprox. 70 mm) não levam a qualquer perda de nitidez.



Magnificação menor adicional para uma perspectiva mais ampla

Dados técnicos

Tensão de rede admissível	120–230 V 100–240 V
Frequência de rede admissível	50/60 Hz
Potência absorvida	12 W
Potência absorvida (Tela)	25 W
Resolução do vídeo e da tela	Full-HD (1920 x 1080)
Distância focal (entre lente e objeto)	430 mm
Aumento	4 vezes 15 vezes 20 vezes
Intensidade luminosa	40000 lx
Capacidade de armazenamento do pen-drive USB	4 GB
Número aprox. de imagens armazenáveis	600
Duração máx. de sequência de vídeo, aprox.	~15 min
Peso (Cabeça)	0,7 kg
Peso (incl. braço de suporte)	2,1 kg
Peso (Tela incl. fonte de alimentação)	3,65 kg

Informações para encomenda

EASY view+ 100–240 V	No. 24004000
EASY view+ 3D 100–240 V	No. 24003000
Monitor 3D EASY view	No. 900037808
EASY view+ Composite filtro UV	No. 24004020
Acessórios	www.renfert.com