



making work easy

Comunicado de imprensa

Hilzingen, Alemanha – Maio de 2025

Pequena, mas uma SILENT! A Renfert, empresa especializada em equipamentos dentários, entra na clínica odontológica

SILENT XS: A aspiração portátil para um ambiente de trabalho mais limpo

A Renfert (Hilzingen, Alemanha), especialista em equipamentos dentários, apresenta o SILENT XS, a primeira aspiração totalmente móvel para clínicas odontológicas e laboratórios de prótese dentária dentro da clínica. O novo produto apresentado na IDS 2025 combina máxima flexibilidade com alto poder de aspiração - para obter mais eficiência, ar limpo e conforto para o paciente.

A SILENT XS é a resposta à demanda existente por soluções de aspiração flexíveis para consultórios odontológicos e laboratórios da clínica. Com iluminação LED, filtro H13/HEPA e operação particularmente silenciosa, ele permite um trabalho limpo - exatamente onde é necessário. A unidade de aspiração compacta é ideal para quem deseja retificar provisórios, splints, coroas ou próteses independentemente de uma estação de trabalho de laboratório totalmente equipada.

Máxima flexibilidade com a comprovada tecnologia Renfert

É na prática que se demonstra a verdadeira força da SILENT XS. Graças ao funcionamento com bateria, o equipamento pode ser movido com flexibilidade entre diferentes localidades de aplicação a fim de captar a poeira diretamente no ponto de origem. O SILENT XS substitui as soluções improvisadas por um sistema de aspiração profissional portátil. A iluminação de LED integrada proporciona uma visão clara da área de trabalho e contribui para a precisão na execução de trabalhos complexos. O elemento central da SILENT XS é o material de filtro H13/HEPA utilizado. O velo de fibra de vidro de alta qualidade oferece uma grande superfície de filtragem com dimensões compactas, para uma filtragem eficaz e uma longa vida útil. O design sem saco de poeira e a superfície lisa e fácil de desinfetar também atendem aos modernos padrões de higiene.

A SILENT XS é mais do que apenas uma unidade de aspiração móvel - é um investimento em processos eficientes e em um ambiente de trabalho mais saudável. Como especialista em sistemas de aspiração para laboratórios, a Renfert transfere décadas de experiência diretamente para a prática odontológica. Com todos os seus detalhes, o SILENT XS impressiona aqueles que valorizam um trabalho eficiente e limpo. O resultado é típico da Renfert: tecnologia sofisticada que torna o trabalho diário visivelmente mais fácil e, assim, cumpre a promessa "Making work easy"

2.479 caracteres

Mais informações

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen / Alemanha | www.renfert.com

Contato

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com