

# Técnica de enceramento

## Com maestria analógica até a precisão digital

### Enceramento preciso

Waxlectric II é a opção de equipamento profissional para gotejamento elétrico que permite trabalhar paralelamente com duas canetas de aquecimento.



### Copings de cera sem deformações

hotty LED é o imersor de cera confiável com visor LED e teclado de membrana para aquecimento uniforme com ajuste exato até o grau da temperatura de ceras de imersão.

Uma preparação perfeita do troquel com GEO Dip cria a base ideal para restaurações convencionais e em cerâmica pura perfeitamente ajustadas.



### Escultura sem tensões

Fabricado com uma fórmula especial de ceras, o fio de cera GEO é livre de tensões e não gera forças elásticas.





Técnica de coroas e pontes



Enceramento estético



Cerâmica pura e cerâmica prensada



Cera especial

## Trabalho flexível

A gama GEO Classic oferece ceras de escultura de alta qualidade em vários graus de dureza, ideais para qualquer exigência em Prótese Dentária, desde coroas unitárias até pontes complexas. As ceras destacam-se por suas excelentes propriedades de escultura, raspagem e fresagem, e com queima sem resíduos, sendo perfeitas para peças totalmente cerâmicas e cerâmica prensada. As ceras GEO Classic podem ser processadas com precisão e de forma controlada, seja com gotejador elétrico para cera ou à chama aberta.



	Nº				
GEO Classic conjunto básico	493 0004	■	■	■	■
GEO Classic	497 0100	■	—	—	—
GEO Classic	497 0200	■	—	—	—
GEO Classic	497 0300	■	—	—	—
GEO Classic	497 1200	■	■	—	—
GEO Classic	497 1300	■	■	—	—
GEO Classic Avantgarde	495 0100	■	—	—	—
GEO Classic Avantgarde	495 0200	■	—	—	—

	Nº				
GEO Classic Avantgarde	495 0300	■	—	—	—
GEO Classic Natural	499 0300	■	—	■	—
GEO Classic Natural	499 0400	■	■	■	—
GEO Classic Snow-white	499 0101	■	—	■	—
GEO Classic Snow-white	499 0201	■	■	■	—
GEO Classic Cera cervical	486 1000	■	■	—	■
GEO Classic Cera cervical e de forramento	489 1000	■	■	—	■
GEO Classic Cera de fresagem	485 1000	■	—	—	■

## Trabalho eficiente

A gama GEO Crowax é sinônimo de escultura econômica sem compromissos. As ceras de dureza média são ideais para a técnicas de coroas e pontes e a técnica de fundição de modelos - fáceis de usar e com resultados consistentes.



	Nº				
GEO Crowax	475 0100	■	■	—	—
GEO Crowax	475 0200	■	■	—	—
GEO Crowax	475 0300	■	■	—	—

	Nº				
GEO Crowax	475 0400	■	—	—	—
GEO Crowax	475 0500	■	—	—	—
GEO Crowax Cera cervical e de forramento	475 0600	■	■	—	■

Opaca

Transparente



Descubra mais

[www.renfert.com/waxup](http://www.renfert.com/waxup)