

Produtos para fluxo de trabalho  
em cerâmica pura

**Renfert**

making work easy

Siga os códigos QR e veja os  
últimos vídeos!



[www.renfert.com](http://www.renfert.com)

# EASY blank wax

Disco para o moderno fluxo de trabalho híbrido

Por vezes existe a ideia de que, hoje em dia, a prótese é normalmente produzida de forma totalmente digital. O cotidiano nos laboratórios, porém, é bem diferente. Claro, a tecnologia CAD/CAM está hoje bem implantada, mas os processos de fundição e injeção não foram totalmente abandonados. Por isso, agora a Renfert reforçou deliberadamente sua gama de produtos para o fluxo digital com o disco EASY blank wax para os processos híbridos impressos e fresados.



Veja o novo vídeo EASY blank wax!



Nº. Referência	Descrição	Unidade
7700014	EASY blank wax 14 mm	unidade
7700020	EASY blank wax 20 mm	unidade

## Dynex Brillant

# Discos de desgaste

Discos de desgaste diamantados, reforçados com fibra de vidro, especiais para processamento e desgaste de cerâmica e especificamente de dissilicato de lítio.



Vídeo sobre o corte e desgaste com Dynex



## Dynex Brillant

# Discos de corte

Discos de corte diamantados, flexíveis, reforçados com fibra de vidro, especiais para corte e processamento de cerâmica estratificada, óxido de zircônio e dissilicato de lítio.



Nº. Referência	Descrição	Unidade
560220	Dynex Brillant discos de corte 0,2x20mm, (10 unidades)	pac.
560320	Dynex Brillant discos de corte 0,3x20mm, (10 unidades)	pac.
560820	Dynex Brillant disco de corte 0,8x20mm, (1 unidade)	unidade
562520	Dynex Brillant discos de corte 0,25x20 mm, (10 unidades)	pac.

## Renfert Polish all-in-one

Pasta de polimento de uso universal com uma ampla gama de granulação de diamantes. Alto brilho rápido para materiais diferentes como dissilicato de lítio, óxido de zircônia, cerâmica estratificada e cerâmica híbrida, bem como polímeros de alto desempenho e resinas compostas de estratificação.

## Renfert Polish ZrO<sub>2</sub>

Pasta de polimento especial para óxido de zircônia com propriedades abrasivas harmonizadas devido a granulação de diamante extra grossa.

## Renfert Polish LiSi<sub>2</sub>

Pasta de polimento especial para dissilicato de lítio com granulação grossa de diamante exatamente adaptada.

Vídeo do aplicativo de Renfert Polish



Nº. Referência	Descrição	Unidade
5100100	Renfert Polish all-in-one 18 g	unidade
5101100	Renfert Polish ZrO <sub>2</sub> 18 g	unidade
5102100	Renfert Polish LiSi <sub>2</sub> 18 g	unidade

Vídeo do aplicativo  
de Renfert Polish



## Bison

### Escova de polimento

A combinação única de pelos que proporciona um bom e rápido polimento de ligas, cerâmicas, facetas dentárias em resina e cerâmicas híbridas como polímeros de alto desempenho e resinas compostas de estratificação.



Nº. Referência	Descrição	Unidade
7631000	BISON, escova de polimento, 14 mm (25 unid.)	pac.
7631100	BISON, escova de polimento, 14 mm (100 unid.)	pac.
7661000	BISON, escova de polimento, 18 mm (25 unid.)	pac.
7661100	BISON, escova de polimento, 18 mm (100 unid.)	pac.



## Polidor de silicone

Para o pré-polimento de cerâmica e metal.

Nº. Referência	Descrição	Unidade
860000	Polidor de silicone, disco, 22 mm, cinza claro (100 unidades)	pac.

## Escova de pelo de cabra

### Escova de polimento

Para o polimento de superfícies de metal nobre e resina.

Nº. Referência	Descrição	Unidade
2040000	Escova de pelo de cabra (12 unidades)	pac.

## Renfert-Scanspray

Precisão máxima devido a aplicação de camadas muito finas e de granulometria uniforme.

Nº. Referência	Descrição	Unidade
17310000	Renfert-Scanspray 200ml	unidade



## Jacketgrip

Instrumento para preensão com pontas diamantadas

Pinça separador de agarre para coroas e pontes.



Nº. Referência	Descrição	Unidade
11050300	Jacketgrip pinça porta coroas	unidade

## Keramogrip

Instrumento para preensão com pontas diamantadas

Pinça para agarrar coroas e pontes – para peças de porcelana ou resina.



Nº. Referência	Descrição	Unidade
11090300	Keramogrip curva	unidade

## Basic quattro IS

Jateador de precisão



Definir fissuras com  
Basic quattro IS

Jateador de precisão profissional com 2 a 4 reservatórios e o mecanismo de interrupção imediata "IS" para um jateamento controlado sem fluxo residual de abrasivo.



## TWISTER evolution

Espatulador a vácuo

Espatulador a vácuo com torque elevado, bomba de membrana para vácuo e oito funções programáveis de mistura.



Nº. Referência	Descrição	Unidade
29590000	Basic quattro IS, unidade básica com dois reservatórios, 25-70µ / 70-250µ	unidade
18280000	Twister evolution	unidade



## SILENTcompactCAM

Aspiração para unidades CAM

Compacta unidade de aspiração, sem saco coletor de poeira uso para unidades CAM.



## SILENT powerCAM EC

Aspiração para unidades CAM

Poderosa aspiração, sem saco coletor de poeira, limpeza automática de filtros e tecnologia de motor EC para unidades CAM com alta frequência de utilização.

Nº. Referência	Descrição	Unidade
29342500	SILENT compactCAM	unidade
29390000	SILENT powerCAM EC	unidade



## Cabos de interface

Nº. Referência	Descrição	Unidade
29340005	Cabo de interface tipo A, para vhf, 5-polar	5 m
29340006	Cabo de interface tipo B, para Roland DG	5 m
29340008	Cabo de interface tipo C, para imes-icore	5 m
29340009	Cabo de interface tipo D, para Amann-Girrbach	5 m
29340010	Cabo de interface tipo E, para Yenadent	5 m
29340011	Cabo de interface tipo F, para Zirkonzahn	5 m
29340012	Cabo de interface tipo F, para Zirkonzahn com adaptador C14	5 m
29340013	Cabo de interface tipo G (6-polar)	5 m

# AUTO spin



## Troquelizador

Com o troquelizador é possível confeccionar modelos de trabalho precisos com placas de base de resina. O troquelizador é compatível com outros sistemas de confecção de modelos, como, Giroform® e Zeiser®.

Especialmente em combinação com os materiais do sistema AUTO spin, até mesmo a fabricação de modelos mais sofisticados se torna um jogo infantil.



Nº. Referência	Descrição	Unidade
18600000	AUTO spin	unidade



Veja o novo vídeo AUTO spin

95  
anos

Renfert

95


Renfert

**WORKFLOW  
GUARANTEE**

3 year guarantee  
10 year spare parts service  
Activity guarantee

Renfert

making work easy



[www.renfert.com](http://www.renfert.com)