

Renfert

making work easy



POWER steamer

NEU Dampfstrahlgeräte

NEU POWER steamer 2

Dampfstrahlgerät mit automatischer Befüllung

Der kraftvolle POWER steamer 2 der technisch optimierten Generation steht für maximale Zuverlässig- und Langlebigkeit sowie eine hohe Reinigungsleistung im Dentallabor. Der POWER steamer 2 ist konsequent für den unterbrechungsfreien Betrieb ausgelegt. Alle typischen Verunreinigungen lassen sich spielend einfach und effektiv entfernen. Dank Festwasseranschluss und integrierter Pumpe wird der Druckkessel automatisch befüllt und sichert eine konstante Dampfverfügbarkeit.

Vorteile

- Besonders langlebiges Heizsystem, bei dem das im massiven Aluminium-Kesselboden vergossene Heizelement dauerhaft vor Wasser, Kalk und Reinigungschemie geschützt ist.
- Konstante Dampfverfügbarkeit – auch im harten Dauereinsatz – dank automatischer Befüllung über Festwasseranschluss und integrierter Pumpe.
- Hohe Betriebssicherheit durch das speziell konzipierte Magnetventil - bei Bedarf in wenigen Handgriffen einfach selbst austauschbar.

Details

- Konstante und effektive Reinigungsleistung dank bis zu 2.000 W und 4,5 bar Arbeitsdruck in Kombination mit innovativer IT-Dampfdüse.
- Hohe Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit dank Echtzeit Verkalkungsanzeige.
- Optimale Kontrolle durch Anzeige des aktuellen Arbeitsdrucks über Manometer.
- Einfache Reinigung des Druckbehälters durch extra große Revisionsöffnung.



tool included



easy use



compact



Geschütztes Heizelement

Technische Daten

Zulässige Netzspannung	220–240 V 120 V 100 V
Zulässige Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W 1280 W 1550 W
Druckbehältervolumen	4 l
Volumen (empfohlene Füllmenge)	2,8 l
Volumen (maximale Füllmenge)	3 l
Arbeitsdruck	4,5 bar
Anschlussdruck	1–5 bar
Maße (B x H x T)	370 x 422 x 350 mm
Gewicht	~10,1 kg

Bestellinformationen

POWER steamer 2, 230 V	No. 18460000
POWER steamer 2, 120 V	No. 18461000
POWER steamer 2, 100 V	No. 18462000
Wandhalterung	No. 18450200

NEU POWER steamer 1

Dampfstrahlgerät zur manuellen Befüllung

Der kraftvolle POWER steamer 1 der technisch optimierten Generation setzt besondere Maßstäbe in puncto Zuverlässig- und Langlebigkeit und überzeugt durch seine hohe Reinigungsleistung im Dentallabor. Alle typischen Verunreinigungen lassen sich spielend einfach und effektiv entfernen. Die manuelle Befüllung erlaubt eine flexible Standortwahl.

Vorteile

- Besonders langlebiges Heizsystem, bei dem das im massiven Aluminium-Kesselboden vergossene Heizelement dauerhaft vor Wasser, Kalk und Reinigungschemie geschützt ist.
- Hohe Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit dank Echtzeit Verkalkungsanzeige.
- Hohe Betriebssicherheit durch das speziell konzipierte Magnetventil - bei Bedarf in wenigen Handgriffen einfach selbst austauschbar.

Details

- Konstante und effektive Reinigungsleistung dank bis zu 2.000 W und 4,5 bar Arbeitsdruck, in Kombination mit innovativer IT-Dampfdüse.
- Flexible Standortwahl dank manueller Befüllung.
- Einfache Reinigung des Druckbehälters durch extra große Revisionsöffnung.
- Sicheres und bequemes Abdampfen dank ergonomischem Handstück (Gehäuse leitet elektrostatische Aufladungen sicher ab).
- Einfaches Einfüllen von Wasser und Entkalkungsmittel über praktischen, trichterförmigen Einfüllstutzen.
- Wandmontage über optionalen Wandhalter möglich.



tool included



easy use



compact



Extra große Revisionsöffnung

Technische Daten

zulässige Netzspannung	220–240 V 120 V 100 V
Zulässige Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W 1550 W 1280 W
Druckbehältervolumen	4 l
Volumen (empfohlene Füllmenge)	2,8 l
Volumen (maximale Füllmenge)	3 l
Arbeitsdruck	4,5 bar
Maße (B x H x T)	370 x 422 x 350 mm
Gewicht (leer)	~9,5 kg

Bestellinformationen

POWER steamer 1, 230 V	No. 18450000
POWER steamer 1, 120 V	No. 18451000
POWER steamer 1, 100 V	No. 18452000
Wandhalterung	No. 18450200

STEAM tube

Intelligente Abdampf-Station

Die funktionale Lösung, um effizient die Herausforderungen während des Abdampfens zu meistern. STEAM tube fängt Schmutzpartikel wie Wachs- und Poliermittelreste gezielt auf, schützt empfindliche Kleinteile vor Verlust und verbessert zudem dank kontrollierter Dampfableitung die Sicht während des Abdampfens.

Vorteile

- Maximierte Sauberkeit und schnelle Reinigung durch einzigartiges Schmutzauffangkonzept und mühelose Entnahme von Trichter, Sieb und innerem Auffangbehälter.
- Schützt wertvolle Kleinteile durch das Sicherheits-Auffangsieb, stets bereit, verirrte Kleinteile sicher aufzufangen.
- Gewährleistet klare Sicht auf das Arbeitsobjekt durch eine gezielte Dampfableitung und sorgt für einen klaren Blick auf das zu reinigende Objekt.



easy use



perfect view



compact

Technische Daten

Gewicht	3 kg
Maße (in der Position „Bügel 90° zum Tisch“) (B x H x T)	270 x 300 – 390 x 400 mm
Rohrdurchmesser	200 mm
Ablaufschlauch Länge	1 m
Ø Ablaufschlauch außen	16 mm

Bestellinformationen

STEAM tube (bereits montiert), ergonomischer Schmutzspatel, Ablaufschlauch, 2x Verschlussstopfen, QSG	No. 18420000
---	--------------

POWER steamer descaler

Entkalker-Konzentrat
(für POWER steamer 1 und 2)



POWER steamer descaler ist ein Entkalker-Konzentrat zur effektiven und zugleich materialschonenden Entkalkung der beiden POWER steamer.

Bestellinformationen

POWER steamer descaler	No. 18450100
------------------------	--------------

POWER steamer water softener

Wasserenthärtungssystem für POWER steamer 2



silent



compact



Zuverlässiges Wasserenthärtungs- und Filtersystem, speziell abgestimmt auf den POWER steamer 2. Das System schützt den POWER steamer optimal und steigert dessen Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Bestellinformationen

POWER steamer water softener	No. 18460100
------------------------------	--------------