



L'art de la stratification & du maquillage céramique

Plaques de mélange & pinceaux dentaires

Poils naturels

Composés des plus fins poils naturels, ces pinceaux de Renfert au design unique et à la fonctionnalité exceptionnelle ont été conçus pour répondre aux besoins des prothésistes dentaires et des céramistes les plus exigeants.

lay:art style



Genius



Kolinsky



Poils bioniques

Les nouveaux pinceaux composés de fibre bionique innovante constituent un grand pas en avant dans le domaine de la stratification. La pointe du pinceau est fine, élastique et conserve durablement sa forme pour permettre une stratification ciblée de la céramique.

lay:art evo



Genius evo



Kolinsky evo




Poils synthétiques

Pour répondre aux exigences du travail moderne des prothésistes dentaires, Renfert a mis au point une pointe de pinceau en poils synthétiques qui a le même toucher que les poils naturels, mais qui présente une élasticité et une durabilité supérieures.

Ceramicus



Takanishi



lay:art micro



Plaques de mélange avec système d'humidification



Plaques de mélange




Plaques de mélange pour le maquillage



lay:art evo

lay:art evo est un pinceau pour céramique haut de gamme moderne en poils bioniques. Grâce à la composition chimique des fibres innovantes et leur traitement spécifique, les poils du pinceau peuvent absorber de l'humidité et imiter la forme pointue typique des pinceaux haut de gamme.

Détails:



Genius evo

Ce pinceau haut de gamme doté d'une fonction de protection intégrée au manche séduit par son design moderne. Ce qui le rend si spécial, c'est la fibre Bionic Hair. Grâce à leur structure moléculaire spécifique, les poils du pinceau peuvent absorber de l'humidité et se distinguent par une longévité remarquable.

Détails:



Kolinsky evo

Le pinceau Kolinsky evo réunit les avantages d'un pinceau en poils synthétiques et ceux d'un pinceau en poils naturels. Grâce à leur structure moléculaire spécifique, les poils du pinceau peuvent absorber de l'humidité et se distinguent par une longévité remarquable.

Détails:



NOUVEAU lay:art micro

Le jeu de pinceaux lay:art micro set a été développé spécifiquement pour les techniques de Micro-Layering sur céramique et composite. Cinq géométries de pinceaux parfaitement adaptées permettent un contrôle précis des matériaux modernes de Micro-Layering et facilitent la réalisation de techniques de 3D-Shaping, 2D-Staining et Internal Staining.

Détails:



Ceramicus

Pinceau pour céramique en fibres synthétiques spéciales microstructurées. Très grande élasticité et haute densité de poils. Les poils ne s'étalent pas après l'application de la céramique.



Détails:



Takanishi

Pinceau en poils synthétiques, de très grande qualité et éprouvé depuis de nombreuses années, pour un modelage optimal de la céramique. La pointe du pinceau indéformable et la grande souplesse des poils sont idéales pour la réduction de la céramique.



Détails:




lay:art style

Les pinceaux en poils naturels lay:art style offrent une qualité premium pour répondre aux exigences les plus pointues. La nouvelle technique de fabrication employée permet d'obtenir une tension, une indéformabilité et une durabilité maximales de la pointe du pinceau.



Détails:



Genius

Pinceau en poils naturels haut de gamme avec un manche au design moderne et offrant une fonction de protection intégrée. Afin d'obtenir une tension, une indéformabilité et une durabilité élevées des poils du pinceau, Renfert emploie une technique de fabrication unique en son genre.



Détails:




Kolinsky

Pinceau pour céramique en poils naturels de martre rouge qui allie qualité et esthétique. Pointe fine et flexible des pinceaux et bonne rétention de l'humidité.



Détails:



Poils synthétiques

Poils naturels

Plaques de mélange avec système d'humidification



lay:art crystal aqua

Plaque de mélange en verre partiellement automouillante avec deux bandes d'humidification.



lay:art tropic pro

Plaque céramique haute technologie, homogène et diffusante avec alvéoles et humidification constante.



lay:art tropic

Plaque de mélange perméable pour céramique, qui assure une humidification homogène sur toute la surface et dispose de plus de deux alvéoles vitrifiées.



lay:art oasis

Plaque céramique haute technologie avec surface vernie et alvéoles perforées. Humidification capillaire automatique pour l'utilisation et le stockage de masses céramiques dentaires.



Rainbow

La plaque vernie est composée d'alvéoles perforées, ce qui empêche la céramique de sécher pendant les travaux.



Plaques de mélange sans système d'humidification



lay:art crystal

Plaque de mélange en verre au design moderne.



lay:art natural

La plaque de mélange en agate est une exclusivité.



Plaque de mélange pour maquillage



lay:art color

Plaque céramique vernie pour le travail et le stockage de stains.



Stain-Mix

Plaque de mélange pour stains céramique et résine.

