



Renfert

making work easy

El arte de la estratificación y del maquillaje de cerámica

Losetas de mezcla y pinceles dentales

Pelo natural

Realizados con el mejor pelo natural, estos pinceles han sido desarrollados por Renfert con un diseño único y una funcionalidad excepcional para responder a los requisitos de los protésicos dentales y ceramistas más exigentes.

lay:art style



Genius



Kolinsky




Pelo biónico

Los nuevos pinceles en innovadoras y modernas fibras biónicas son todo un avance para la estratificación cerámica. La finura, la elasticidad y la estabilidad dimensional de su punta permiten estratificaciones precisas.

lay:art evo



Genius evo



Kolinsky evo




Pelo sintético

Para cumplir los requisitos de los trabajos dentales modernos, Renfert ha desarrollado un pincel con punta de pelo sintético que se siente como el pelo natural, pero que es más elástica y duradera.

Ceramicus



Takanishi



lay:art micro



Losetas de mezcla con
sistema de humectación



Losetas de mezcla




Losetas de mezcla
para maquillaje



lay:art evo

lay:art evo es un moderno pincel para cerámica de pelos biónicos top de gama. La composición química de la fibra recientemente desarrollada y su procesamiento único permiten que el pelo absorba la humedad e imite la forma de llama conocida de los pinceles de gama alta.

Detalles:



Genius evo

Este pincel de alta calidad con función protectora integrada en el mango destaca por su moderno diseño. Bionic Hair es lo que le hace especial. Gracias a la estructura molecular especial, el pelo del pincel absorbe la humedad y es extraordinariamente duradero.

Detalles:



Kolinsky evo

El Kolinsky evo de pelo biónico combina las ventajas de un pincel sintético con las de un pincel de pelo natural. Gracias a la estructura molecular especial, el pelo del pincel absorbe la humedad y es extraordinariamente duradero.

Detalles:



NOVEDAD lay:art micro

El juego de pinceles lay:art micro set es desarrollado específicamente para el Micro-Layering en cerámica y composites. Cinco geometrías de pincel cuidadosamente diseñadas facilitan el manejo controlado de los modernos materiales de Micro-Layering, permitiendo la realización precisa de técnicas de 3D-Shaping, 2D-Staining e Internal Staining.

Detalles:



Ceramicus

Pinceles para cerámica de pelo sintético con microestructura especial. Elasticidad muy alta y pelo extremadamente denso. Los pelos del pincel no se abren una vez aplicada la masa cerámica.



Detalles:



Takanishi

Pincel de pelo sintético de probada fiabilidad y excelente calidad para realizar óptimos modelados en cerámica. La punta del pincel dimensionalmente estable y la alta elasticidad de los pelos del pincel son ideales para reducir la cerámica.



Detalles:



lay:art style

Los pinceles de pelo natural lay:art style ofrecen máxima calidad para las mayores exigencias. Una novedosa técnica de acabado alcanza valores máximos en aspectos como tensión, estabilidad de forma y vida útil de la punta del pincel.



Detalles:



Genius

Pincel de pelo natural de alta calidad y de diseño moderno con función de protección integrada en el mango. Para lograr en el pelo del pincel valores elevados en cuanto a tensión, estabilidad de forma y vida útil larga, entra en escena la singular técnica de acabado de Renfert.



Detalles:




Kolinsky

Pincel para porcelana con pelos naturales de marta roja Kolinsky – la combinación de calidad y estética. Punta del pincel fina y flexible y retención óptima de la humedad.



Detalles:



Pelo sintético

Pelo natural

Losetas de mezcla con sistema de humectación



lay:art crystal aqua

Loseta de mezcla de cristal de humectación parcial con dos tiras de humidificación.



lay:art tropic pro

Loseta de mezcla homogénea y difundible para cerámica de alta tecnología, provista de cavidades y humidificación continua.



lay:art tropic

Loseta de mezcla de cerámica difundible para una humectación homogénea y de toda la superficie entera con dos cavidades vidriadas adicionales.



lay:art oasis

Loseta de cerámica de alta calidad con superficie vidriada y cavidades perforadas. Humectación capilar automática para el procesamiento y el almacenamiento de masas cerámicas dentales.



Rainbow

La loseta vidriada y las cavidades perforadas evitan que las masas cerámicas se sequen durante el proceso de trabajo.



Losetas de mezcla sin sistema de humectación



lay:art crystal

Loseta de vidrio de diseño moderno.



lay:art natural

Exclusiva loseta de mezcla de piedra de ágata natural.



Losetas de mezcla para maquillaje



lay:art color

Loseta de cerámica glaseada para la elaboración y el almacenamiento de maquillajes.



Stain-Mix

Loseta de mezcla para maquillajes cerámicos y acrílicos.

