




Pastas de polimento Renfert

Visão geral das pastas de polimento Renfert com polidores recomendados

Produto			Polidor recomendado		
Pasta de polimento	Com partículas de diamante	Material/Área de aplicação	Acabamento/Pré-polimento	Polimento	Polimento de alto brilho
Renfert Polish hybrid materials N° 5103000	✓	Material híbrido			
Renfert Polish all-in-one N° 5100100	✓	Dissilicato de lítio, dióxido de zircônio, cerâmica estratificada, polímeros de alto desempenho			
Renfert Polish ZrO ₂ N° 5101100	✓	Dióxido de zircônio			
Renfert Polish LiSi ₂ N° 5102100	✓	Dissilicato de lítio			
Brinell L N° 5190001	✓	Ligas metal-cerâmicas nobres, cerâmica			
Opal L N° 5200001		Resinas compostas			
Saphir N° 5150000		Ligas de metais nobres			
Saphir N° 5150000		Ligas de cobalto-cromo			
Pasta de polimento universal N° 5131000		PMMA, resinas			

*Incluído na entrega de Brinell L N° 5190001

Polidores para peça de mão



Polidores para motor de polimento

