

Renfert

making work easy



POWER steamer

NOVEDAD Vaporetas

NOVEDAD POWER steamer 2

Vaporeta con llenado automático

La potente vaporeta POWER steamer 2, de la generación técnicamente optimizada, es sinónimo de máxima fiabilidad y durabilidad, así como de un alto rendimiento de limpieza en el laboratorio dental. La POWER steamer 2 está diseñada sistemáticamente para un funcionamiento continuo e ininterrumpido. Todas las típicas impurezas y contaminaciones se pueden eliminar de forma fácil y eficaz. Gracias a la conexión de agua fija y a la bomba integrada, el recipiente a presión se llena automáticamente y garantiza la disponibilidad constante de vapor.

Ventajas

- Calefactor especialmente duradero: el elemento calefactor, fundido en la base maciza de aluminio de la caldera, está protegido de forma permanente del agua, de la cal y de los productos químicos de limpieza.
- Disponibilidad constante de vapor, incluso en condiciones duras de funcionamiento, gracias al llenado automático por la conexión de agua fija y la bomba integrada.
- Alta seguridad funcional gracias a la válvula magnética especialmente diseñada, que puede sustituirse fácilmente de forma autónoma en pocos pasos si es necesario.

Detalles

- Prestaciones de limpieza constantes y eficaces gracias a hasta 2.000 W y a una presión de trabajo de 4,5 bar en combinación con una innovadora boquilla de vapor IT.
- Seguridad funcional y fiabilidad elevadas gracias a la visualización de la calcificación en tiempo real.
- Control óptimo gracias a la indicación del manómetro de la presión de trabajo actual.



tool included



easy use



compact



Elemento calefactor protegido

Características técnicas

Tensión de red admisible	220–240 V 120 V 100 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	2000 W 1280 W 1550 W
Volumen del recipiente a presión	4 l
Volumen de llenado recomendado	2,8 l
Cantidad máxima de llenado	3 l
Presión de trabajo	4,5 bar
Presión de conexión	1–5 bar
Dimensiones (An x Al x Prof)	370 x 422 x 350 mm
Peso	~10,1 kg

Referencias

POWER steamer 2, 230 V	No. 18460000
POWER steamer 2, 120 V	No. 18461000
POWER steamer 2, 100 V	No. 18462000
Soporte para pared	No. 18450200

NOVEDAD POWER steamer 1

Vaporeta con llenado manual

La potente vaporeta POWER steamer 1, de la generación técnicamente optimizada, marca la pauta en materia de fiabilidad y durabilidad y convence por su alto rendimiento de limpieza en el laboratorio dental. Todas las típicas impurezas y contaminaciones se pueden eliminar de forma fácil y eficaz. El llenado manual permite una elección flexible de su emplazamiento.

Ventajas

- Calefactor especialmente duradero: el elemento calefactor, fundido en la base maciza de aluminio de la caldera, está protegido de forma permanente del agua, de la cal y de los productos químicos de limpieza.
- Seguridad funcional y fiabilidad elevadas gracias a la visualización de la calcificación en tiempo real.
- Alta seguridad funcional gracias a la válvula magnética especialmente diseñada, que puede sustituirse fácilmente de forma autónoma en pocos pasos si es necesario.

Detalles

- Prestaciones de limpieza constantes y eficaces gracias a hasta 2.000 W y a una presión de trabajo de 4,5 bar en combinación con una innovadora boquilla de vapor IT.
- Selección de emplazamiento flexible gracias al llenado manual.
- Fácil limpieza del recipiente a presión gracias a la abertura de revisión extragrande.
- Suministro de vapor seguro y cómodo gracias a la empuñadura ergonómica (la carcasa disipa de forma segura las cargas electrostáticas).
- Fácil llenado de agua y descalcificador por una práctica boca de llenado con forma de embudo.



tool included



easy use



compact



Abertura de revisión extragrande

Características técnicas

Tensión de red admisible	220–240 V 120 V 100 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	2000 W 1550 W 1280 W
Volumen del recipiente a presión	4 l
Volumen de llenado recomendado	2,8 l
Cantidad máxima de llenado	3 l
Presión de trabajo	4,5 bar
Dimensiones (An x Al x Prof)	370 x 422 x 350 mm
Peso (vacío)	~9,5 kg

Referencias

POWER steamer 1, 230 V	No. 18450000
POWER steamer 1, 120 V	No. 18451000
POWER steamer 1, 100 V	No. 18452000
Soporte para pared	No. 18450200

STEAM tube

Box de vaporización inteligente

La solución funcional para superar eficazmente los retos que se surgen durante la limpieza con chorro de vapor. STEAM tube atrapa las partículas de suciedad, como restos de cera o pasta de pulido; protege las piezas pequeñas más delicadas para que no se pierdan; y mejora la visión durante el vaporizado gracias a una evacuación de vapor controlada.

Ventajas

- Limpieza maximizada y rápida gracias a su exclusivo concepto de recogida de suciedad y a la fácil extracción del embudo, del tamiz y del recipiente colector interior.
- Su tamiz colector de seguridad protege las piezas pequeñas valiosas y está siempre listo para atraparlas y que no se pierdan.
- Garantiza una visión despejada del objeto de trabajo gracias a la evacuación de vapor dirigida.



easy use



perfect view



compact

Características técnicas

Peso	3 kg
Medidas (en la posición pedal 90° respecto a la mesa) (An x Al x Pr)	270 x 300 – 390 x 400 mm
Diámetro del tubo	200 mm
Longitud tubo de desagüe	1 m
Ø Exterior tubo de desagüe	16 mm

Referencias

STEAM tube (ya montado), espátula de limpieza ergonómica, manguera de desagüe, 2 tapones de cierre, guía de inicio rápido	No. 18420000
---	--------------

POWER steamer descaler

Descalcificador concentrado
(para POWER steamer 1 y 2)



POWER steamer descaler es un descalcificador concentrado para descalcificar las dos POWER steamer de forma eficaz y sin dañar el material.

Referencias

POWER steamer descaler	No. 18450100
------------------------	--------------

POWER steamer water softener

Ablandador de agua para POWER steamer 2



silent



compact



Sistema fiable de filtrado y de ablandamiento de agua especialmente indicado para POWER steamer 2. Este sistema protege óptimamente la POWER steamer y aumenta su eficacia, su fiabilidad y su durabilidad.

Referencias

POWER steamer water softener	No. 18460100
------------------------------	--------------