

Renfert

making work easy



Basic prebonder

NOVITÀ

Microsabbiatrica per il condizionamento superficiale prima della cementazione adesiva

NOVITA Basic prebonder

Microsabbiatrica per il condizionamento superficiale prima della cementazione adesiva

Con il sistema Basic prebonder, Renfert standardizza il condizionamento superficiale prima della cementazione adesiva nello studio dentistico. Parametri di sabbatura definiti scientificamente e componenti sistema coordinati tra loro trasformano una fase di lavoro, finora fortemente dipendente dall'operatore, in un protocollo clinico ben definito. La Basic prebonder crea condizioni definite per il pretrattamento dell'ossido di zirconio, delle leghe metalliche, dei materiali ibridi e dei polimeri moderni prima della cementazione adesiva. Ispirata alla collaudata tecnologia Basic quattro IS di Renfert, la Basic prebonder propone un pratico sistema modulare.

Vantaggi

- Affidabili protocolli di cementazione adesiva grazie alla sabbatura standardizzata dell'ossido di zirconio e di altri materiali.
- Risultati sicuri grazie a parametri di sabbatura definiti scientificamente e a componenti sistema coordinati tra loro.
- Maggiore controllo di una fase di lavoro delicata grazie a condizioni di sabbatura riproducibili.

Dettagli

- Immissione costante di energia attraverso il puntale Basic prebonder control tip per una distanza di lavoro definita.
- Ruvidezza superficiale uniforme grazie all'ugello Basic prebonder jet nozzle con proiezione omogenea di abrasivo.
- La possibilità di scegliere tra diversi serbatoi semplifica il condizionamento superficiale clinico rendendolo più semplice ed efficiente, permettendo al contempo numerose altre utilizzazioni di sabbatura (ad es. pulizia di protesi, rimozione di cemento).



tool included



easy use



perfect view



Controllo a regola d'arte – Basic prebonder: Più di una sabbatura. Pre-bonding.

Caratteristiche Tecniche

Tensione di rete ammessa	220–240 V 100–120 V
Frequenza di rete ammessa	50 / 60 Hz
Pressione di esercizio (serbatoio Basic prebonder)	Micro sabbatura per il bonding 0,6–1 bar Impostazione consigliata 0,8 bar
Pressione di esercizio (serbatoio supplementare)	Micro sabbatura classica 1–6 bar
Pressione di raccordo	6–8 bar
Portata volumetrica (max.)	98 l/min
Potenza della lampada	16 W
Intensità d'illuminazione max.	4800 lx
Numero serbatoi	2–4
Volume cabina di sabbatura	20 l
Funzione Stop Immediato Vetro rivestito in silicone	Si Si
Dimensioni (L x A x P) (con 1–2 serbatoi)	395 x 320 x 510 mm
Dimensioni (L x A x P) (con 3–4 serbatoi)	396 x 320 x 610 mm
Capienza serbatoi	1000 ml
Peso (da vuoto con 2 serbatoi)	~ 11,5 kg

Referenze

Basic prebonder e serbatoio supplementare 25–70 µm, 220–240 V	No. 29691050
Basic prebonder e serbatoio supplementare 25–70 µm, 100–120 V	No. 29694050
Basic prebonder e serbatoio supplementare 70–250 µm, 220–240 V	No. 29691250
Basic prebonder e serbatoio supplementare 70–250 µm, 100–120 V	No. 29694250
Prebonder surface pro 50 µm, 4x 500 g	No. 15970050

Dotazione

1 x Serbatoio Basic prebonder: solo per abrasivo Prebonder surface pro da 50 µm incl. ugello speciale (Basic prebonder jet nozzle), puntale distanziatore / ausilio per la focalizzazione (Basic prebonder control tip), riduttore di pressione lineare da 2 bar aggiuntivo, 4 puntali di ricambio (Basic prebonder control tip), 1 tessera per controllare la potenza del getto (Basic prebonder control pad), 1 serbatoio classico 25–70 µm incl. ugello di sabbatura da 0,8 mm

