



Renfert

making work easy

Product
navigator

Sistemas de aspiração SILENT product navigator

Encontre o produto que melhor atende às suas necessidades!

Você ainda não encontrou o sistema de aspiração perfeito?

Vamos mudar isso. Com sua ampla gama de sistemas de aspiração e know-how de muitos anos, a Renfert oferece soluções adequadas às suas necessidades. Com o auxílio deste guia interativo, encontre o sistema de aspiração SILENT perfeitamente adequado a você e seu laboratório.

Trabalhar com limpeza. Com toda a tranquilidade.

Alguns equipamentos não precisam estar no centro das atenções para facilitar o trabalho. Eles são companheiros bastante silenciosos e constantes. Os sistemas de aspiração, em especial, comprovam o seu valor quando nós nem nos lembramos deles nos momentos decisivos porque eles fazem continuamente seu trabalho em segundo plano. Silenciosos, mas potentes.

Sistemas de aspiração com a máxima potência e o máximo silêncio

É fácil se concentrar e manter limpa a estação de trabalho: com os sistemas de aspiração SILENT.

1. **Extremamente silencioso** | [Saiba mais >](#)
2. **Forte poder de aspiração** | [Saiba mais >](#)
3. **Operação intuitiva** | [Saiba mais >](#)
4. **Grande durabilidade do motor** | [Saiba mais >](#)
5. **Calibragem simples** | [Saiba mais >](#)
6. **Design compacto e moderno** | [Saiba mais >](#)



compact



silent

Encontre o produto certo

Utilize nosso product navigator interativo para encontrar o produto que procura. Ou use nossa visão geral para encontrar seu sistema de aspiração.

Product navigator

Visão geral



1. Extremamente silencioso

Melhoria do desempenho no trabalho graças ao baixo nível de ruído

- Reduzir especificamente o nível de estresse no laboratório
- Aumentar a concentração
- Trabalhar com limpeza e comodidade



silent

Um dos nossos objetivos em cada novo sistema de aspiração: tão silencioso quanto possível

Alguns ruídos são mais estressantes que outros. Nós trabalhamos em conjunto com especialistas em psicoacústica* que nos indicam as faixas de frequência desagradáveis. Desta forma, podemos minimizar drasticamente o ruído nessas faixas específicas e proporcionar aos equipamentos uma agradável frequência auditiva.

*Você poderá consultar mais informações sobre este tema em nosso Whitepaper.



2. Forte poder de aspiração

- Ar limpo para proteção ativa da saúde
- Estações de trabalho livres de poeiras
- Proteção ideal dos equipamentos

Limpeza e tranquilidade reunidas

Uma estação de trabalho com poeiras finas fortemente reduzidas e, ao mesmo tempo, um nível de ruído agradavelmente baixo facilita muito o trabalho. Todos os sistemas de aspiração SILENT trabalham de forma extremamente eficiente com um fluxo volumétrico entre 2.500 e 4.000 l/min. Para uma redução efetiva das poeiras e um ar limpo no laboratório. E sempre tão silenciosos quanto possível.



3. Operação intuitiva

Basta começar, uso intuitivo

A conexão (Plug & Play), operação, limpeza e manutenção dos sistemas de aspiração Renfert é extremamente simples e rápida. A parte frontal do equipamento oferece acesso direto a todos os controles. Todos os parâmetros podem ser ajustados facilmente.



4. Longevidade muito grande do motor

Sofisticada tecnologia de motores

Estão disponíveis duas tecnologias diferentes de motores, ambas caracterizadas por uma vida útil muito longa. Os motores coletores oferecem um tempo de funcionamento de > 1000 h. Os motores EC têm uma elevada durabilidade de > 5000 h. Tempos de inatividade reduzidos devido à possibilidade de você mesmo substituir o motor em poucos minutos.



5. Calibragem simples

Ligação automática inteligente e fácil de usar

- Funciona com QUALQUER PEÇA DE MÃO
- Funciona com QUALQUER EQUIPAMENTO
- Funciona com TODAS as UNIDADES CAM usuais
- Confortável e confiável

Basta conectar e aspirar

Graças à calibragem facilmente ajustável da ligação automática, os seus equipamentos que produzem poeira são comandados juntamente com os sistemas de aspiração das estações de trabalho. A interface CLP assegura a comunicação bidirecional inteligente com a sua unidade CAM. Basta conectar o sistema de aspiração à sua unidade CAM e já está.



As vantagens SILENT

Voltar

6. Design compacto e moderno

Selecionar a dimensão perfeita

Os sistemas de aspiração SILENT estão disponíveis como aspiração para uma, duas ou quatro estações de trabalho e são igualmente adequados para a utilização com equipamentos ou um sistema CAM. Em todas as variantes, eles são compactos e elegantes.



compact





Encontre o produto certo


Utilize nosso product navigator interativo para encontrar o produto que procura. Basta clicar nos botões desejados e sua seleção o levará ao produto apropriado.





Encontre o produto certo


Utilize nosso product navigator interativo para encontrar o produto que procura. Basta clicar nos botões desejados e sua seleção o levará ao produto apropriado.





Encontre o produto certo

Utilize nosso product navigator interativo para encontrar o produto que procura. Basta clicar nos botões desejados e sua seleção o levará ao produto apropriado.





SILENT TS

Aspiração para uma estação
de trabalho
Potente e confortável

[Ir para a página do produto](#)





SILENT TC

Aspiração para uma estação de trabalho
de trabalho
Potente e confortável

[Ir para a página do produto](#)



SILENT compact

Aspiração para uma estação de trabalho
de trabalho
A solução compacta


[Ir para a página do produto](#)





Encontre o produto certo

Utilize nosso product navigator interativo para encontrar o produto que procura. Basta clicar nos botões desejados e sua seleção o levará ao produto apropriado.





SILENT TS2

Aspiração para duas estações
de trabalho
Potência e conforto

[Ir para a página do produto](#)





SILENT EC2

Aspiração para duas estações de trabalho
Poderoso maratonista com tecnologia de motor EC

Especialmente para estações de trabalho muito frequentadas (4-8 horas/dia)



[Ir para a página do produto](#)

SILENT TC2

Aspiração para duas estações de trabalho
Potência e conforto com motor coletor

Para cargas de trabalho normais (2-4 horas/dia)




[Ir para a página do produto](#)



Encontre o produto certo


Utilize nosso product navigator interativo para encontrar o produto que procura. Basta clicar nos botões desejados e sua seleção o levará ao produto apropriado.





Encontre o produto certo

Utilize nosso product navigator interativo para encontrar o produto que procura. Basta clicar nos botões desejados e sua seleção o levará ao produto apropriado.





Vortex compact 3L

Aspiração para equipamentos
Aspiração úmida e seca
extremamente eficiente

[Ir para a página do produto](#)





SILENT compact

Aspiração para uma estação de trabalho

A solução compacta


[Ir para a página do produto](#)





Encontre o produto certo

Utilize nosso product navigator interativo para encontrar o produto que procura. Basta clicar nos botões desejados e sua seleção o levará ao produto apropriado.





Vortex compact 3L

Aspiração para equipamentos
Aspiração úmida e seca
extremamente eficiente

[Ir para a página do produto](#)



Adicionalmente
necessário!

[Ir para a página do produto](#)

SILENT TS

Aspiração para uma estação
de trabalho
Potente e confortável

[Ir para a página do produto](#)



Adicionalmente
necessário!

[Ir para a página do produto](#)



SILENT TC

Aspiração para uma estação
de trabalho
Potente e confortável

[Ir para a página do produto](#)




Adicionalmente
necessário!

[Ir para a página do produto](#)



Encontre o produto certo

Utilize nosso product navigator interativo para encontrar o produto que procura. Basta clicar nos botões desejados e sua seleção o levará ao produto apropriado.





SILENT compact CAM

Aspiração para
unidades CAM

[Ir para a página do produto](#)



Cabo de interface
adicionalmente
necessário!

[Ir para a página do produto](#)



SILENT powerCAM EC

Aspiração eficiente para unidades CAM

Ideal para unidades CAM médias/grandes e CAMs com trocador de discos

[Ir para a página do produto](#)



Cabo de interface adicionalmente necessário!

[Ir para a página do produto](#)



Acessórios

Dustex master plus

Caixa de desgaste

[Ir para a página do produto](#)



Divisor de fluxo

Para conexão de dois equipamentos geradores de poeiras

[Ir para a página do produto](#)



Caixa de desgaste simples

Caixa de desgaste simples de acrílico com lupa

[Ir para a página do produto](#)



Boca de aspiração

[Ir para a página do produto](#)



Mangueiras, conectores e adaptadores

[Ir para a página do produto](#)

Filtros e sacos coletores

[Ir para a página do produto](#)




Visão geral dos sistemas de aspiração SILENT


		Indicação				Características			
		Aspiração para 1 estação	Aspiração para 2 estações	Aspiração para equipamentos	Aspiração para CAM	Saco de filtro	Sem saco com limpeza de filtro	Motor coletor	Turbina EC
	SILENT EC2 220-240 V No. 2937 0000 120 V No. 2937 1000 100 V No. 2937 2000		✓				✓	✓	
 NOVIDADE	SILENT TC2 220-240 V No. 2936 0000		✓				✓	✓	
	SILENT TS2 220-240 V No. 2930 0050 120 V No. 2930 1050		✓			✓	✓		
 NOVIDADE	SILENT TC 220-240 V No. 2935 0000	✓		✓			✓	✓	
	SILENT TS 220-240 V No. 2921 0050 100-120 V No. 2921 1050	✓		✓		✓	✓		
	SILENT compact 220-240 V No. 2934 0000 120 V No. 2934 1000 100 V No. 2934 1500	✓		✓			✓	✓	
	SILENT powerCAM EC 220-240 V No. 2939 0000 120 V No. 2939 1000 100 V No. 2939 2000				✓		✓	✓	
	SILENT compactCAM 230-240 V No. 2934 2000 220 V No. 2934 2500 120 V No. 2934 3000 100 V No. 2934 3500				✓		✓	✓	



Estação de trabalho



Equipamento



CAM

