

Renfert

making work easy




lay:art evo

NOVITÀ Pennello di Bionic Hair

NOVITÀ lay:art evo

Pennello di Bionic Hair

lay:art evo è un moderno pennello per ceramica top di gamma di setole bioniche Bionic Hair. La composizione chimica delle fibre di nuova concezione e la loro lavorazione specifica consentono alla setola del pennello di assorbire l'umidità e di imitare la nota forma a fiamma dei pennelli di alto livello. Entrambi questi aspetti rappresentano la caratteristica saliente nella gestione dell'umidità che contraddistingue anche i pennelli con setole naturali. Così lay:art evo affascina per l'attenzione dedicata ai dettagli per l'odontotecnica e per la sua pragmatica funzionalità.



Vantaggi

- Longevità straordinaria grazie all'innovativa setola bionica.
- Gestione ottimale dell'umidità per la particolare struttura molecolare della fibra.
- Trattamento ideale della ceramica durante la stratificazione grazie alla finezza, all'elasticità e alla stabilità della punta del pennello.
- Economicità grazie al sistema di ricarica con punte di diverse misure di facile sostituzione. Compatibile anche con sistemi di pennelli di altri produttori.

Dettagli

- La punta fina con tonicità ed elasticità durature entusiasma nell'applicazione precisa della ceramica.
- L'elasticità delle sottili setole della punta si adatta alle sollecitazioni e rimane invariata durante la stratificazione.
- Lunga durata senza che la punta si deformi grazie alle setole bioniche.
- Manico del pennello in alluminio anodizzato di alta qualità e in diverse dimensioni con sofisticata ergonomia.



È possibile scegliere tra due tipologie di punta a secondo della taglia: flame e cone

Referenze

lay:art evo fine handle	1 pezzo, senza punta intercambiabile	No. 17240000
lay:art evo standard handle	1 pezzo, senza punta intercambiabile	No. 17240001
[1] lay:art evo misura 2	1 pezzo, con manico fine	No. 17240002
[2] lay:art evo misura 4 flame	1 pezzo, con manico standard	No. 17240004
[3] lay:art evo misura 4 cone	1 pezzo, con manico standard	No. 17240014
[4] lay:art evo misura 6 flame	1 pezzo, con manico standard	No. 17240006
[5] lay:art evo misura 6 cone	1 pezzo, con manico standard	No. 17240016
[6] lay:art evo misura 8 flame	1 pezzo, con manico standard	No. 17240008
[7] lay:art evo misura 8 cone	1 pezzo, con manico standard	No. 17240018
[8] ay:art evo color	1 pezzo, con manico fine	No. 17240100
[9] lay:art evo opaque	1 pezzo, con manico fine	No. 17240200
lay:art evo misura 2 refill	2 pezzi, senza manico	No. 17240012
lay:art evo misura 4 flame refill	2 pezzi, senza manico	No. 17240114
lay:art evo misura 4 cone refill	2 pezzi, senza manico	No. 17241114
lay:art evo misura 6 flame refill	2 pezzi, senza manico	No. 17240116

lay:art evo misura 6 cone refill	2 pezzi, senza manico	No. 17241116
lay:art evo misura 8 flame refill	2 pezzi, senza manico	No. 17240118
lay:art evo misura 8 cone refill	2 pezzi, senza manico	No. 17241118
lay:art evo color refill	2 pezzi, senza manico	No. 17240110
lay:art evo opaque refill	2 pezzi, senza manico	No. 17240210
lay:art evo build up set	Manico standard con 3 pennelli di taglia diversa (4, 6, 8 flame)	No. 17240300
lay:art evo detail up set	Manico fine con 3 pennelli di taglia diversa (color, opaque, 2)	No. 17240400
lay:art evo refresher	1 porta-pennelli con bicchiere (senza pennelli)	No. 17240600

