


Produkte für den Vollkeramik-Workflow

The Renfert logo consists of the word "Renfert" in a bold, white, sans-serif font, centered within a red rectangular background. The text is flanked by two white, curved lines that sweep upwards and outwards from the top and bottom of the letters, creating a stylized, dynamic shape.

Renfert

making work easy

A close-up, low-angle shot of a blue dental mold. The mold is circular and features several rows of circular cavities. Each cavity contains a small, blue, conical or star-shaped object, likely a wax or ceramic pattern used in dental manufacturing. The lighting is dramatic, highlighting the texture and color of the mold and its contents.

Folgen Sie den QR Codes und erleben die neusten Videos!



www.renfert.com

EASY blank wax

der Rohling für
zeitgemäße Hybrid-Workflows

Häufig wird der Eindruck erweckt, dass Zahnersatz mittlerweile standardmäßig volldigital produziert wird. Doch der Alltag in deutschen Labors sieht anders aus. Ja, die CAD/CAM-Technologie hat sich etabliert; aber Guss- und Pressverfahren sind längst nicht ausgestorben. Renfert hat sein Sortiment an Produkten für die digitale Fertigung deshalb jetzt bewusst um den Wachs-Rohling EASY blank wax für die Hybrid-Prozesse CAD/Cast und CAD/Press erweitert.




Erleben Sie
das neue EASY
blank wax-Video



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
7700014	EASY blank wax 14 mm	Stück
7700020	EASY blank wax 20 mm	Stück

Dynex Brillant Schleifscheiben

Diamantierte, glasfaserverstärkte Schleifscheiben, zum Bearbeiten und Verschleifen von Keramik, speziell von Lithium-Disilikat.



Kurzvideo über das Separieren und Verschleifen mit Dynex



Dynex Brillant Trennscheiben

Elastische, diamantierte, glasfaserverstärkte Trennscheiben, speziell zum Trennen, Separieren und Bearbeiten von Verblendkeramik, Zirkonoxid und Lithium-Disilikat.




Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
560220	Dynex Brillant Trennscheiben 0,2x20mm, (10 Stück)	Pg.
560320	Dynex Brillant Trennscheiben 0,3x20mm, (10 Stück)	Pg.
560820	Dynex Brillant Trennscheibe 0,8x20mm, (1 Stück)	Stück
562520	Dynex Brillant Trennscheiben 0,25x20 mm, (10 Stück)	Pg.

Renfert Polish all-in-one

Universell einsetzbare Polierpaste mit einem breiten Spektrum an Diamantenkörnung. Schnelles Hochglanzergebnis bei unterschiedlichen Werkstoffen wie Lithium-Disilikat, Zirkonoxid, Verblend- und Hybridkeramiken, sowie Hochleistungs-Polymere und Verblendkunststoffen.

Renfert polish-Anwendungsvideo



Renfert Polish ZrO₂


Polierpaste für Zirkonoxid mit speziell abgestimmten Abrasionseigenschaften durch extra grobe Diamantenkörnung.

Renfert Polish LiSi₂

Polierpaste speziell für Lithium-Disilikat mit exakt abgestimmter grober Diamantenkörnung.



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
5100100	Renfert Polish all-in-one 18 g	Stück
5101100	Renfert Polish ZrO ₂ 18 g	Stück
5102100	Renfert Polish LiSi ₂ 18 g	Stück



Bison Polierbürste

Die einzigartige Haarmischung sorgt für eine kräftige und schnelle Hochglanzpolitur auf Legierungen, Keramik, Kunststoffverblendungen und Hybridkeramik wie Hochleistungspolymeren und Verblendkompositen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
7631000	BISON Polierbürste, 14mm (25 Stück)	Pg.
7631100	BISON Polierbürste, 14mm (100 Stück)	Pg.
7661000	BISON Polierbürste, 18mm (25 Stück)	Pg.
7661100	BISON Polierbürste, 18mm (100 Stück)	Pg.



Silikonpolierer

Für die Vorpolitur von Keramik und Metall

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
860000	Silikonpolierer, rund, 22 mm, hellgrau (100 Stück)	Pg.

Ziegenhaarbürste Polierbürste

Zur Politur von Edelmetall- und Kunststoffoberflächen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
2040000	Ziegenhaarbürste (12 Stück)	Pg.

Renfert - Scanspray

Höchste Präzision durch sehr dünnen Schichtauftrag und homogene Korngröße.

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit
17310000	Renfert-Scanspray 200ml	Stück



Jacketgrip

Halteinstrument mit Diamantspitzen

Spreizklemme zum sicheren Halt von Kronen und Brücken.



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
11050300	Jacketgrip Spreizklemme	Stück

Keramogrip

Halteinstrument mit Diamantspitzen

Halteinstrument für Kronen und Brücken bei keramischen oder kunststofftechnischen Arbeiten.



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
11090300	Keramogrip gebogen	Stück

Basic quattro IS

Feinstrahlgerät



Okklusales Fissurenstrahlen mit
Basic quattro IS

Professionelles
Feinstrahlgerät mit 2-4
Strahlentanks
und der „IS“-



Schnellstopptechnik
für kontrolliertes
Abstrahlen ohne
Nachfließen von Strahlmittel.

TWISTER evolution

Vakuumanmischgerät

Vakuumanmischgerät
mit hohem
Drehmoment,
Membranpumpe für
das Vakuum und acht
programmierbaren
Rührfunktionen.



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
29590000	Basic quattro IS 25-70 μ / 70-250 μ	Stück
18280000	Twister evolution	Stück



SILENTcompactCAM CAM-Absaugung


Kompakte, staubbeutellose Absaugung für die Anwendung mit kompakten, dentalen CAM-Einheiten.



SILENT powerCAM EC CAM-Absaugung

Leistungsstarke, staubbeutellose Absaugung mit automatischer Filterabreinigung und EC-Motortechnologie für stark ausgelastete CAM-Einheiten.

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
29342500	SILENT compactCAM	Stück
29390000	SILENT powerCAM EC	Stück



Schnittstellenkabel

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
29340005	Schnittstellenkabel Typ A, für vhf, 5-polig	5m
29340006	Schnittstellenkabel Typ B, für Roland DG	5m
29340008	Schnittstellenkabel Typ C, für imes-icore	5m
29340009	Schnittstellenkabel Typ D, für Amann Girrbach	5m
29340010	Schnittstellenkabel Typ E, für Yenadent	5m
29340011	Schnittstellenkabel Typ F, für Zirkonzahn	5m
29340012	Schnittstellenkabel Typ F, für Zirkonzahn mit C14-Adapter	5m
29340013	Schnittstellenkabel Typ G (6-polig)	5m

AUTO spin



Pinbohrgerät

Mit dem AUTO spin Pinbohrgerät lassen sich präzise Arbeitsmodelle mit Kunststoffbasisplatten herstellen und es ist kompatibel mit anderen Modellsystemen wie z.B. Giroform® oder Zeiser®.

Besonders in Kombination mit den perfekt aufeinander abgestimmten Materialien des Modellsystems wird eine anspruchsvolle Modellherstellung zum Kinderspiel.



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
18600000	AUTO spin	Stück



Erleben Sie das neue AUTO spin-Video

95
Jahre

Renfert

95


Renfert

**WORKFLOW
GUARANTEE**

3 year guarantee
10 year spare parts service
Activity guarantee

Renfert

making work easy



www.renfert.com