



Renfert Polierpasten

Übersicht der Renfert Polierpasten mit empfohlenen Polierkörpern

Produkt			Empfehlung Polierkörper		
Polierpaste	mit Diamantpartikeln	Werkstoff/ Anwendungsbereich	Bearbeiten/ Vorpolieren	Polieren	Hochglanzpolieren
 Renfert Polish 3D-printed materials No. 510 4000	✓	3D-gedruckte Werkstoffe	 		 
 Renfert Polish hybrid materials No. 510 3000	✓	Hybridwerkstoffe			
 Renfert Polish all-in-one No. 510 0100	✓	Lithium-Disilikat, Zirkondioxid, Verblendkeramiken, Hochleistungs-Polymere			
 Renfert Polish ZrO ₂ No. 510 1100	✓	Zirkondioxid	 		
 Renfert Polish LiSi ₂ No. 510 2100	✓	Lithium-Disilikat			
 Brinell L No. 519 0001	✓	EM-Aufbrennlegierungen, Keramik			
 Opal L No. 520 0001		Verblendkunststoffe		 	
 Saphir No. 515 0000		Edelmetall-Legierungen	 		
 Saphir No. 515 0000		Kobalt-Chrom-Legierungen	  	 	
 Universalpolierpaste No. 513 1000		PMMA, Harze	  	  	

*Im Lieferumfang von Brinell L No. 519 0001 enthalten

Polierkörper für Handstücke



Polierkörper für Poliermotoren



Renfert Poliersets

Renfert Polish ZrO₂ starter kit

Das Renfert Polish ZrO₂ starter kit bündelt die zentralen Komponenten für die Bearbeitung von Restaurationen aus Zirkoniumdioxid in einem abgestimmten Set. Polierpaste und Polierkörper sind auf den Werkstoff und typische Indikationen zugeschnitten und unterstützen Anwender dabei, den Polierprozess strukturiert, kontrolliert und mit reproduzierbarem Ergebnis umzusetzen.

No. 510 1200



Renfert Polish all-in-one starter kit

Das Renfert Polish all-in-one starter kit ist ein speziell abgestimmtes Polierset für die extraorale Hochglanzpolitur dentaler CAD/CAM-Restaurationen. Es kombiniert die universell einsetzbare Diamantpolierpaste Renfert Polish all-in-one mit ausgewählten Polierkörpern für Vorpolitur, Politur und Hochglanzpolitur. Damit unterstützt das Set eine materialgerechte Oberflächenbearbeitung verschiedener dentaler Werkstoffe wie Verblendkeramik, Zirkondioxid, Lithium-Disilikat, Hochleistungskunststoffe und weitere keramische Materialien.

No. 510 0103

Renfert Polish 3D printed materials starter kit

Das Renfert Polish 3D printed materials starter kit ist ein speziell auf 3D gedruckte Materialien abgestimmtes Polierset. Es enthält eine für diesen Anwendungsbereich entwickelte Polierpaste sowie die passenden Polierkörper, die ideal auf die jeweiligen Anwendungsbereiche ausgerichtet sind, um ein perfektes Polierergergebnis bei mit Filamenten gedruckten Restaurationen aus PMMA und PETG sowie bei Kronen- und Brückenrestaurationen, die aus Resin-Material hergestellt sind, zu erzielen.

No. 510 4100

