



Pastas de pulido Renfert

Resumen de las pastas de pulido Renfert con los instrumentos de pulido recomendados

Producto			Instrumento de pulido recomendado		
Pasta de pulido	con partículas de diamante	Material/ Campo de aplicación	Procesamiento/ Prepulido	Pulido	Pulido de alto brillo
 Renfert Polish 3D-printed materials No. 510 4000	✓	Materiales impresos en 3D			
 Renfert Polish hybrid materials No. 510 3000	✓	Material híbrido			
 Renfert Polish all-in-one No. 510 0100	✓	Disilicato de litio, dióxido de circonio, cerámicas de recubrimiento, polímeros de alto rendimiento			
 Renfert Polish ZrO ₂ No. 510 1100	✓	Dióxido de circonio			
 Renfert Polish LiSi ₂ No. 510 2100	✓	Disilicato de litio			
 Brinell L No. 519 0001	✓	Aleaciones nobles para metal-cerámica, cerámica			
 Opal L No. 520 0001		Resinas de recubrimiento			
 Saphir No. 515 0000		Aleaciones de metales nobles			
 Saphir No. 515 0000		Aleaciones de cromo-cobalto			
 Pasta de pulido universal No. 513 1000		PMMA, resinas			

*Incluida en la entrega de Brinell L No. 519 0001

Pulidores para pieza de mano



Pulidores para motor de pulido



Juegos de pulido Renfert

Renfert Polish ZrO₂ starter kit

El kit inicial Renfert Polish ZrO₂ reúne en un conjunto coordinado los componentes esenciales para el tratamiento de restauraciones de dióxido de circonio. La pasta y los pulidores están adaptados al material y a las indicaciones típicas, y permiten al usuario realizar el pulido de forma estructurada, controlada y con resultados reproducibles.

No. 510 1200



Renfert Polish all-in-one starter kit

El kit inicial Renfert Polish all-in-one es un juego específico para el pulido extraoral de alto brillo de restauraciones dentales CAD/CAM. El kit incluye la pasta de pulido diamantada Renfert Polish all-in-one, de uso universal, y una selección de pulidores para el pulido previo, el pulido y el pulido de alto brillo. De este modo, el kit permite un acabado superficial adecuado a las características de diversos materiales dentales, como la cerámica de recubrimiento, el dióxido de circonio, el disilicato de litio, las resinas de alto rendimiento y otros materiales cerámicos.

No. 510 0103



Renfert Polish 3D printed materials starter kit

El kit inicial Renfert Polish 3D printed materials es especialmente desarrollado para el pulido de materiales impresos en 3D. Incluye una pasta de pulido desarrollada específicamente para este ámbito de aplicación, así como los pulidores adecuados, diseñados de forma ideal para cada aplicación, con el fin de conseguir un pulido perfecto en restauraciones impresas con filamentos de PMMA y PETG, así como en restauraciones de coronas y puentes fabricadas con resina.

No. 510 4100

