

Pâtes à polir Renfert

Vue d'ensemble des pâtes à polir Renfert avec les outils recommandés



Produit			Outil à polir recommandé		
Pâte à polir	Avec grains de diamant	Matériel / Domaine d'utilisation	Usinage/ Prépolissage	Polissage	Polissage grand brillant
 Renfert Polish 3D-printed materials Réf. 510 4000	✓	Matériaux imprimés en 3D			
 Renfert Polish hybrid materials Réf. 510 3000	✓	Matériau hybride			
 Renfert Polish all-in-one Réf. 510 0100	✓	Disilicate de lithium, dioxyde de zirconium, céramique de revêtement, polymères haute performance			
 Renfert Polish ZrO ₂ Réf. 510 1100	✓	Dioxyde de zirconium			
 Renfert Polish LiSi ₂ Réf. 510 2100	✓	Disilicate de lithium			
 Brinell L Réf. 519 0001	✓	Alliages céramique précieux, céramique			
 Opal L Réf. 520 0001		Résines de revêtement			
 Saphir Réf. 515 0000		Métaux précieux			
 Saphir Réf. 515 0000		Alliages chrome-cobalt			
 Pâte à polir universelle Réf. 513 1000		PMMA, résines			

*Inclus dans l'étendue de livraison de Brinell L Réf. 519 0001

Polissoirs pour pièce à main



Polissoirs pour tour à polir



Kit de polissage Renfert

Renfert Polish ZrO₂ starter kit

Le kit de base Renfert Polish ZrO₂ regroupe dans un ensemble coordonné les éléments essentiels destinés au traitement des restaurations en dioxyde de zirconium. La pâte à polir et les polissoirs sont adaptés au matériau et aux indications habituelles, et permettent aux utilisateurs d'effectuer le polissage de manière structurée, contrôlée et avec des résultats reproductibles.

Réf. 510 1200



Renfert Polish all-in-one starter kit

Renfert Polish all-in-one starter kit est un jeu spécialement conçu pour le polissage grand brillant extra-oral des restaurations dentaires réalisées par CFAO. Il comprend la pâte à polir diamantée Renfert Polish all-in-one, d'usage universel, ainsi que des polissoirs sélectionnés pour le pré-polissage, le polissage et le polissage grand brillant. Ce kit permet ainsi un traitement de surface adapté aux différents matériaux dentaires, tels que la céramique de revêtement, le dioxyde de zirconium, le disilicate de lithium, les résines haute performance et d'autres matériaux céramiques.

Réf. 510 0103



Renfert Polish 3D printed materials starter kit

Le kit de base Renfert Polish 3D printed materials est spécialement conçu pour le polissage des matériaux imprimés en 3D. Il contient une pâte à polir développée pour ce domaine d'application ainsi que les polissoirs associés, parfaitement adaptés aux différents domaines d'application, afin d'obtenir un résultat de polissage parfait sur les restaurations imprimées à partir de filaments en PMMA et PETG, ainsi que sur les couronnes et les bridges fabriqués en résine.

Réf. 510 4100

