



Paste per lucidare Renfert

Panoramica delle paste per lucidare Renfert con gli utensili raccomandati

Prodotto			Utensile consigliato		
Pasta per lucidare	con particelle di diamante	Materiale/ Campo d'impiego	Rifinitura/ Prelucidatura	Lucidatura	Brillantatura
 Renfert Polish 3D-printed materials No. 5104000	✓	Materiali stampati in 3D			
 Renfert Polish hybrid materials No. 5103000	✓	Materiale ibrido			
 Renfert Polish all-in-one No. 5100100	✓	Disilicato di litio, biossido di zirconio, ceramica estetica, polimeri ad alta prestazione			
 Renfert Polish ZrO ₂ No. 5101100	✓	Biossido di zirconio			
 Renfert Polish LiSi ₂ No. 5102100	✓	Disilicato di litio			
 Brinell L No. 5190001	✓	Leghe nobili per ceramica, ceramica			
 Opal L No. 5200001		Compositi per rivestimento estetico			
 Saphir No. 5150000		Leghe di metalli preziosi			
 Saphir No. 5150000		Leghe cromo-cobalto			
 Pasta per lucidare universale No. 5131000		PMMA, resine			

*Incluso nella dotazione di Brinell L No. 5190001

Utensili per manipolo



Utensili per lucidatrice



Kits di lucidatura Renfert

Renfert Polish ZrO₂ starter kit

Il kit di base Renfert Polish ZrO₂ riunisce in un unico set coordinato i componenti essenziali per trattare i restauri in biossido di zirconio. La pasta e gli strumenti per lucidare sono studiati appositamente per questo materiale e per le indicazioni tipiche, permettendo all'operatore di eseguire la lucidatura in modo strutturato, controllato e con risultati riproducibili.

No. 5101200



Renfert Polish all-in-one starter kit

Il kit di base Renfert Polish all-in-one è un set di lucidatura appositamente studiato per la lucidatura a specchio extraorale dei restauri dentali CAD/CAM. È composto dalla pasta diamantata per lucidare di uso universale Renfert Polish all-in-one e da strumenti di lucidatura selezionati per la prelucidatura, la lucidatura e la brillantatura. In questo modo, il kit consente una finitura superficiale specifica per i diversi materiali dentali, quali ceramica da rivestimento estetico, biossido di zirconio, disilicato di litio, resine ad alte prestazioni e altri materiali ceramici.

No. 5100103

Renfert Polish 3D printed materials starter kit

Il kit di base Renfert Polish 3D printed materials è specificamente studiato per la lucidatura dei materiali stampati in 3D. Contiene una pasta per lucidare sviluppata appositamente per questo campo di applicazione, nonché i corrispondenti strumenti, perfettamente adatti alla rispettiva area di utilizzo, per ottenere una lucidatura perfetta su restauri stampati con filamenti in PMMA e PETG, nonché su corone e ponti realizzati in resina.

No. 5104100

