



making work easy




lay:art evo

NEU Bionic Hair Pinsel

NEU lay:art evo

Bionic Hair Pinsel

lay:art evo ist der zeitgemäße Premiumpinsel mit Bionic Hair. Die chemische Zusammensetzung der neu entwickelten Faser und deren spezifische Bearbeitung ermöglichen dem Pinselhaar, Feuchtigkeit in sich aufzunehmen und die von High-End-Pinseln bekannte Flammenform nachzustellen. Beides zusammen steht für das charakteristische Feuchtigkeitsmanagement, das auch Naturhaar-Pinsel auszeichnet. Und so fasziniert der lay:art evo mit zahntechnischer Detailverliebtheit und pragmatischer Funktionalität.



Vorteile

- Bemerkenswerte Langlebigkeit durch innovatives Bionic Hair.
- Optimales Feuchtigkeitsmanagement dank der speziellen molekularen Struktur der Faser.
- Ideales Handling der keramischen Masse beim Schichten durch die Feinheit, Elastizität und Formbeständigkeit der Pinselspitze.
- Refill-Ansatz in verschiedenen Größen zum einfachen Austauschen der Pinselspitze für Wirtschaftlichkeit. Auch zu Pinselsystemen anderer Hersteller kompatibel.

Details

- Grazile Spitze mit dauerhafter Spannkraft und Elastizität begeistert beim zielgerichteten Auftragen von Keramik.
- Die Spannkraft der feinen Haarspitze passt sich der Beanspruchung an und bleibt während des Schichtens erhalten.
- Lange Lebensdauer ohne Aufspreizen oder „Aufpuscheln“ durch das Bionic-Hair.
- Pinselgriff in verschiedenen Größen aus hochwertig eloxiertem Aluminium mit fein ausgeklügelter Ergonomie.



Je nach Größe sind zwei Spitzen wählbar: Flame und Cone

Bestellinformationen

lay:art evo fine handle	1 Stück, ohne Wechselspitze	No. 17240000
lay:art evo standard handle	1 Stück, ohne Wechselspitze	No. 17240001
[1] lay:art evo Größe 2	1 Stück, mit Griff fine	No. 17240002
[2] lay:art evo Größe 4 flame	1 Stück, mit Griff standard	No. 17240004
[3] lay:art evo Größe 4 cone	1 Stück, mit Griff standard	No. 17240014
[4] lay:art evo Größe 6 flame	1 Stück, mit Griff standard	No. 17240006
[5] lay:art evo Größe 6 cone	1 Stück, mit Griff standard	No. 17240016
[6] lay:art evo Größe 8 flame	1 Stück, mit Griff standard	No. 17240008
[7] lay:art evo Größe 8 cone	1 Stück, mit Griff standard	No. 17240018
[8] lay:art evo color	1 Stück, mit Griff fine	No. 17240100
[9] lay:art evo opaque	1 Stück, mit Griff fine	No. 17240200
lay:art evo Größe 2 refill	2 Stück, ohne Griff	No. 17240012
lay:art evo Größe 4 flame refill	2 Stück, ohne Griff	No. 17240114
lay:art evo Größe 4 cone refill	2 Stück, ohne Griff	No. 17241114
lay:art evo Größe 6 flame refill	2 Stück, ohne Griff	No. 17240116

lay:art evo Größe 6 cone refill	2 Stück, ohne Griff	No. 17241116
lay:art evo Größe 8 flame refill	2 Stück, ohne Griff	No. 17240118
lay:art evo Größe 8 cone refill	2 Stück, ohne Griff	No. 17241118
lay:art evo color refill	2 Stück, ohne Griff	No. 17240110
lay:art evo opaque refill	2 Stück, ohne Griff	No. 17240210
lay:art evo build up set	Griff standard mit 3 Pinselgrößen (4, 6, 8 flame)	No. 17240300
lay:art evo detail up set	Griff fine mit 3 Pinselgrößen (color, opaque, 2)	No. 17240400
lay:art evo refresher	1 Pinselhalter mit Glas (ohne Pinsel)	No. 17240600