

Renfert

making work easy



SYMPRO

Система очистки съемных
стоматологических реставраций

SYMPRO

Система очистки съемных стоматологических реставраций

Компактное устройство для очистки протезов, особенно подходит для очистки съемных стоматологических реставраций, шин и ортодонтических аппаратов.

Преимущества

- Повышение лояльности пациентов – услуга по профилактике для пациентов с зубными протезами.
- Удовлетворенность пациентов – очистка шин и ортодонтических аппаратов.
- Надежность процесса – валидированная, гигиеническая подготовка компонентов системы.

Детали

- Регулярная чистка протезов оказывает положительный эффект на общее состояние здоровья пациента.
- Значительная экономия времени по сравнению с ручными методами благодаря эффективному и автоматизированному процессу очистки.
- Совместимость с наиболее распространенными стоматологическими материалами, прошедшая внешние проверки.
- Оптимизированная геометрия чистящих штифтов, бережная и эффективная одновременно.

Making work easy

Системная концепция имеет значение! help:ex – эффективные чистящие средства доступны для обработки с использованием устройства для очистки протезов SYMPRO.



easy use



silent



compact



До и после очистки с помощью SYMPRO и help:ex

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение	100–240 В
Допустимое сетевое частота	50/60 Гц
Потребляемая (расходуемая) мощность	90 ВА
Интенсивность очистки	низкий / средний / высокий
Габариты (ширина x высота x глубина)	150 x 240 x 280 мм
Вес (без стакана)	~3 кг

Информация для заказа

SYMPRO, 100-240 В	No. 67001000
-------------------	--------------

Информация для заказа / Принадлежности

help:ex plaque f	4 x 1 л	No. 67000100
help:ex plaque p	20 x 20 г чистящее средство + 20 x 4,5 г нейтрализатор	No. 67000000
help:ex discolor f	1 л	No. 67000200
Прочие принадлежности	www.renfert.com/sympro	