

Renfert

making work easy



lay:art evo

NOVIDADE Pincel de Bionic Hair

NOVIDADE lay:art evo

Pincel de Bionic Hair

lay:art evo é o moderno pincel premium com pelo biônico Bionic Hair. A composição química da exclusiva fibra recém-desenvolvida e seu processamento específico permitem que os pelos do pincel absorvam umidade e reassumam a familiar forma de chama dos pincéis de alto nível. Ambos representam o característico controle de umidade, que também caracteriza os pincéis de pelo natural. Desta forma, o lay:art evo fascina pela atenção aos detalhes e pela funcionalidade pragmática que técnicos tanto buscam.



Vantagens

- Excelente durabilidade graças ao inovador pelo biônico.
- Ótimo controle de umidade graças à estrutura molecular especial da fibra.
- Manuseio ideal da massa cerâmica ou pigmento durante a estratificação devido à finura, elasticidade e estabilidade dimensional da ponta do pincel.
- Refil em diferentes tamanhos para a substituição da ponta do pincel visando a eficiência econômica. Também compatível com sistemas de pincéis de outros fabricantes.

Detalhes

- A ponta fina com resiliência e elasticidade duradouras fascina na aplicação de cerâmica ou pigmento.
- A resiliência da ponta fina se adapta à tensão e mantém a sua forma durante a estratificação ou maquiagem.
- Longa vida útil da ponta do pincel sem descarte ou "desalinhado" graças ao pelo biônico.
- Cabo do pincel em diferentes tamanhos, feito de alumínio anodizado de alta qualidade e com uma ergonomia inteligente.



Em função do tamanho, duas pontas podem ser selecionadas: flame e cone

Informações para encomenda

lay:art evo fine handle	1 unidade, sem ponta intercambiável	No. 17240000
lay:art evo standard handle	1 unidade, sem ponta intercambiável	No. 17240001
[1] lay:art evo tamanho 2	1 unidade, com cabo fine	No. 17240002
[2] lay:art evo tamanho 4 flame	1 unidade, com cabo standard	No. 17240004
[3] lay:art evo tamanho 4 cone	1 unidade, com cabo standard	No. 17240014
[4] lay:art evo tamanho 6 flame	1 unidade, com cabo standard	No. 17240006
[5] lay:art evo tamanho 6 cone	1 unidade, com cabo standard	No. 17240016
[6] lay:art evo tamanho 8 flame	1 unidade, com cabo standard	No. 17240008
[87] lay:art evo tamanho 8 cone	1 unidade, com cabo standard	No. 17240018
[8] lay:art evo color	1 unidade, com cabo fine	No. 17240100
[9] lay:art evo opaque	1 unidade, com cabo fine	No. 17240200
lay:art evo tamanho 2 refill	2 unidades, sem cabo	No. 17240012
lay:art evo tamanho 4 flame refill	2 unidades, sem cabo	No. 17240114
lay:art evo tamanho 4 cone refill	2 unidades, sem cabo	No. 17241114
lay:art evo tamanho 6 flame refill	2 unidades, sem cabo	No. 17240116

lay:art evo tamanho 6 cone refill	2 unidades, sem cabo	No. 17241116
lay:art evo tamanho 8 flame refill	2 unidades, sem cabo	No. 17240118
lay:art evo tamanho 8 cone refill	2 unidades, sem cabo	No. 17241118
lay:art evo color refill	2 unidades, sem cabo	No. 17240110
lay:art evo opaque refill	2 unidades, sem cabo	No. 17240210
lay:art evo build up set	Cabo standard com 3 tamanhos de pincel (4, 6, 8 flame)	No. 17240300
lay:art evo detail up set	Cabo fine com 3 tamanhos de pincel (color, opaque, 2)	No. 17240400
lay:art evo refresher	1 suporte para pincéis com copo (sem pincéis)	No. 17240600