



making work easy

The background of the advertisement is a close-up photograph showing a dental procedure. A hand holds a small, white, irregularly shaped dental restoration. A dental handpiece with a dark, cylindrical polishing wheel is being used to polish the restoration. The wheel is in contact with the restoration, and a bright, circular reflection is visible on its surface. The handpiece is black and has a silver-colored metal shaft. The background is a soft, out-of-focus light blue and white.

Renfert Polish ZrO_2 starter kit

NOUVEAU

Kit de polissage pour restaurations en
dioxyde de zirconium

NOUVEAU Renfert Polish ZrO₂ starter kit

Kit de polissage pour restaurations en dioxyde de zirconium


Le kit de base Renfert Polish ZrO₂ regroupe dans un ensemble coordonné les éléments essentiels destinés au traitement des restaurations en dioxyde de zirconium. La pâte à polir et les polissoirs sont adaptés au matériau et aux indications habituelles, et permettent aux utilisateurs d'effectuer le polissage de manière structurée, contrôlée et avec des résultats reproductibles.

Avantages

- Flux de travail efficace : polissage rapide et uniforme des restaurations en dioxyde de zirconium pour une surface parfaitement lisse.
- Polissage préservant le matériau : le déroulement du polissage en trois étapes garantit une qualité de surface optimale et permet d'obtenir un grand brillant parfait.
- Grand brillant durable : les géométries des polissoirs parfaitement adaptées permettent une utilisation polyvalente sur les restaurations en dioxyde de zirconium monolithiques et partiellement stratifiées.

Détails

- 1er prépolissage : Prepolisher ZrO₂
- 2e prépolissage : Prepolisher twist ZrO₂
- Polissage grand brillant : brosse de polissage Bison + pâte à polir Renfert Polish ZrO₂



Autres jeux de polissage

Renfert Polish 3D-printed materials starter kit : Un kit de base spécialement conçu pour la pâte à polir diamantée Renfert Polish 3D printed materials.



Renfert Polish all-in-one starter kit : Un kit de base spécialement conçu pour la pâte à polir Renfert polish all-in-one.

Référence

Renfert Polish ZrO ₂ starter kit		Réf. 5101200
Renfert Polish ZrO ₂	Pâte à polir 13 g	Réf. 5101100
Prepolisher ZrO ₂ (lentille)	26 mm, 1 pièce	Réf. 95 0000
Prepolisher twist ZrO ₂ (roue à lamelles)	26 mm, 1 pièce	Réf. 95 1000
Bison	14, 18 mm, 25/100 pièces	Réf. 76xxx00

Étendue de livraison

Renfert Polish ZrO₂ pâte à polir 13 g (Réf. 5101100), incl. 1x Prepolisher ZrO₂ (lentille) 26 mm (Réf. 950000) pour le premier pré-polissage de toute la surface, 1x Prepolisher twist ZrO₂ (roue à lamelles) 26 mm (Réf. 951000) pour le deuxième prépolissage de toute la surface et 1x brosse de polissage Bison 18 mm (Réf. 7661000) pour le polissage grand brillant.