

Renfert

making work easy



**MÁXIMA FLEXIBILIDAD
GRACIAS A
DIMENSIONES MÍNIMAS**



Ancho: 12,3 cm
Altura: 20,2 cm
Profundidad: 25,5 cm

Basic prebonder XS

NOVEDAD

Arenadora de precisión para el acondicionamiento superficial antes de la cementación adhesiva

NOVEDAD Basic prebonder XS

Arenadora de precisión para el acondicionamiento superficial antes de la cementación adhesiva

Con el sistema Basic prebonder, Renfert estandariza el acondicionamiento superficial antes de la cementación adhesiva en la clínica dental. Los parámetros de arenado definidos científicamente y los componentes coordinados del sistema convierten un paso de trabajo que hasta ahora dependía en gran medida del usuario en un proceso clínico definido. Desarrollada específicamente para este proceso clínico, la arenadora Basic prebonder XS crea condiciones definidas para el pretratamiento de óxido de circonio, aleaciones metálicas, así como materiales híbridos y polímeros modernos antes de la cementación adhesiva.

Ventajas

- Seguridad del proceso en la cementación adhesiva gracias al arenado estandarizado del óxido de circonio, las aleaciones metálicas, los materiales híbridos y los polímeros modernos.
- Resultados fiables gracias a parámetros de arenado definidos científicamente y a componentes del sistema coordinados entre sí.
- Mayor control de un paso de trabajo delicado gracias a unas condiciones reproducibles durante el arenado.

Detalles

- Diseño compacto para un uso flexible en consultas dentales con espacio limitado.
- Punta espaciadora Basic prebonder control tip integrada que permite un aporte uniforme de energía
- Activación uniforme de la superficie gracias a la boquilla especial Basic prebonder jet nozzle, con un chorro de arena homogéneo.



easy use



compact



El arte del control – Basic Prebonder: más que arenado.
Pre bonding.

Características técnicas

Aplicación	Arenado fino para la cementación 50µm
Presión de trabajo	Arenado fino para la cementación 0,6–1 bar / 8,7–14,5 psi Ajuste recomendado 0,8 bar / 11,6 psi
Presión máx. de conexión	6–8 bar / 87–116 psi
Caudal (a 1 bar)	8–9 l/min / 0,28–0,32 cfm
Número de depósitos	1
Función Immediate Stop	No
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	123 x 202 x 255 mm
Capacidad de los depósitos	300 ml / 500 g abrasivo
Peso (vacío)	1,5 Kg

Referencias

Basic prebonder XS	No. 29695000
Prebonder surface pro 50 µm, 4x 500 g	No. 15970050
Punta espaciadora (Basic prebonder control tip), 5 piezas	No. 900039010
Superficie de control (Basic prebonder control pad), 5 piezas + 1 soporte magnético	No. 900030375
Tobera especial (Basic prebonder jet nozzle), 1 pieza	No. 900038070

Volumen de suministro

Basic prebonder XS con depósito Basic prebonder (solo para abrasivo Prebonder surface pro de 50 µm), incl. 1 tobera especial Basic prebonder jet nozzle, 1 aguja distanciadora / ayuda de enfoque Basic prebonder control tip, 1 empuñadura ergonómica, 1 manguera flexible y un reductor de presión de 2 bar, 500 g de Prebonder surface pro, 4 puntas de repuesto Basic prebonder control tips, 1 medio para controlar la potencia de chorro Basic prebonder control pad, 1 soporte para la pieza de mano, 1 pedal neumático, 1 juego de conexión neumática (UE/EE. UU.) y 1 herramienta para boquillas dosificadoras.