

Renfert

making work easy



**FLEXIBILITÉ MAXIMALE
ET ENCOMBREMENT
MINIMAL**

Largeur : 12,3 cm
Hauteur : 20,2 cm
Profondeur : 25,5 cm

Basic prebonder XS

NOUVEAU

Microsableuse pour le conditionnement
de surface avant la fixation adhésive

NOUVEAU Basic prebonder XS

Microsableuse pour le conditionnement de surface avant la fixation adhésive

Avec le système Basic prebonder, Renfert standardise le conditionnement de surface avant la fixation adhésive en cabinet dentaire. Des paramètres de sablage définis scientifiquement et des composants système coordonnés transforment une étape de travail jusqu'alors fortement dépendante de l'utilisateur en un processus clinique bien défini. Spécialement conçue pour ce procédé clinique, la Basic prebonder XS crée des conditions définies pour le prétraitement de l'oxyde de zirconium, des alliages métalliques ainsi que des matériaux hybrides et des polymères modernes avant le collage.

Avantages

- Maîtrise du processus de fixation adhésive grâce au sablage standardisé de l'oxyde de zirconium, des alliages métalliques ainsi que des matériaux hybrides et des polymères modernes.
- Résultats fiables grâce à des paramètres de sablage définis scientifiquement et à des composants système coordonnés entre eux.
- Meilleur contrôle d'une étape de travail délicate grâce à des conditions de sablage reproductibles.

Détails

- Structure compacte pour une utilisation flexible dans les cabinets dentaires disposant d'un espace limité.
- Embout espaceur Basic prebonder control tip intégré pour un apport d'énergie uniforme.
- Activation uniforme de la surface grâce à la buse de sablage Basic prebonder jet nozzle spécialement développée pour une projection homogène d'abrasif.
- Manomètre de précision avec plage de travail marquée permettant une utilisation aisée.



easy use



compact



L'art du contrôle – Basic prebonder: Plus que du sablage. Pre bonding.

Caractéristiques techniques

Application	Micro sablage pour le bonding 50 µm
Pression de travail	Micro sablage pour le bonding 0,6–1 bar / 8,7–14,5 psi Réglage recommandé 0,8 bar / 11,6 psi
Pression raccordée max.	6–8 bar / 87–116 psi
Débit volumique (à 1 bar)	8–9 l/min / 0,28–0,32 cfm
Nombre de silos	1
Fonction d'arrêt immédiat	Non
Dimensions (l x h x p)	123 x 202 x 255 mm
Volume du silo	300 ml / 500 g abrasif
Poids (vide)	1,5 Kg

Référence

Basic prebonder XS	Réf. 2969 5000
Prebonder surface pro 50 µm, 4x 500 g	Réf. 1597 0050
Embout espaceur (Basic prebonder control tip), 5 pièces	Réf. 90003 9010
Plaquette de test (Basic prebonder control pad), 5 pièces + 1 support magnétique	Réf. 90003 0375
Buse spéciale (Basic prebonder jet nozzle), 1 pièce	Réf. 90003 8070

Étendue de livraison

Basic prebonder XS avec réservoir Basic prebonder (uniquement pour l'abrasif Prebonder surface pro 50 µm), comprenant 1 buse spéciale Basic prebonder jet nozzle, 1 embout espaceur / aide pour la focalisation Basic prebonder control tip, 1 poignée Ergo, 1 tuyau flexible et un détendeur de 2 bars, 500 g de Prebonder surface pro, 4 embouts de rechange Basic prebonder control tip, 1 plaquette pour contrôler la puissance de sablage Basic prebonder control pad, 1 support pour pièce à main, 1 commande à pied pneumatique, 1 kit de raccordement pneumatique (UE/États-Unis) et 1 outil pour raccord de dosage.