

Renfert

making work easy



**UTILIZZO
FLESSIBILE
IN SPAZI RIDOTTI**

Larghezza: 12,3 cm
Altezza: 20,2 cm
Profondità: 25,5 cm

Basic prebonder XS

NOVITÀ

Microsabbiatrice per il condizionamento superficiale prima della cementazione adesiva

NOVITA Basic prebonder XS

Microsabbiatrica per il condizionamento superficiale prima della cementazione adesiva

Con il sistema Basic prebonder, Renfert standardizza il condizionamento superficiale prima della cementazione adesiva nello studio dentistico. Parametri di sabbatura definiti scientificamente e componenti sistema coordinati tra loro trasformano una fase di lavoro, finora fortemente dipendente dall'operatore, in un protocollo clinico ben definito. Sviluppata specificamente per questo protocollo clinico, la sabbatrice Basic prebonder XS crea condizioni definite per il pretrattamento dell'ossido di zirconio, di leghe metalliche, materiali ibridi e polimeri moderni, prima della cementazione adesiva.

Vantaggi

- Affidabili protocolli di cementazione adesiva grazie alla sabbatura standardizzata dell'ossido di ossido di zirconio, leghe metalliche, materiali ibridi e polimeri moderni.
- Risultati sicuri grazie a parametri di sabbatura definiti scientificamente e a componenti sistema coordinati tra loro.
- Maggiore controllo di una fase di lavoro delicata grazie a condizioni di sabbatura riproducibili.

Dettagli

- Struttura compatta per un impiego versatile negli studi dentistici con spazio limitato.
- Distanziatore Basic prebonder control tip integrato per un apporto uniforme di energia.
- Attivazione uniforme della superficie grazie all'ugello Basic prebonder jet nozzle appositamente sviluppato, con proiezione omogenea di abrasivo.
- Manometro di precisione con intervallo di lavoro contrassegnato per un utilizzo agevole.



easy use



compact



Controllo a regola d'arte – Basic prebonder: Più di una sabbatura. Pre-bonding.

Caratteristiche Tecniche

Applicazione	Micro sabbatura per il bonding 50 µm
Pressione di esercizio	Micro sabbatura per il bonding 0,6 – 1 bar / 8,7 – 14,5 psi Impostazione consigliata 0,8 bar / 11.6 psi
Pressione di raccordo max.	6 – 8 bar / 87 – 116 psi
Portata volumetrica (a 1 bar)	8 – 9 l/min / 0,28 – 0,32 cfm
Numero serbatoi	1
Funzione Stop Immediato	No
Dimensioni (L x A x P)	123 x 202 x 255 mm
Capacità del serbatoio	300 ml / 500 g di abrasivo
Peso (vuoto)	1,5 Kg

Referenze

Basic prebonder XS	No. 2969 5000
Prebonder surface pro 50 µm, 4x 500 g	No. 1597 0050
Puntale distanziatore (Prebonder control tip), 5 pezzi	No. 90003 9010
Superficie di controllo (Prebonder control pad), 5 pezzi + 1 supporto magnetico	No. 90003 0375
Ugello speciale (Prebonder jet nozzle), 1 pezzo	No. 90003 8070

Dotazione

Basic prebonder XS con serbatoio Basic prebonder (solo per abrasivo Prebonder surface pro da 50 µm), incl. 1 ugello speciale Basic prebonder jet nozzle, 1 puntale distanziatore / ausilio per la focalizzazione Basic prebonder control tip, 1 impugnatura Ergo, 1 tubo flessibile e riduttore di pressione da 2 bar, 500 g di Prebonder surface pro, 4 puntali di ricambio Basic prebonder control tip, 1 tessera per controllare la potenza del getto Basic prebonder control pad, 1 supporto per manipolo, 1 comando a pedale pneumatico, 1 set di raccordi pneumatici (UE/USA) e 1 attrezzo per nippli di dosaggio.

