

Renfert

making work easy



Basic prebonder XS

НОВИНКА

Пескоструйный аппарат
обработки поверхности перед
адгезивной фиксацией

НОВИНКА Basic prebonder XS

Пескоструйный аппарат обработки поверхности перед адгезивной фиксацией (пре-бондинг)

С помощью системы «Basic prebonder» компания Renfert стандартизирует процесс подготовки поверхности перед адгезивной фиксацией в стоматологической практике. Научно обоснованные параметры пескоструйной обработки и согласованные между собой компоненты системы превращают этап работы, который до сих пор в значительной степени зависит от опыта пользователя, в четко определенный клинический процесс. Разработанный специально для этого клинического процесса аппарат «Basic prebonder XS» создает четко определенные условия для предварительной обработки диоксида циркония, металлических сплавов, а также гибридных материалов и современных полимеров перед адгезивной фиксацией.

Преимущества

- Надежность процесса адгезивной фиксации благодаря стандартизированной пескоструйной обработке диоксида циркония, металлических сплавов, а также гибридных материалов и современных полимеров.
- Надежные результаты благодаря научно обоснованным параметрам струйной обработки и согласованным между собой компонентам системы.
- Улучшенный контроль над деликатным этапом работы благодаря воспроизводимым условиям струйной обработки.

Детали

- Компактная конструкция для гибкого использования в стоматологических кабинетах с ограниченной площадью.



Полный контроль – Basic prebonder: больше, чем пескоструй. Это – прибор для оптимальной подготовки перед фиксацией.

Технические характеристики

Применение	Тонкоструйная обработка для бондинга 50 мкм
Рабочее давление	Тонкоструйная обработка для бондинга 0,6–1 бар Рекомендуемое давление 0,8 бар
Давление подключения сжатого воздуха, макс.	6–8 бар
Объемный расход (при давлении в 1 бар)	8–9 л/мин
Количество бачков	1
Immediate Stop (немедленная остановка струи)	нет
Габариты (ширина x высота x глубина)	123 x 202 x 255 мм
Емкость бачков	300 мл / 500 г Абразив
Масса (без абразива)	1,5 кг

Информация для заказа

Basic prebonder XS	Арт. №. 29695000
Prebonder surface pro 50 мкм, 4x 500 г	Арт. №. 15970050
Ограничитель расстояния (Basic prebonder control tip), 5 шт.	Арт. № 900039010
Индикатор (Basic prebonder control pad), 5 шт. + 1 магнитный держатель	Арт. № 900030375
Специальное струйное сопло (Basic prebonder jet nozzle), 1 шт.	Арт. № 900038070

Комплект поставки

Basic prebonder XS со струйным баком Basic prebonder (только для абразива Prebonder surface pro 50 мкм), Специальное струйное сопло Basic prebonder jet nozzle (1 шт.), Ограничитель расстояния Basic prebonder control tip (1 шт.), Эргономичная рукоятка (1 шт.), Гибкий шланг (1 шт.), Редуктор давления 2 бара (1 шт.), Абразив Prebonder Surface Pro (500 г), Запасные ограничители расстояния Basic prebonder control tip (4 шт.), Индикатор Basic prebonder control pad (1 шт.), Держатель рукоятки (1 шт.), Пневматический ножной переключатель (1 шт.), Комплект для подключения к сети сжатого воздуха по нормам ЕС и США (1 шт.), Инструмент для дозирующего нипеля (1 шт.)