



making work easy

The background of the advertisement is a close-up photograph of a dental procedure. A hand holds a translucent, shell-like dental restoration. A rotary tool with a dark, cylindrical polishing wheel is being used to polish the restoration. The wheel is in motion, creating a blurred effect. The restoration has a bright, reflective area where it is being polished. The overall scene is brightly lit, with a soft, out-of-focus background.

Renfert Polish ZrO_2 starter kit

NOVEDAD

Juego de pulido para restauraciones
de dióxido de circonio

NOVEDAD Renfert Polish
ZrO₂ starter kit

Juego de pulido para restauraciones de dióxido de circonio

El kit inicial Renfert Polish ZrO₂ reúne en un conjunto coordinado los componentes esenciales para el tratamiento de restauraciones de dióxido de circonio. La pasta y los pulidores están adaptados al material y a las indicaciones típicas, y permiten al usuario realizar el pulido de forma estructurada, controlada y con resultados reproducibles.

Ventajas

- Flujo de trabajo eficiente: pulido rápido y uniforme de restauraciones de dióxido de circonio para obtener una superficie perfectamente lisa.
- Pulido cuidadoso con el material: el pulido en tres fases garantiza una calidad superficial fiable y proporciona un alto brillo óptimo.
- Alto brillo duradero: las geometrías perfectamente adaptadas de los pulidores permiten un uso versátil en restauraciones de dióxido de circonio monolíticas y parcialmente estratificadas.

Detalles


- 1º prepulido: Prepolisher ZrO₂
- 2º prepulido: Prepolisher twist ZrO₂
- Pulido de alto brillo: cepillo de pulido Bison + pasta de pulido Renfert Polish ZrO₂

Otros juegos de pulido

Renfert Polish 3D-printed materials starter kit: Kit inicial especialmente diseñado para la pasta de pulido diamantada Renfert Polish 3D-printed materials.



Renfert Polish all-in-one starter kit: Kit inicial especialmente diseñado para la pasta de pulido Renfert Polish all-in-one.



Referencias

Renfert Polish ZrO ₂ starter kit		No. 5101200
Renfert Polish ZrO ₂	Pasta de pulido, 18 g	No. 5101100
Prepolisher ZrO ₂ (lente)	26 mm, 1 pieza	No. 95 0000
Prepolisher twist ZrO ₂ (disco con láminas flexibles)	26 mm, 1 pieza	No. 95 1000
Bison	14 mm, 18 mm, 25/100 piezas	No. 76xx00

Volumen de suministro

Renfert Polish ZrO₂ pasta de pulido 18 g (No. 5101100), incl. 1x Prepolisher ZrO₂ (lente) 26 mm (No. 95 0000) para el primer pre-pulido de toda la superficie, 1x Prepolisher twist ZrO₂ (disco con láminas flexibles) 26 mm (No. 95 1000) para el segundo prepulido de toda la superficie y 1x cepillo de pulido Bison 18 mm (No. 766 1000) para el pulido de alto brillo.