

making work easy

Comunicado de prensa

Hilzingen (Alemania) – IDS 2023

Renfert convence con el spray de mateado 3D extra fine

Renfert-Scanspray extra fine: para un escaneado aún más preciso

Renfert-Scanspray extra fine de Renfert (Hilzingen) es un spray de mateado de alta gama que proporciona una calidad óptima de las tomas. Renfert subraya así su deseo de obtener gran precisión y de trabajar sin esfuerzo: «making work easy».

Renfert-Scanspray extra fine es un spray de mateado 3D de gran calidad para el escaneado extraoral de superficies brillantes o muy reflectantes (como modelos o estructuras). Nomen est omen: gracias a su estructura microfina, este spray puede aplicarse en una capa muy fina. La mejor adherencia procura aún mayor comodidad.

Capa de mateado homogénea

Con Renfert-Scanspray extra fine pueden matearse todos los materiales imaginables, de modo que el escáner 3D de laboratorio capta con precisión tanto las características de la superficie como las macro y microtexturas. Gracias a la aplicación homogénea del spray, sin formación de grumos ni burbujas, el riesgo de errores dimensionales se reduce al mínimo. Renfert-Scanspray extra fine puede pulverizarse con un espesor de capa uniforme. Una boquilla de rociado especial facilita el mateado preciso de piezas pequeñas. Además, ofrece mayor opacidad que los sprays de escaneado convencionales, de modo que los reflejos se disimulan al máximo y hasta las estructuras más finas se reproducen con exactitud. La excelente detección con representación detallada de los perfiles garantiza también un escaneado preciso.

Aplicación eficaz

El spray de mateado se aplica con gran eficacia. El rápido tiempo de secado agiliza la preparación de los objetos para el proceso de escaneado. Tras la toma, el spray se elimina fácilmente con una vaporeta sin necesidad de utilizar productos químicos.

El Renfert-Scanspray extra fine está indicado para trabajar con cualquier sistema de escaneo de laboratorio y está optimizado para obtener la máxima precisión. Como ninguno de los sprays de escaneo de Renfert, no contiene dióxido de titanio. Aquí, la atención minuciosa a los detalles se une a una gran comodidad de trabajo. El resultado por parte de Renfert no puede ser otro que: "making work easy".

2.183 caracteres

Más informaciones

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen, Alemania | www.renfert.com **Contacto de prensa**

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com