

Renfert lance un taille-plâtre hautes performances doté de fonctions pratiques

MT premium: un taille-plâtre génial

Renfert présente son nouveau taille-plâtre à eau MT premium, témoin de sa compétence magistrale en matière d'appareils professionnels fiables. Ce nouveau membre de la famille des taille-plâtres MT impressionne en outre par sa grande puissance et ses nombreux détails bien pensés. Il s'inscrit donc, lui aussi, dans l'objectif de Renfert, qui est de proposer des appareils de laboratoire haut de gamme permettant de travailler confortablement et sans effort, donc des appareils vraiment dignes de la devise « making work easy ».

Le taille-plâtre à eau MT premium de Renfert vient révolutionner le monde des taille-plâtres, grâce à une puissance sans concession et des détails ingénieux. Sur le plan technique, ce nouveau taille-plâtre hautes performances est basé sur les caractéristiques éprouvées du taille-plâtre MT 3 (dont une grande puissance, le nettoyage sans outil) et intègre de plus des fonctions astucieuses, comme la fonction Aqua Stop et le spot d'éclairage.

Grâce à ses excellentes performances, le MT premium est vraiment dur à la tâche. Sa construction et son design ne laissent rien à désirer. Les lignes d'angle gravées sur la table de meulage permettent un guidage aisé des modèles en plâtre. L'inclinaison à 10° de l'appareil garantit une visibilité optimale du modèle. Et un mécanisme de basculement pratique (90°/98°) permet de changer rapidement l'angle de la table de meulage. Le tuyau d'arrosage positionné de manière optimale empêche le colmatage du disque de meulage et la fonction anti-gouttes Anti Drop permet de bénéficier en tout instant d'une surface de travail propre et sèche. Le MT premium dispose de plus d'une fonction Aqua Stop qui aide à économiser de l'eau. Autre coup de génie : l'éclairage de travail intégré, sous la forme d'un spot qui garantit un éclairage optimal de la table de meulage.

ORTHO guide pour les modèles d'orthodontie

Le kit d'extension ORTHO guide permet de transformer le MT premium en taille-plâtre spécial en un tournemain. Le gabarit intuitif et la table de meulage spéciale permettent de meuler des modèles d'orthodontie de manière rapide et en toute sécurité. La possibilité de changer l'angle de la table garantit des angles définis. De plus, un laser de guidage aide à obtenir une orientation optimale de la ligne du raphé médian.



making work easy

Communiqué de presse

Hilzingen, Allemagne – IDS 2023

Que ce soit au laboratoire dentaire ou au cabinet, le MT premium fera toujours un travail de maître. Ce taille-plâtre hautes performances donne ainsi une toute nouvelle dimension au meulage de modèles. Il incarne l'union parfaite d'une puissance sans concession, d'un confort d'utilisation au point et d'une expertise approfondie. Le résultat est donc typique de Renfert : „making work easy“.

2.811 caractères

Plus informations

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen/Allemagne | www.renfert.com

Contact médias

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com