



making work easy

Communiqué de presse

Hilzingen, Allemagne – octobre 2026

Micro Heroes - 5 géométries, un objectif : assurer des détails parfaits

Renfert agrandit sa famille lay:art en ajoutant un système de pinceaux pour la micro-stratification

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans le développement de pinceaux pour l'art dentaire, Renfert agrandit sa famille de pinceaux lay:art en lui ajoutant un nouveau système : lay:art micro. Ses cinq géométries spéciales ont été développées en coopération avec des experts internationaux dans le domaine de la céramique pour répondre aux exigences spécifiques de concepts de micro-stratification et d'individualisation modernes

Le système lay:art micro a été développé selon un principe très clair : les cinq géométries de pinceau Spike, Blade, Sting, Nano et Fan ont été conçues spécialement pour les différentes étapes de modelage, de coloration et de finition des surfaces et aident à maîtriser la manipulation de très petites quantités de matière. La gamme de géométries coordonnées permet de séparer clairement les différentes étapes les unes des autres, depuis l'application précise de stains jusqu'au lissage et à la texturisation de la surface, en passant par le dépôt et la répartition de pâtes. Le système s'adapte à toutes les situations, puisqu'il permet de choisir la géométrie qui convient pour l'étape réalisée, et ce, en fonction des matériaux utilisés, de l'application et des méthodes de travail personnelles. De cette façon, lay:art micro associe spécialisation et liberté de choix, offrant ainsi la possibilité de trouver son pinceau favori pour la micro-stratification. Les fibres synthétiques spéciales garantissent tonicité, élasticité et une faible absorption de matière pour un prélèvement et une application maîtrisée de matière, même en très faible quantité.

lay:art micro a été conçu pour les céramiques et composés pâteux. Ce système s'inscrit donc dans une logique unique pour deux univers de matériaux. Les fibres sont résistantes à l'alcool, aux nettoyants concentrés et monomères collants et conservent leur forme même en cas de nettoyage intensif. Le système comprend cinq pointes de pinceau interchangeables et deux manches

ergonomiques rangés dans un boîtier de protection rigide. Grâce à lay:art micro, il est désormais possible de profiter, pour la micro-stratification, de pinceaux offrant toute la maîtrise, la différenciation et la spécialisation qui représentent les points forts bien connus des pinceaux Renfert.

2.425 caractères

Plus d'informations

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen | www.renfert.com

Contact presse

Christelle Kinzelbach | Tel. +49 7731 8208 346 | E-Mail: christelle.kinzelbach@renfert.de