

**Renfert**

making work easy

# Easyclean TEC

**NOVITÀ** Apparecchio per la pulizia ad ultrasuoni

easy use



silent

L'apparecchio per pulizia ad ultrasuoni Easyclean TEC viene utilizzato per la performante pulizia di oggetti dentali (ad esempio portaimpronte e strumenti) che con esso possono essere puliti senza alcuna difficoltà. L'azione di pulizia viene favorita da idonei detergenti chimici, aumentando la temperatura del bagno e regolando la durata di applicazione. La permanente funzione sweep assicura inoltre un'efficace distribuzione della frequenza degli ultrasuoni, aumentando così ancora di più l'effetto di pulizia.

## Vantaggi

- L'ottimale risultato di pulizia è garantito da una frequenza degli ultrasuoni di 37 kHz.
- Per assicurare una distribuzione efficace degli ultrasuoni Easyclean TEC utilizza la funzione sweep permanente.
- Un'azione di pulizia ottimizzata, anche per lo sporco più ostinato, è garantita dall'elemento termico integrato.

## Dettagli

- Per una pulizia efficace ed efficiente sotto il profilo energetico, le due modalità "eco" e "dynamic" permettono di adattare l'apparecchio al grado di sporco.
- Una durata utile straordinariamente lunga è assicurata dalla vasca in acciaio inossidabile altamente resistente alla cavitazione.

- La funzione di feedback acustico segnala il termine del processo di pulizia per un ambiente di lavoro senza disturbi.

## making work easy

Con il design moderno e lineare, l'apparecchio per pulizia ad ultrasuoni di alta qualità si integra in modo discreto nell'ambiente dentale.

È stata dedicata attenzione sia alla bassa rumorosità sia alla facile manutenzione dell'apparecchio nel lavoro quotidiano. Gli elementi di comando e le superfici in acciaio inossidabile sono facili da pulire.



Applicazione esemplare: pulizia degli strumenti

## Dati tecnici

Tensione di rete ammessa	220–240 V   115–120 V   100 V
Frequenza di rete ammessa	50/60 Hz
Potenza assorbita	280 W
Frequenza ultrasuoni	37 kHz
Potenza effettiva ultrasuoni	80 W
Potenza termica	200 W
Dimensioni (L x A x P) (Dimensioni esterne dell'apparecchio)	305 x 230 x 190 mm
Peso (coperchio incl.)	~ 3,3 kg
Volume (capacità max. della vaschetta)	2,7 l
Volume (Volume utile della vaschetta)	1,7 l

## Referenze

Easyclean TEC, 220–240 V	No. 18520000
Easyclean TEC, 115–120 V	No. 18521000
Easyclean TEC, 100 V	No. 18522000



# Accessori

## Easyclean TEC

	<b>GO 2011 speed</b>	Indicato per la pulizia rapida e accurata di diversi strumenti e utensili in solo 50% del tempo rispetto ai solventi per gesso e alginato convenzionali.	2 l	No. 20120000
	<b>Coperchio di plastica, grigio</b>	Riscaldamento più rapido. Protezione dall'evaporazione e dalla polvere.	1 pezzo	No. 18500001
	<b>Coperchio di acciaio con due fori</b>	Supporto per il bicchiere di pulizia o per il bicchiere di plastica con coperchio.	1 pezzo	No. 18500002
	<b>Cestello di acciaio inossidabile</b>	Per il contenimento degli oggetti da pulire. Per proteggere il fondo della vaschetta di oscillazione.	1 pezzo	No. 18500003
	<b>Cestello per immersione di acciaio inossidabile</b>	Per oggetti piccoli e molto delicati. Impiego nel coperchio di acciaio inossidabile o nel bicchiere di pulizia.	1 pezzo	No. 18500004
	<b>Vaschetta per acidi, in plastica</b>	Per acidi e liquidi che non devono essere versati nella vaschetta di acciaio inossidabile.	1 pezzo	No. 18500005
	<b>Bicchiere di pulizia</b>	Per l'uso di altri liquidi detergenti. Impiego nel coperchio in acciaio inossidabile. 600 ml.	1 pezzo con coperchio e anello di gomma	No. 18500006
	<b>Bicchiere di plastica con coperchio</b>	Per oggetti relativamente piccoli e per lavorare con gli acidi. Adatto anche in combinazione con il coperchio di acciaio inossidabile.	1 pezzo	No. 18500007

