

Renfert

making work easy

# Easyclean TEC

NEW 超音波洗浄機



簡単操作



静音

EasycleanTEC超音波洗浄ユニットは、印象トレーやインスツルメントなどの歯科用器具類を、パワフルかつシンプルに洗浄します。適切な洗浄剤を使用し、浴温を上げ、洗浄時間を調整することで、洗浄効果を高めることができます。さらに、内蔵されたスイープ機能により、超音波周波数を効果的に分散させ、洗浄効果をさらに向上させます。

## 特徴

- 超音波周波数は37 kHzで、最適な洗浄効果を得られます。
- 超音波周波数を効果的に分布させるために、Easyclean TECはパーマネントスイープ機能を使用しています。
- ヒーターが内蔵されているため、最も頑固な汚れでも洗浄が容易です。

## 詳細

- エネルギー効率の良い洗浄のために、「エコ」と「ダイナミック」の二つの超音波モードがあり、汚れのレベルに合わせた洗浄が可能です。
- ステンレス製タンクは耐キャビテーション性に優れ、長期間ご使用いただけます。
- 作業環境を妨げないよう、洗浄の完了を音でお知らせします。

## 作業を快適に

モダンでスタイリッシュなデザインにより、このプレミアム品質の超音波洗浄ユニットは、歯科医療現場にシームレスに溶け込みます。騒音が少ないだけでなく、日々のメンテナンスも容易です。コントロールユニットとステンレス製ハウジングの表面は、お手入れが簡単です。



使用例：器具の洗浄

## 技術仕様

許容主電源電圧	220-240 V   115-120 V   100 V
電源周波数	50/60 Hz
消費電力	280 W
超音波周波数	37 kHz
超音波有効電力	80 W
加熱力	200 W
外形寸法(幅×高さ×奥行)(本体、外装寸法)	305 x 230 x 190 mm
重量(蓋付き)	~3.3 kg
容量(タンクの最大容量)	2.7 L
容量(操作時のタンク容量)	1.7 L

## オーダー情報

Easyclean TEC, 220-240 V	No. 18520000
Easyclean TEC, 115-120 V	No. 18521000
Easyclean TEC, 100 V	No. 18522000

# オプション

## Easyclean TEC

	<b>GO 2011 speed</b>	様々な器具や補助器具の洗浄に適しており、従来の石膏やアルジネート溶剤に比べ、わずか50%の時間で素早く徹底的に洗浄できます。	2 L	No. 20120000
	<b>蓋、グレー</b>	クイックな加熱 蒸発と粉塵の侵入を防ぎます。	1枚	No. 18500001
	<b>ステンレス製カバー</b>	洗浄用ビーカーまたはフタ付きプラスチックカップで使用するカバー。	1枚	No. 18500002
	<b>ステンレス製バスケット</b>	クリーニング用品の収納や、超音波タンクの床の保護に。	1 個	No. 18500003
	<b>ステンレス製浸漬バスケット</b>	小さなものや非常にデリケートなものの洗浄に。ステンレス スチール製カバーまたは洗浄用ビーカー用。	1 個	No. 18500004
	<b>プラスチック製酸用インサート</b>	ステンレス製タンクでの使用に適さない酸や液体用。	1 個	No. 18500005
	<b>クリーニング用ビーカー</b>	追加洗浄液用。 ステンレス製カバーに使用。 600 ml	1セット、 蓋およびラバーバンド付き	No. 18500006
	<b>蓋付きプラスチックカップ</b>	小さな物の洗浄や酸を扱う作業に最適。 ステンレス スチール製カバーとの併用も可能。	1 個	No. 18500007