

**Renfert**

making work easy

Easyclean TEC

超声波清洗机

新品 超声波清洗机

Easyclean TEC超声波振荡器用于对例如：印模托盘和器械等牙科物品的强力而简便的清洗。通过使用适合的化学清洁剂、提高浴温和控制应用时间来增强清洁效果。此外，持续扫描功能有助于充分传播超声波频率，进一步增强清洁效果。

优点

- 37 kHz的超声波频率确保了最佳的清洁效果。
- Easyclean TEC采用了持续扫描功能，以达到均匀分布超声波频率。
- 内置的加热元件意味着优化的清洁能力 - 即使面对最顽固的污垢也能轻松搞定。

详细信息

- 为保障高效节能的清洁，根据污染程度有"经济"和"动态"两种超声波模式用于调节。
- 不锈钢槽具有高度耐空化性，确保了不同一般的使用寿命。
- 为了保持工作环境的无故障运行，声音反馈功能会提示清洁过程已结束。

让您工作更轻松

这款优质的超声波振荡器拥有现代化、简洁的设计，可无缝融入牙科环境。除了重视低噪音运行外，该装置还为日常例行维护配备了便捷模式。由此，设备的控制元件和不锈钢外壳表面就非常易于清洁。



应用案例：器械清洁

技术参数

允许电源电压	220-240 V 115-120 V 100 V
允许电源频率	50/60 Hz
功率	280 W
超声波频率	37 kHz
超声波有效功率	80 W
加热功率	200 W
尺寸(宽 x 高 x 深)(机器、外部尺寸)	305 x 230 x 190 毫米
重量(含盖子)	~3.3 公斤
容量(罐、最大容量)	2.7 升
容量(罐、操作量)	1.7 升

订货信息

Easyclean TEC超声波清洗机, 220-240 V	货号: 18520000
Easyclean TEC超声波清洗机, 115-120 V	货号: 18521000
Easyclean TEC超声波清洗机, 100 V	货号: 18522000



配件

Easyclean TEC超声波清洗机

	GO 2011 speed	与传统的除石膏和藻酸盐溶剂相比,只需50%的时间,就能快速彻底地清洁不同的工具和辅助机器。	2 升 (0.53 加仑)	货号: 20120000
	塑料盖,灰色	加热更快。防止蒸发和灰尘渗入。	1 件	货号: 18500001
	不锈钢盖	与清洗玻璃杯或塑料杯一起使用的盖子。	1 件	货号: 18500002
	不锈钢篮框	用于存放清洁物品。用于保护超声波槽的底板。	1 件	货号: 18500003
	浸没式不锈钢篮框	用于清洁小而精致的物品。配合不锈钢盖或清洁玻璃杯一起使用。	1 件	货号: 18500004
	塑料防酸衬盘	用于不适合在不锈钢罐里使用的酸和液体。	1 件	货号: 18500005
	清洗玻璃杯	用于额外的清洁剂。用于不锈钢盖。 600 毫升	1 件包括盖和橡胶密封圈	货号: 18500006
	塑料杯带盖	适合清洁较小的物品和要使用含酸性材料的工作。也可与不锈钢盖板配合使用。	1 件	货号: 18500007