



making work easy

Communiqué de presse

Hilzingen, Allemagne – Mars 2026

Nouvelle génération d'appareils à jet de vapeur : une évolution en matière de fiabilité

Renfert présente POWER steamer 1 et POWER steamer 2

Avec les POWER steamer 1 et POWER steamer 2, Renfert lance sur le marché la génération techniquement optimisée de ses appareils à jet de vapeur. Grâce à des améliorations apportées à des composants centraux, ces appareils sont conçus pour un fonctionnement continu et sans interruption. Dans un laboratoire dentaire, un appareil à jet de vapeur fait partie des appareils les plus sollicités. Les températures élevées et la pression permanente mettent durablement les matériaux et la technologie à l'épreuve. Avec la première génération du POWER steamer, Renfert avait déjà établi un système particulièrement robuste, protégé par une garantie de trois ans pour encore plus de sûreté. Les POWER steamer 1 et 2 de nouvelle génération prolongent cette fiabilité, avec des composants clés repensés pour davantage de durabilité, de résistance et pour simplifier l'entretien.

Une optimisation pensée dans les moindres détails

Au cœur de l'optimisation se trouve l'électrovanne entièrement repensée. Son diamètre élargi permet un débit amélioré et elle est conçue pour résister à des charges intensives. L'électrovanne peut également être remplacée par l'utilisateur si nécessaire, réduisant ainsi significativement les temps d'arrêt. Esthétiquement, les modèles présentent un léger rafraîchissement tout en conservant leur ergonomie éprouvée. Renfert maintient également des caractéristiques de performance reconnues :

- Puissance constante : pression de service de 4,5 bar pour un nettoyage efficace.
- Système de chauffage sûr : l'élément chauffant coulé dans le fond de la cuve en aluminium est protégé contre la corrosion.
- Maintenance facile : un indicateur de calcification en temps réel et une ouverture de service extra large simplifient et sécurisent l'entretien.

Les appareils sont disponibles en deux versions : POWER steamer 1 avec remplissage manuel, et POWER steamer 2 avec remplissage automatique via raccordement direct à l'eau grâce à une pompe intégrée, garantissant une disponibilité continue de vapeur.

Bien plus qu'un simple nettoyage à la vapeur : un système complet intelligent

« Nous recommandons l'utilisation d'eau distillée ou de l'adoucisseur d'eau POWER steamer water softener », explique Jens Erich, chef de produit. Le système de filtration contrôle le débit grâce à un capteur de flux et protège activement l'appareil contre les dommages dus au calcaire. En option, la STEAM tube, un box cylindrique pour le nettoyage à la vapeur astucieusement conçu, complète idéalement l'appareil. Renfert fait également preuve d'innovation dans le domaine du service. Via le "Virtualiseur 3D", il est possible d'explorer numériquement le POWER steamer 2 – avec animations fonctionnelles 3D et réalité augmentée pour une visualisation virtuelle dans l'environnement du laboratoire. Découvrez plus d'infos sur la page produit www.renfert.com/power-steamer

2.997 caractères

Plus informations

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen/Allemagne | www.renfert.com

Contact médias

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com