


**Renfert**

making work easy

# Kratzen Sie noch?

Temporärzement  
einfach entfernen



# temp:ex

Temporärzemententferner

# temp:ex

## Temporärzemententferner

temp:ex ist ein Lösungsmittel für dentale Temporärzemente auf Zinkoxidbasis.

### Vorteile

- Einsparung von Arbeitszeit durch eine deutliche Reduzierung der manuellen Arbeitsschritte.
- Vermeidung von Beschädigungen der Restauration durch Instrumente bei manuellen Arbeitsschritten.
- Geprüfte Verträglichkeit bei gängigen dentalen Werkstoffen.

### Details

- Bis zu 50% schnellere Reinigungsleistung durch Einsatz von temp:ex im SYMPRO Prothesenreinigungsgerät.
- Wirtschaftlicher Einsatz durch Flasche mit Dosierhilfe.

**MD**



Einfach ca. 10 Minuten einwirken lassen ...



Zahnersatz vor und nach der Reinigung

---

### Bestellinformationen

temp:ex

250 ml No. 66000000