

Renfert

making work easy



SYMPRO

Sistema di pulizia per dispositivi dentali mobili

SYMPRO

Sistema di pulizia per dispositivi dentali mobili

Compatto apparecchio di pulizia, particolarmente adatto per la pulizia di dispositivi dentali mobili, bite ed apparecchi ortodontici.

Vantaggi

- Fidelizzazione dei clienti – servizio di profilassi per i portatori di protesi.
- Soddisfazione del paziente – pulizia di mascherine, bite e apparecchi ortodontici.
- Sicurezza dei processi – preparazione igienica validata dei componenti del sistema.

Dettagli

- Effetto positivo sulla salute generale del paziente grazie alla pulizia regolare della protesi dentale.
- Forte risparmio di tempo rispetto ai metodi manuali grazie all'efficiente processo di pulizia automatizzato.
- Compatibilità con i comuni materiali dentali testata da enti esterni.
- Geometria ottimizzata degli aghi di pulizia delicati e allo stesso tempo efficaci.
- Elevate prestazioni di pulizia grazie all'ottimale inclinazione della tazza.
- Rapida pulizia dei restauri provvisori in combinazione con il mini recipiente SYMPRO e il solvente per cemento provvisorio temp:ex.

Making work easy

Quel che conta è l'approccio con sistema! Gli efficaci detergenti help:ex sono disponibili per la pulizia con l'apparecchio per la pulizia delle protesi SYMPRO.



easy use



silent



compact



Prima e dopo la pulizia con SYMPRO e help:ex

Dati tecnici

Tensione di rete ammessa	100–240 V
Frequenza di rete ammessa	50/60 Hz
Potenza assorbita	90 VA
Intensità di pulizia	basso / medio / alto
Dimensioni (L x A x P)	150 x 240 x 280 mm
Peso (senza recipiente)	~3 kg

Referenze

SYMPRO, 100-240 V	No. 67001000
-------------------	--------------

Referenze accessori

help:ex plaque f	4 x 1 l	No. 67000100
help:ex plaque p	20 x 20 g polvere detergente + 20 x 4,5 g neutralizzatore	No. 67000000
help:ex discolor f	1 l	No. 67000200
Altri accessori	www.renfert.com/sympro	

